



SYNTESYS
disposable labware

General Catalogue



SYNTESYS
disposable labware



Corporate Identity.

When a dream
meets expertise

SYNTESYS

SYNTESYS

“STRUMENTI
ALL’AVANGUARDIA PER
TRASFORMARE I TUOI
DATI IN SCOPERTE.”

Syntesys S.r.l. è un’azienda italiana specializzata nella produzione di prodotti per l’analisi di laboratorio chimico, clinico e articoli sanitari. Da sempre si presenta come un’azienda dinamica con una storica e consolidata esperienza nel settore, che conta oggi 25 anni di attività. Fondata con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, Syntesys è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento in qualità e affidabilità, con un team altamente qualificato di 35 professionisti, ciascuno impegnato a garantire l’eccellenza in ogni fase del processo produttivo.

Costruire relazioni solide e durature, ascoltare le esigenze dei clienti e offrire soluzioni personalizzate è tra gli obiettivi del Sales Department. Il team progettuale di Syntesys invece è sempre pronto a fornire supporto tecnico e consulenze, assicurandosi che ogni cliente riceva il massimo valore dai prodotti.

Lo stabilimento, situato in un’area di 6.000 mq, è il cuore pulsante dello sviluppo produttivo. All’interno di questa struttura, modernamente attrezzata, si realizzano tutte le fasi della produzione, con un approccio che integra tecnologie all’avanguardia e un elevato standard qualitativo. Ogni progetto è seguito con precisione, garantendo soluzioni personalizzate che rispondono alle specifiche esigenze dei clienti.

Con Syntesys, l’impegno è volto costantemente alla qualità, alla tecnologia e alla personalizzazione: l’azienda si distingue nel panorama internazionale come un interlocutore di fiducia, a fianco delle realtà che scelgono l’eccellenza.

La vision di Syntesys S.r.l. è un equilibrio perfetto tra innovazione, qualità, sostenibilità e attenzione al cliente. L’impegno aziendale è volto a fornire prodotti che non solo soddisfino le esigenze del mercato ma che contribuiscano a un futuro migliore per tutti.

“CUTTING-EDGE TOOLS
TO TURN YOUR DATA
INTO DISCOVERIES.”

Syntesys S.r.l. is an Italian company specialized in the production of chemical and clinical laboratory analysis products and healthcare items. It has always presented itself as a dynamic company with a historical and consolidated experience in the sector, which today has 25 years of activity. Founded with the aim of responding to the needs of a constantly evolving market, Syntesys has grown to become a point of reference for quality and reliability, with a highly qualified team of 35 professionals, each committed to ensuring excellence in every phase of the production process.

Building solid and lasting relationships, listening to customer needs and offering customized solutions are among the objectives of the Sales Department.

The Syntesys design team is always ready to provide technical support and consultancy, ensuring that each customer receives the maximum value from the products.

The headquarter, located in an area of 6.000 square meters, is the beating heart of production development.

Within this modernly equipped facility, we carry out all stages of production, with an approach that integrates cutting-edge technologies and a high quality standard.

Each project is followed with precision, ensuring customized solutions that meet the specific needs of customers.

With Syntesys, the commitment is constantly aimed at quality, technology and customization: the company stands out in the international panorama as a trusted interlocutor, alongside companies that choose excellence.

The vision of Syntesys S.r.l. is a perfect balance between innovation, quality, sustainability and customer care. The company’s commitment is aimed at providing products that not only meet the needs of the market but that contribute to a better future for everyone.

Brand Guidelines.

Syntesys
why choose us



SYNTESYS

SYNTESYS

- > **Massima attenzione al cliente**
- > **Sviluppo e innovazione continui**
- > **Professionalità ed esperienza**
- > **Produzione Made in Italy**
- > **Vasta gamma di prodotti**
- > **Qualità dei materiali**
- > **Certificazioni nazionali e internazionali**
- > **Sensibilità e sostenibilità**
- > **Resilienza**

- > **Maximum attention to the customer**
- > **Quick, effective, tailor-made solutions**
- > **Continuous development and innovation**
- > **Professionalism and experience**
- > **Made in Italy production;**
- > **Wide range of products**
- > **High-quality materials**
- > **National and international certifications**
- > **Awareness and sustainability**
- > **We are resilient**

L'ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

Syntesys sviluppa da subito una visione chiara orientata verso un futuro sostenibile e innovativo, impegnandosi a mantenere la produzione interamente in Italia, garantendo così la qualità e l'affidabilità dei prodotti.

L'azienda si impegna a operare in modo sostenibile, utilizzando materiali eco-compatibili credendo che tra gli obiettivi ci sia quello di contribuire a un futuro più green, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo pratiche responsabili.

THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY

Syntesys immediately develops a clear vision oriented toward a sustainable and innovative future, committing to keeping production entirely in Italy, thus ensuring the quality and reliability of its products.

The work is carried out in a flexible way, using eco-compatible materials that are believed to be the source of a bright green future, reducing the environmental impact and making it practice responsibly.

2000



Syntesys: dal 2000, guidiamo l'innovazione
e la tecnologia nella produzione di articoli
destinati ad analisi di laboratorio con soluzioni
all'avanguardia e un approccio orientato al futuro.

2027



Syntesys: since 2000, we lead innovation and technology in the production of items for laboratory analysis with cutting-edge solutions and a future-oriented approach.

Production Lines.

Syntesys
why choose us

SYNTESYS

Syntesys investe da sempre in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni all'avanguardia, garantendo prodotti di altissima qualità.

Ogni articolo è progettato e realizzato secondo rigorosi standard, per garantire risultati affidabili e precisi nei laboratori di tutto il mondo. Competenza e professionalità raccontano un *modus operandi* alla base dell'offerta commerciale e produttiva, permettendo di soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente con soluzioni adeguate.

Syntesys è impegnata a ridurre l'impatto ambientale delle loro operazioni, promuovendo pratiche sostenibili in ogni fase della produzione.

La fase produttiva si distingue per un forte impegno verso la sostenibilità e l'ottimizzazione delle risorse, con un focus particolare all'uso di materiali compatibili e al riciclo dei materiali plastici. L'azienda adotta soluzioni tecnologiche avanzate che permettono di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante tutte le fasi del ciclo produttivo.

Nel corso degli anni la Direzione ha implementato precisi iter nei processi produttivi che riducono al minimo gli sprechi di energia e materie prime, utilizzando tecnologie all'avanguardia per monitorare e ottimizzare ogni fase della produzione.

Da sempre sensibile a pratiche sostenibili e al riciclo dei materiali plastici, Syntesys implementa soluzioni per il recupero e la reintroduzione dei materiali plastici nel ciclo produttivo, mirando a minimizzare gli sprechi, massimizzare l'efficienza e ottimizzando i consumi, con un occhio sempre attento alla tutela dell'ambiente.

L'azienda, nel corso della sua esperienza, ottiene diverse certificazioni che attestano la qualità e la sicurezza dei prodotti, garantendo standard elevati in tutte le operazioni.

Syntesys pone un forte accento all'assistenza ai clienti, offrendo supporto personalizzato e soluzioni su misura per ogni richiesta specifica.

Questi valori permettono a Syntesys di distinguersi come una delle aziende più evolute e dinamiche nel settore internazionale.

Syntesys has always invested in research and development to offer cutting-edge solutions, guaranteeing products of the highest quality. Each item is designed and manufactured according to rigorous standards, to guarantee reliable and precise results in laboratories around the world.

Competence and professionalism tell a *modus operandi* at the base of the commercial and production offer, allowing to satisfy the specific needs of each customer with adequate solutions. Syntesys is committed to reducing the environmental impact of their operations, promoting sustainable practices in every phase of production. The production phase is distinguished by a strong commitment to sustainability and optimization of resources, with a particular focus on the use of compatible materials and the recycling of plastic materials. The company adopts advanced technological solutions that allow to minimize the environmental impact during all phases of the production cycle. Over the years, the Management has implemented precise procedures in the production processes that minimize waste of energy and raw materials, using cutting-edge technologies to monitor and optimize each phase of production. Always sensitive to sustainable practices and the recycling of plastic materials, Syntesys implements solutions for the recovery and reintroduction of plastic materials into the production cycle, aiming to minimize waste, maximize efficiency and optimize consumption, with an eye always on environmental protection. The company, during its experience, obtains several certifications that guarantee to the quality and safety of the products, guaranteeing high standards in all operations. Syntesys places a strong emphasis on customer assistance, offering personalized support and tailor-made solutions for each specific request. These values allow Syntesys to stand out as one of the most advanced and dynamic companies in the international sector.

TABLE OF C

.01		SISTEMA PER PRELIEVO SOTTOVUOTO ED ACCESSORI BLOOD COLLECTION SYSTEM AND ACCESSORIES	16 · 33
.02		PROVETTE, TAPPI E SISTEMI PER LA VES TUBES, STOPPERS AND ESR SYSTEMS	36 · 57
.03		CONTENITORI PER URINA E PER FECI URINE AND FAECES CONTAINERS	60 · 71
.04		ARTICOLI PER STRUMENTAZIONE INSTRUMENTATION PRODUCTS	74 · 85
.05		PUNTALI, PUNTALI IN RACK E PIPETTE TIPS, TIPS IN RACK AND PIPETTES	88 · 101
.06		VETRINI PER SEDIMENTI URINARI SLIDES FOR URINARY SEDIMENT	104 · 105
.07		TEST RAPIDI RAPID TESTS	108 · 115
.08		MICROBIOLOGIA E BATTERIOLOGIA MICROBIOLOGY AND BACTERIOLOGY	118 · 133

CONTENTS

.09		VETRINI, VETRINI PRECOLORATI, PORTAVETRINI E ACCESSORI SLIDE, PRE-STAINED MICROSCOPE SLIDES, SLIDE MAILERS AND ACCESSORIES	136 · 147
.10		CONTENITORI CON TAPPO A VITE E SOTTOTAPPO SCREW CAP CONTAINERS AND PRESSURE UNDERCAP	150 · 151
.11		SISTEMI PER IL TRASPORTO DI CAMPIONI E ACCESSORI SAMPLES TRANSPORT SYSTEM AND ACCESSORIES	154 · 167
.12		ARTICOLI SANITARI E PER FARMACIE SANITARY AND PHARMACY PRODUCTS	170 · 185
.13		MEDICINA DEL LAVORO OCCUPATIONAL HEALTH	188 · 191
.14		ARTICOLI VARI PER LABORATORIO MISCELLANEOUS	194 · 209
.15		BOTTIGLIE PER CAMPIONAMENTO ACQUE WATER SAMPLING BOTTLES	212 · 215

An abstract graphic featuring a series of white, wavy, parallel lines that create a sense of movement and depth. The lines are set against a solid blue background. The lines start from the left edge and curve towards the right, with some lines crossing each other to form a mesh-like pattern in the center. The overall effect is dynamic and modern.

.01

SYNTESIS



SISTEMA PER PRELIEVO SOTTOVUOTO ED ACCESSORI BLOOD COLLECTION SYSTEM AND ACCESSORIES

PROVETTE SOTTOVUOTO

VACUUM TEST TUBES

P. 16, 18

AGHI MULTIPLI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO

MULTINEEDLES FOR VACUUM TUBES

P. 19

ACCESSORI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO

ACCESSORIES FOR VACUUM TUBES

P. 20, 21

AGHI A FARFALLA

BUTTERFLY NEEDLES

P. 22, 23

PROVETTE ED ACCESSORI PER PRELIEVO URINE

TEST TUBES AND ACCESSORIES FOR URINE COLLECTION

P. 24, 2

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELL'URINA CON DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO

CONTAINERS FOR URINE COLLECTION WITH TRANSFER DEVICE

P. 26, 29

PROVETTE PER PRELIEVO CAPILLARE DEL SANGUE

TEST TUBES FOR CAPILLARY BLOOD COLLECTION

P. 30

"VACU RE-CAP®" TAPPI PER IL RITAPPAGGIO DI PROVETTE SOTTOVUOTO

"VACU RE-CAP®" CAPS FOR RECAPPING OF VACUUM TUBES

P. 31

SISTEMI PER LA LETTURA DELLA VES

ESR SYSTEMS

P. 32, 33

PROVETTE SOTTOVUOTO PER INDAGINI EMATOCHIMICHE *VACUUM TEST TUBES WITH ANTICOAGULANT*



PER EMOCROMO / FOR BLOOD COUNTS

		Conf. / Case
313520	VACUTEST 13x75 mm EDTA K2 asp. 2 ml tappo viola trasparente <i>VACUTEST 13x75 mm EDTA K2 drawing 2 ml transparent violet stopper</i>	1.000 pz/pcs
3135100	VACUTEST 13x75 mm EDTA K2 asp. 3 ml tappo viola trasparente <i>VACUTEST 13x75 mm EDTA K2 drawing 3 ml transparent violet stopper</i>	1.000 pz/pcs
3135300	VACUTEST 13x75 mm EDTA K2 asp. 4 ml tappo viola <i>VACUTEST 13x75 mm EDTA K2 drawing 4 ml violet stopper</i>	1.000 pz/pcs
3135400	VACUTEST 13x100 mm EDTA K2 asp. 6 ml tappo viola <i>VACUTEST 13x100 mm EDTA K2 drawing 6 ml violet stopper</i>	1.000 pz/pcs
313005	VACUTEST 13x75 mm EDTA K3 asp. 2 ml tappo viola <i>VACUTEST 13x75 mm EDTA K3 drawing 2 ml violet stopper</i>	1.000 pz/pcs
313010	VACUTEST 13x75 mm EDTA K3 asp. 3 ml tappo viola <i>VACUTEST 13x75 mm EDTA K3 drawing 3 ml violet stopper</i>	1.000 pz/pcs
313030	VACUTEST 13x75 mm EDTA K3 asp. 4 ml tappo viola <i>VACUTEST 13x75 mm EDTA K3 drawing 4 ml violet stopper</i>	1.000 pz/pcs
313040	VACUTEST 13x100 mm EDTA K3 asp. 6 ml tappo viola <i>VACUTEST 13x100 mm EDTA K3 drawing 6 ml violet stopper</i>	1.000 pz/pcs



PER COAGULAZIONE / FOR COAGULATION

314315	VACUTEST GR 13x75 mm 0,35 ml Na Citrato 3,8% asp. 3,15 ml tappo azzurro trasparente <i>VACUTEST GR 13x75 mm 0,35 ml Sodium Citrate 3,8% drawing 3,15 ml light blue transparent stopper</i>	1.000 pz/pcs
314365	VACUTEST GR 13x75 mm 0,35 ml Na Citrato 3,2% asp. 3,15 ml tappo azzurro trasparente <i>VACUTEST GR 13x75 mm 0,35 ml Sodium Citrate 3,2% drawing 3,15 ml light blue transparent stopper</i>	1.000 pz/pcs
314010	VACUTEST IN 13x75 mm 0,2 ml Na Citrato 3,8% asp. 1,8 ml tappo azzurro trasparente <i>VACUTEST IN 13x75 mm 0,2 ml Sodium Citrate 3,8% drawing 1,8 ml light blue transparent stopper</i>	1.000 pz/pcs
314074	VACUTEST IN 13x75 mm 0,2 ml Na Citrato 3,2% asp. 1,8 ml tappo azzurro trasparente <i>VACUTEST IN 13x75 mm 0,2 ml Sodium Citrate 3,2% drawing 1,8 ml light blue transparent stopper</i>	1.000 pz/pcs
314020	VACUTEST IN 13x75 mm 0,25 ml Na Citrato 3,8% asp. 2,25 ml tappo azzurro trasparente <i>VACUTEST IN 13x75 mm 0,25 ml Sodium Citrate 3,8% drawing 2,25 ml light blue transparent stopper</i>	1.000 pz/pcs
314084	VACUTEST IN 13x75 mm 0,25 ml Na Citrato 3,2% asp. 2,25 ml tappo azzurro trasparente <i>VACUTEST IN 13x75 mm 0,25 ml Sodium Citrate 3,2% drawing 2,25 ml light blue transparent stopper</i>	1.000 pz/pcs



CON INIBITORI DELLA GLICOLISI / GLYCOLYSIS INHIBITORS

313805	VACUTEST 13x75 mm Kf+Na2 EDTA asp. 2 ml tappo grigio <i>VACUTEST 13x75 mm Kf+Na2 EDTA drawing 2 ml grey stopper</i>	1.000 pz/pcs
313820	VACUTEST 13x75 mm Kf+Na2 EDTA asp. 4 ml tappo grigio <i>VACUTEST 13x75 mm Kf+Na2 EDTA drawing 4 ml grey stopper</i>	1.000 pz/pcs
313825	VACUTEST 13x100 mm Kf+Na2 EDTA asp. 6 ml tappo grigio <i>VACUTEST 13x100 mm Kf+Na2 EDTA drawing 6 ml grey stopper</i>	1.000 pz/pcs

PER ESAMI CHIMICO - CHIMICI/ FOR PLASMA

312005	VACUTEST 13x75 mm Litio Eparina asp. 2 ml tappo verde <i>VACUTEST 13x75 mm Lithium Heparin drawing 2 ml green stopper</i>	1.000 pz/pcs
312010	VACUTEST 13x75 mm Litio Eparina asp. 4 ml tappo verde <i>VACUTEST 13x75 mm Lithium Heparin drawing 4 ml green stopper</i>	1.000 pz/pcs
312020	VACUTEST 13x100 mm Litio Eparina asp. 6 ml tappo verde <i>VACUTEST 13x100 mm Lithium Heparin drawing 6 ml green stopper</i>	1.000 pz/pcs



01

ITA Sistema per prelievo sottovuoto ed accessori
EN Blood Collection system and accessories

PROVETTE SOTTOVUOTO PER ESTRAZIONE SIERO *SERUM SEPARATOR VACUUM TUBES*



CON ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE / WITH CLOT ACTIVATOR

		Conf. / Case
311002	VACUTEST 13x75 mm asp. 2 ml con attivatore di coagulazione tappo rosso <i>VACUTEST 13x75 mm drawing 2 ml with clot activator red stopper</i>	1.000 pz/pcs
311005	VACUTEST 13x75 mm asp. 3 ml con attivatore di coagulazione tappo rosso <i>VACUTEST 13x75 mm drawing 3 ml with clot activator red stopper</i>	1.000 pz/pcs
311010	VACUTEST 13x75 mm asp. 4 ml con attivatore di coagulazione tappo rosso <i>VACUTEST 13x75 mm drawing 4 ml with clot activator red stopper</i>	1.000 pz/pcs
311020	VACUTEST 13x100 mm asp. 6 ml con attivatore di coagulazione tappo rosso <i>VACUTEST 13x100 mm drawing 6 ml with clot activator red stopper</i>	1.000 pz/pcs
311030	VACUTEST 16x100 mm asp. 9 ml con attivatore di coagulazione tappo rosso <i>VACUTEST 16x100 mm drawing 9 ml with clot activator red stopper</i>	1.000 pz/pcs



CON GRANULI SEPARATORI E ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE / WITH GRANULES + CLOT ACTIVATOR

311515	VACUTEST 13x75 mm asp. 3,5 ml con granuli separatori + attivatore tappo marrone terra di siena <i>VACUTEST 13x75 mm drawing 3,5 ml with granules + clot activator rusty stopper</i>	1.000 pz/pcs
310525	VACUTEST 13x100 mm asp. 5 ml con granuli separatori + attivatore tappo marrone terra di siena <i>VACUTEST 13x100 mm drawing 5 ml with granules + clot activator rusty stopper</i>	1.000 pz/pcs
310535	VACUTEST 16x100 mm asp. 8 ml con granuli separatori + attivatore tappo marrone terra di siena <i>VACUTEST 16x100 mm drawing 8 ml with granules + clot activator rusty stopper</i>	1.000 pz/pcs



CON GEL E ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE / WITH GEL + CLOT ACTIVATOR

1	310010 ● VACUTEST 13x75 mm asp. 3,5 ml con gel + attivatore tappo rosso <i>VACUTEST 13x75 mm drawing 3,5 ml with gel + clot activator red stopper</i>	500 pz/pcs
	310174 ● VACUTEST 13x75 mm asp. 3,5 ml con gel + attivatore tappo giallo ocra <i>VACUTEST 13x75 mm drawing 3,5 ml with gel + clot activator yellow gold stopper</i>	500 pz/pcs
	310204 ● VACUTEST 13x75 mm asp. 3,5 ml con gel + attivatore tappo azzurro <i>VACUTEST 13x75 mm drawing 3,5 ml with gel + clot activator light blue stopper</i>	500 pz/pcs
	310020 ● VACUTEST 13x100 mm asp. 5 ml con gel + attivatore tappo rosso <i>VACUTEST 13x100 mm drawing 5 ml with gel + clot activator red stopper</i>	500 pz/pcs
	310176 ● VACUTEST 13x100 mm asp. 5 ml con gel + attivatore tappo giallo ocra <i>VACUTEST 13x100 mm drawing 5 ml with gel + clot activator yellow gold stopper</i>	500 pz/pcs
	310214 ● VACUTEST 13x100 mm asp. 5 ml con gel + attivatore tappo azzurro <i>VACUTEST 13x100 mm drawing 5 ml with gel + clot activator light blue stopper</i>	500 pz/pcs
	310060 ● VACUTEST 16x100 mm asp. 8 ml con gel + attivatore tappo rosso <i>VACUTEST 16x100 mm drawing 8 ml with gel + clot activator red stopper</i>	500 pz/pcs
	310178 ● VACUTEST 16x100 mm asp. 8 ml con gel + attivatore tappo giallo ocra <i>VACUTEST 16x100 mm drawing 8 ml with gel + clot activator yellow gold stopper</i>	500 pz/pcs
	310234 ● VACUTEST 16x100 mm asp. 8 ml con gel + attivatore tappo azzurro <i>VACUTEST 16x100 mm drawing 8 ml with gel + clot activator light blue stopper</i>	500 pz/pcs

PROVETTE SOTTOVUOTO PER ESTRAZIONE SIERO
SERUM SEPARATOR VACUUM TUBES



CON GEL E LITIO EPARINA / WITH GEL + LITHIUM HEPARIN

Conf. / Case

312550	VACUTEST 13x75 mm asp. 3,5 ml con gel + Litio Eparina tappo verde chiaro <i>VACUTEST 13x75 mm drawing 3,5 ml with gel + Lithium Heparin light green stopper</i>	500 pz/pcs
312570	VACUTEST 13x100 mm asp. 5 ml con gel + Litio Eparina tappo verde chiaro <i>VACUTEST 13x100 mm drawing 5 ml with gel + Lithium Heparin light green stopper</i>	500 pz/pcs
312580	VACUTEST 16x100 mm asp. 8 ml con gel + Litio Eparina tappo verde chiaro <i>VACUTEST 16x100 mm drawing 8 ml with gel + Lithium Heparin light green stopper</i>	500 pz/pcs



CON TROMBINA / FOR A RAPID SERUM SEPARATION

311700	VACUTEST 13x75 mm asp. 4 ml con trombina tappo arancione <i>VACUTEST 13x75 mm drawing 4 ml for a rapid serum separation orange stopper</i>	500 pz/pcs
310700	VACUTEST 13x75 mm asp. 3,5 ml con trombina + gel tappo arancione <i>VACUTEST 13x75 mm drawing 3,5 ml with gel for a rapid serum separation orange stopper</i>	500 pz/pcs
311800	VACUTEST 13x100 mm asp. 6 ml con trombina tappo arancione <i>VACUTEST 13x100 mm drawing 6 ml for a rapid serum separation orange stopper</i>	500 pz/pcs
310800	VACUTEST 13x100 mm asp. 5 ml con trombina + gel tappo arancione <i>VACUTEST 13x100 mm drawing 5 ml with gel for a rapid serum separation orange stopper</i>	500 pz/pcs



01

ITA Sistema per prelievo sottovuoto ed accessori
EN Blood Collection system and accessories

AGHI MULTIPLI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO
MULTINEEDLES FOR VACUUM TUBES

			Conf. / Case
1		3526502 1 Ago multiplo sterile per prelievo sottovuoto 20 G 1 1/2 giallo (ø 0,9 x 38 mm) <i>Sterile multineedle for vacuum tubes 20 G x 1 1/2" yellow (ø 0,9 x 38 mm)</i>	1.000 pz/pcs
		3526504 2 Ago multiplo sterile per prelievo sottovuoto 21 G 1 1/2 verde (ø 0,8 x 38 mm) <i>Sterile multineedle for vacuum tubes 21 G x 1 1/2" green (ø 0,8 x 38 mm)</i>	1.000 pz/pcs
2		3526506 3 Ago multiplo sterile per prelievo sottovuoto 22 G 1 1/2 nero (ø 0,7 x 38 mm) <i>Sterile multineedle for vacuum tubes 22 G x 1 1/2" black (ø 0,7 x 38 mm)</i>	1.000 pz/pcs
		3526512 Ago multiplo sterile per prelievo sottovuoto 20 G 1 giallo (ø 0,9 x 25 mm) <i>Sterile multineedle for vacuum tubes 20 G x 1" yellow (ø 0,9 x 25 mm)</i>	1.000 pz/pcs
3		3526514 Ago multiplo sterile per prelievo sottovuoto 21 G 1 verde (ø 0,8 x 25 mm) <i>Sterile multineedle for vacuum tubes 21 G x 1" green (ø 0,8 x 25 mm)</i>	1.000 pz/pcs
		3526516 Ago multiplo sterile per prelievo sottovuoto 22 G 1 nero (ø 0,7 x 25 mm) <i>Sterile multineedle for vacuum tubes 22 G x 1" black (ø 0,7 x 25 mm)</i>	1.000 pz/pcs
		3526537 Adattatore Luer sterile 20 G (ø 0,9 mm) <i>Sterile Luer Adapter 20 G (ø 0,9 mm)</i>	1.000 pz/pcs
		3526553 Ago multiplo con Camera di Visualiz. per prelievo sottovuoto sterile 21 G 1 1/2 verde (ø 0,8 x 38 mm) <i>Sterile multineedle with cell viewing for vacuum tubes 21 G x 1 1/2" green (ø 0,8 x 38 mm)</i>	5.000 pz/pcs
		3526555 Ago multiplo con Camera di Visualiz. per prelievo sottovuoto sterile 22 G 1 1/2 nero (ø 0,7 x 38 mm) <i>Sterile multineedle with cell viewing for vacuum tubes 22 G x 1 1/2" black (ø 0,7 x 38 mm)</i>	5.000 pz/pcs

ACCESSORI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO
ACCESSORIES FOR VACUUM TUBES



		Conf. / Case
3169018	1 Holder monouso ESA 1 (conf. 100 pz) <i>ESA 1 Disposable Holder (100 pcs per bag)</i>	1000 pz/pcs
351316	2 Holder monouso in trasplene per sistema prelievo sottovuoto (conf. 25x100 pz) <i>Disposable Holder for vacuum system (25x100 pcs per bag)</i>	2500 pz/pcs
3169220	3 Holder monouso con dispositivo di sicurezza per la copertura dell'ago <i>Disposable Holder with integrated safety system</i>	500 pz/pcs
3169230-206	4 Holder monouso sterile con ago inserito 20 G x 1 ½" e dispositivo di sicurezza integrato <i>Sterile disposable Holder with oriented needle 20 G x 1 ½" and with integrated safety system</i>	200 pz/pcs
3169230-216	Holder monouso sterile con ago inserito 21 G x 1 ½" e dispositivo di sicurezza integrato <i>Sterile disposable Holder with oriented needle 21 G x 1 ½" and with integrated safety system</i>	200 pz/pcs
3169230-226	Holder monouso sterile con ago inserito 22 G x 1 ½" e dispositivo di sicurezza integrato <i>Sterile disposable Holder with oriented needle 22 G x 1 ½" and with integrated safety system</i>	200 pz/pcs
351320	5 Holder monouso universale con Luer adapter preassemblato <i>Universal disposable Holder with Luer adapter</i>	2000 pz/pcs
368872	6 Pronto Holder Quick - camicia di sicurezza riutilizzabile con dispositivo integrato di rilascio ago <i>Pronto Holder Quick - reusable plastic Holder with quick release</i>	20 pz/pcs
450181	Camicia non sterile per fiasche di coltura <i>Blood culture Holder non sterile</i>	320 pz/pcs



01

ITA Sistema per prelievo sottovuoto ed accessori
EN Blood Collection system and accessories

1



2



3



4



5



6



- 511025 1 Laccio emostatico tubolare in lattice con bordino lunghezza 38 cm
Hemostatic latex tourniquet with rim 38 cm lenght
- 511225 2 Laccio emostatico tubolare in silicone (latex free) senza bordi, lunghezza 35 cm
Hemostatic latex free tourniquet without rim 35 cm lenght

Conf. / Case

50 pz/pcs

100 pz/pcs

- 325727 3 "T-QUET" Laccio emostatico in tessuto blu elastico con rilascio istantaneo
"T-QUET" Blue hemostatic flat terylene tourniquet with instantaneous release
- 325722 4 Laccio emostatico pediatrico in tessuto elastico con rilascio istantaneo
Pediatric haemostatic flat terylene tourniquet with instantaneous release

50 pz/pcs

50 pz/pcs

- 511212 5 Laccio emostatico piatto lungh. 40 cm x 2,5 cm blue latex free (sacchetto 25 pz.)
Blue haemostatic flat tourniquet 40 cm lenght x 2,5 cm latex free (bag 25 pcs.)
- 511210 6 Laccio emostatico piatto lungh. 40 cm x 2,5 cm bianco latex free (sacchetto 25 pz.)
White haemostatic flat tourniquet 40 cm lenght x 2,5 cm latex free (bag 25 pcs.)

1.000 pz/pcs

1.000 pz/pcs

AGHI A FARFALLA

BUTTERFLY NEEDLES

		Conf. / Case	
	PSV21ET	Aghi a farfalla sterili 21 G (0,8 mm x 20 mm) verdi (tubo 30 cm) <i>Sterile butterfly needle 21 G (0,8 mm x 20 mm) green (tubing 30 cm)</i>	1000 pz/pcs
	PSV22ET	Aghi a farfalla sterili 22 G (0,7 mm x 20 mm) neri (tubo 30 cm) <i>Sterile butterfly needle 22 G (0,7 mm x 20 mm) black (tubing 30 cm)</i>	1000 pz/pcs
	PSV23ET	Aghi a farfalla sterili 23 G (0,6 mm x 20 mm) azzurri (tubo 30 cm) <i>Sterile butterfly needle 23 G (0,6 mm x 20 mm) light blue (tubing 30 cm)</i>	1000 pz/pcs
	362702	Set aghi a farfalla sterili 21 G (0,8 mm x 20 mm) verdi con adattatore Luer preassemblato (tubo 19 cm) <i>Sterile butterfly needle set 21 G (0,8 mm x 20 mm) green with Luer Adapter (tubing 19 cm)</i>	1000 pz/pcs
	362710	Set aghi a farfalla sterili 22 G (0,7 mm x 20 mm) neri con adattatore Luer preassemblato (tubo 19 cm) <i>Sterile butterfly needle set 22 G (0,7 mm x 20 mm) black with Luer Adapter (tubing 19 cm)</i>	1000 pz/pcs
	362722	Set aghi a farfalla sterili 23 G (0,6 mm x 20 mm) azzurri con adattatore Luer preassemblato (tubo 19 cm) <i>Sterile butterfly needle set 23 G (0,6 mm x 20 mm) light blue with Luer Adapter (tubing 19 cm)</i>	1000 pz/pcs
	362704	Set aghi a farfalla sterili 21 G (0,8 mm x 20 mm) verdi con adattatore Luer e Holder preassemblato (tubo 19 cm) <i>Sterile butterfly needle set 21 G (0,8 mm x 20 mm) green with Luer Adapter and Holder (tubing 19 cm)</i>	1000 pz/pcs
	362715	Set aghi a farfalla sterili 22 G (0,7 mm x 20 mm) neri con adattatore Luer e Holder preassemblato (tubo 19 cm) <i>Sterile butterfly needle set 22 G (0,7 mm x 20 mm) black with Luer Adapter and Holder (tubing 19 cm)</i>	1000 pz/pcs
	362718	Set aghi a farfalla sterili 23 G (0,6 mm x 20 mm) azzurri con adattatore Luer e Holder preassemblato (tubo 19 cm) <i>Sterile butterfly needle set 23 G (0,6 mm x 20 mm) light blue with Luer Adapter and Holder (tubing 19 cm)</i>	1000 pz/pcs

**01**

ITA Sistema per prelievo sottovuoto ed accessori
EN Blood Collection system and accessories

AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA *BUTTERFLY NEEDLES WITH SAFETY DEVICE*

Conf. / Case

PSVSF21G Set aghi a farfalla 21 G x 3/4" [0,8 mm x 19 mm] verdi sterile con sistema di sicurezza integrato (tubo 30 cm)
Sterile butterfly needle set 21 G x 3/4" [0,8 mm x 19 mm] green with safety device (tubing 30 cm)

500 pz/pcs

PSVSF22G Set aghi a farfalla 22 G x 3/4" [0,7 mm x 19 mm] neri sterile con sistema di sicurezza integrato (tubo 30 cm)
Sterile butterfly needle set 22 G x 3/4" [0,7 mm x 19 mm] black with safety device (tubing 30 cm)

500 pz/pcs

PSVSF23G Set aghi a farfalla 23 G x 3/4" [0,6 mm x 19 mm] azzurri sterile con sistema di sicurezza integrato (tubo 30 cm)
Sterile butterfly needle set 23 G x 3/4" [0,6 mm x 19 mm] light blue with safety device (tubing 30 cm)

500 pz/pcs



BCSSF2119 Set aghi a farfalla 21 G x 3/4" [0,8 mm x 19 mm] verdi sterile con sistema di sicurezza integrato (tubo da 19 cm) e Luer Adapter
Sterile butterfly needle set 21 G x 3/4" [0,8 mm x 19 mm] green with safety device (tubing 19 cm) and Luer Adapter

500 pz/pcs

BCSSF2219 Set aghi a farfalla 22 G x 3/4" [0,7 mm x 19 mm] neri sterile con sistema di sicurezza integrato (tubo da 19 cm) e Luer Adapter
Sterile butterfly needle set 22 G x 3/4" [0,7 mm x 19 mm] black with safety device (tubing 19 cm) and Luer Adapter

500 pz/pcs

BCSSF2319 Set aghi a farfalla 23 G x 3/4" [0,6 mm x 19 mm] azzurri sterile con sistema di sicurezza integrato (tubo da 19 cm) e Luer Adapter
Sterile butterfly needle set 23 G x 3/4" [0,6 mm x 19 mm] light blue with safety device (tubing 19 cm) and Luer Adapter

500 pz/pcs



362136 Set aghi a farfalla 21 G x 3/4" [0,8 mm x 19 mm] verdi sterile con sistema di sicurezza integrato (tubo da 19 cm) con Luer Adapter e Holder
Sterile butterfly needle set 21 G x 3/4" [0,8 mm x 19 mm] green with safety device (tubing 19 cm) with Luer Adapter and Holder

200 pz/pcs

362236 Set aghi a farfalla 22 G x 3/4" [0,7 mm x 19 mm] neri sterile con sistema di sicurezza integrato (tubo da 19 cm) con Luer Adapter e Holder
Sterile butterfly needle set 22 G x 3/4" [0,7 mm x 19 mm] black with safety device (tubing 19 cm) with Luer Adapter and Holder

200 pz/pcs

362336 Set aghi a farfalla 23 G x 3/4" [0,6 mm x 19 mm] azzurri sterile con sistema di sicurezza integrato (tubo da 19 cm) con Luer Adapter e Holder
Sterile butterfly needle set 23 G x 3/4" [0,6 mm x 19 mm] light blue with safety device (tubing 19 cm) with Luer Adapter and Holder

200 pz/pcs

PROVETTE SOTTOVUOTO PER PRELIEVO URINA

VACUUM TEST TUBES FOR URINE COLLECTION



- 314930
- 1
- Pr. VACUTEST 16x100 mm cilindrica per raccolta urina aspirazione 9 ml tappo giallo
- Cylindrical VACUTEST tube 16x100 mm for urine collection sampling with yellow stopper aspiration 9 ml
- 314850
- 2
- Pr. VACUTEST 16x100 mm conica per raccolta urina aspirazione 9,5 ml tappo giallo
- Conical VACUTEST tube 16x100 mm for urine sampling with yellow stopper aspiration 9,5 ml

Conf. / Case

1000 pz/pcs

1000 pz/pcs

- 3149600
- 3
- Pr. VACUTEST 16x100 mm cilindrica per raccolta urina aspirazione 9 ml con preservante tappo giallo
- Cylindrical VACUTEST tube 16x100 mm for urine collection sampling with yellow stopper aspiration 9 ml
- 3148600
- 4
- Pr. VACUTEST 16x100 mm conica per raccolta urina aspirazione 9 ml con preservante tappo giallo
- Conical VACUTEST tube 16x100 mm for urine sampling with yellow stopper aspiration 9 ml with preservative

1000 pz/pcs

1000 pz/pcs

- 314750
- 5
- Pr. VACUTEST 16x100 mm cilindrica "JUMBO" per raccolta urina aspirazione 11 ml tappo giallo
- Cylindrical VACUTEST tube 16x100 mm "JUMBO" for urine collection sampling with yellow stopper aspiration 11 ml
- 3147700
- 6
- Pr. VACUTEST 16x100 mm cilindrica "JUMBO" per raccolta urina aspirazione 11 ml con preservante tappo giallo
- Cylindrical VACUTEST tube 16x100 mm "JUMBO" for urine collection sampling with yellow stopper aspiration 11 ml


1000 pz/pcs

1000 pz/pcs



01

ITA Sistema per prelievo sottovuoto ed accessori
EN Blood Collection system and accessories



			Conf. / Case
331270	Camicia con dispositivo di prelievo da provetta sottovuoto lunghezza totale 14 cm sonda 9,5 cm NON STERILE <i>Urine collection device total lenght 14 cm (straw 9,5 cm) not sterile</i>		1000 pz/pcs
331273	Camicia con dispositivo di prelievo da provetta sottovuoto lunghezza totale 14 cm sonda 9,5 cm STERILE confezione singola <i>Sterile urine collection device total lenght 14 cm (straw 9,5 cm) individually wrapped</i>		600 pz/pcs
331275	Camicia con dispositivo di prelievo da provetta sottovuoto lunghezza totale 24 cm sonda 19 cm NON STERILE <i>Urine collection device total lenght 24 cm (straw 19 cm) not sterile</i>		1200 pz/pcs

CONTENITORI RACCOLTA URINA CON DISPOSITIVO DI PRELIEVO SOTTOVUOTO URINE COLLECTION CONTAINERS WITH VACUUM SAMPLING DEVICE



1



2

331245 1 "SEKUR TAINER"® contenitore urina sterile graduato 120 ml polipropilene tappo a vite giallo con dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto
"SEKUR TAINER"® Polypropylene sterile urine container graduated 120 ml with yellow screw cap with sampling device for vacuum tubes

Conf. / Case

300 pz/pcs

331250 2 "SEKUR TAINER"® contenitore urina sterile graduato 120 ml polipropilene tappo a vite giallo con dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto in confezione singola
"SEKUR TAINER"® Polypropylene sterile urine container graduated 120 ml with yellow screw cap with sampling device for vacuum tubes individually wrapped

250 pz/pcs



3



4

331246 3 "SEKUR TAINER"® contenitore urina sterile graduato 120 ml polipropilene tappo a vite azzurro con dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto
"SEKUR TAINER"® Polypropylene sterile urine container graduated 120 ml with light blue screw cap with sampling device for vacuum tubes

300 pz/pcs

331251 4 "SEKUR TAINER"® contenitore urina sterile graduato 120 ml polipropilene tappo a vite azzurro con dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto in confezione singola
"SEKUR TAINER"® Polypropylene sterile urine container graduated 120 ml with light blue screw cap with sampling device for vacuum tubes individually wrapped

250 pz/pcs



5



6

331225 5 "SEKUR TAINER"® contenitore urina sterile graduato 60 ml polipropilene tappo a vite giallo con dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto
"SEKUR TAINER"® Polypropylene sterile urine container graduated 60 ml with yellow screw cap with sampling device for vacuum tubes

600 pz/pcs

331230 6 "SEKUR TAINER"® contenitore urina sterile graduato 60 ml polipropilene tappo a vite giallo con dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto in confezione singola
"SEKUR TAINER"® Polypropylene sterile urine container graduated 60 ml with yellow screw cap with sampling device for vacuum tubes individually wrapped

500 pz/pcs



01

ITA Sistema per prelievo sottovuoto ed accessori
EN Blood Collection system and accessories



Conf. / Case

391699

"Easy Transfer®" bottiglia ambrata graduata per la raccolta urina nelle 24 h 3000 ml con manico ergonomico per una presa sicura con tappo per prelievo da provetta sottovuoto e copritappo di sicurezza integrato e sonda 185 mm che permette un'agevole aspirazione anche con quantità minime d'urina e fascia traslucida per una facile lettura del livello di campione raggiunto

30 pz/pcs

"Easy Transfer®" 3000 ml graduated polyethylene container with ergonomic handle for collecting 24 h urine samples for photosensitive analysis with screw cap for vacuum tube collection device and 185 mm straw for easy transfer even with minimal urine volume and translucent stripe for quick and easy reading of liquid level.

30 pz/pcs

"Easy Transfer®" è un marchio registrato da Syntesys S.r.l.
"Easy Transfer®" is registered by Syntesys S.r.l.



Conf. / Case

390599 "Easy Tainer Max®" bottiglia ambrata graduata per la raccolta urina nelle 24 h 3000 ml con tappo per prelievo da provetta sottovuoto con copritappo di sicurezza integrato e fascia traslucida per una facile lettura del livello di liquido raggiunto

30 pz/pcs

"Easy Tainer Max®" 3000 ml graduated polyethylene container for collecting 24 h urine samples for photosensitive analysis, with screw cap for vacuum tube collection device and translucent stripe for quick and easy reading of liquid level.

391599 "Easy Tainer Max Plus®" bottiglia ambrata graduata per la raccolta urina nelle 24 h 3000 ml con tappo per prelievo da provetta sottovuoto con copritappo di sicurezza integrato e sonda 185 mm che permette un'agevole aspirazione anche con quantità minime d'urina e fascia traslucida per una facile lettura del livello di liquido raggiunto

30 pz/pcs

"Easy Tainer Max Plus®" 3000 ml graduated polyethylene container for collecting 24 h urine samples for photosensitive analysis with screw cap for vacuum tube collection device and 185 mm straw for easy transfer even with minimal urine volume and translucent stripe for quick and easy reading of liquid level

"Easy Tainer Max®", "Easy Tainer Max Plus®" sono marchi registrati da Syntesys S.r.l.
"Easy Tainer Max®", "Easy Tainer Max Plus®" are registered by Syntesys S.r.l.



01

ITA Sistema per prelievo sottovuoto ed accessori
EN Blood Collection system and accessories




331210 Kit per la raccolta urina in conf.sing. (cont. urina "Sekur tainer" 60 ml sterile + provetta sottovuoto asp. 9 ml)
Kit urine collection ind. wrapped ("Sekur tainer" 60 ml sterile + vacuum tube asp. 9 ml)

Conf. / Case

500 pz/pcs

PROVETTE STERILI PER PRELIEVO CAPILLARE DEL SANGUE
STERILE TUBES FOR CAPILLARY BLOOD COLLECTION

Conf. / Case

1		3813005 1 Provetta Micro Test Sterile K3 EDTA volume 250 µl tappo viola <i>Sterile Micro Test Tube K3 EDTA volume 250 µl violet stopper</i>	1000 pz/pcs
2		3813010 Provetta Micro Test Sterile K3 EDTA volume 500 µl tappo viola <i>Sterile Micro Test Tube K3 EDTA volume 500 µl violet stopper</i>	1000 pz/pcs
		3849440 2 Provetta Micro Test Sterile senza additivo volume 500 µl tappo bianco <i>Sterile Micro Test Tube without additive volume 500 µl white stopper</i>	1000 pz/pcs
3		3811020 3 Provetta Micro Test Sterile con attivatore di coagulazione volume 500 µl tappo rosso <i>Sterile Micro Test Tube with clot activator volume 500 µl red stopper</i>	1000 pz/pcs
4		3810020 Provetta Micro Test Sterile con gel + attivatore di coagulazione volume 800 µl tappo rosso <i>Sterile Micro Test Tube with gel + clot activator volume 800 µl red stopper</i>	1000 pz/pcs
5		3813805 4 Provetta Micro Test Sterile KF+Na2 EDTA volume 250 µl tappo grigio <i>Sterile Micro Test Tube KF+Na2 EDTA volume 250 µl grey stopper</i>	1000 pz/pcs
		3812020 5 Provetta Micro Test Sterile con Litio Eparina volume 500 µl tappo verde chiaro <i>Sterile Micro Test Tube with Lithium Heparin volume 500 µl light green stopper</i>	1000 pz/pcs
6		3812550 6 Provetta Micro Test Sterile con Gel+ Litio Eparina volume 800 µl tappo verde acqua <i>Sterile Micro Test Tube with Gel+Lithium Heparin volume 800 µl light green</i>	1000 pz/pcs
7		3814074 7 Provetta Micro Test Sterile con Sodio Citrato 3,2% volume 500 µl tappo azzurro chiaro <i>Sterile Micro Test Tube with Sodium citrate 3,2% volume 500 µl light blue stopper</i>	1000 pz/pcs
		3814010 Provetta Micro Test Sterile con Sodio Citrato 3,8% volume 500 µl tappo azzurro <i>Sterile Micro Test Tube with Sodium citrate 3,8% volume 500 µl light blue stopper</i>	1000 pz/pcs
8		3810176 8 Provetta Micro Test Sterile con Gel + attivatore di coagulazione volume 800 µl tappo giallo ocrea <i>Sterile Micro Test Tube with Gel + clot activator volume 800 µl yellow gold stopper</i>	1000 pz/pcs
		321600 Adattatore per provette Micro Test <i>Adapter for Micro Test Tubes</i>	1000 pz/pcs



01

ITA Sistema per prelievo sottovuoto ed accessori
EN Blood Collection system and accessories

"VACU RE CAP®" TAPPI DI RICHIUSURA PER PROVETTE SOTTOVUOTO
"VACU RE CAP®" STOPPERS FOR RECLOSING OF VACUUM TUBES

Conf. / Case

318802 "VACU RE CAP®" tappi per richiusura provette sottovuoto Ø 13 mm in colore rosso
"VACU RE CAP®" red stopper for reclosing of vacuum tubes Ø 13 mm

8.000 pz/pcs

318806 "VACU RE CAP®" tappi per richiusura provette sottovuoto Ø 16 mm in colore rosso
"VACU RE CAP®" red stopper for reclosing of vacuum tubes Ø 16 mm

6.000 pz/pcs

318802-01 "VACU RE CAP®" tappi per richiusura provette sottovuoto Ø 13 mm in colore giallo
"VACU RE CAP®" yellow stopper for reclosing of vacuum tubes Ø 13 mm

8.000 pz/pcs

318806-01 "VACU RE CAP®" tappi per richiusura provette sottovuoto Ø 16 mm in colore giallo
"VACU RE CAP®" yellow stopper for reclosing of vacuum tubes Ø 16 mm

6.000 pz/pcs

318802-02 "VACU RE CAP®" tappi per richiusura provette sottovuoto Ø 13 mm in colore verde chiaro
"VACU RE CAP®" light green stopper for reclosing of vacuum tubes Ø 13 mm

8.000 pz/pcs

318806-02 "VACU RE CAP®" tappi per richiusura provette sottovuoto Ø 16 mm in colore verde chiaro
"VACU RE CAP®" light green stopper for reclosing of vacuum tubes Ø 16 mm

6.000 pz/pcs

Vacu Re Cap® marchio registrato e prodotto brevettato con n. PD2008U000087 da Syntesys S.r.l.
Vacu Re Cap® is registered and patented with No. PD2008U000087 by Syntesys S.r.l.

SISTEMI MANUALI PER LA LETTURA DELLA VES
MANUAL SYSTEMS FOR E.S.R. READING

Conf. / Case

314200L 1 VACUTEST (standard) 13x75 mm 0,4 ml Na Citrato 3,8% asp. 1,6 ml VES tappo nero
VACUTEST (standard) 13x75 mm 0,4 ml Sodium Citrate 3,8% drawing 1,6 ml E.S.R. black stopper

1.000 pz/pcs

310505 2 Pipetta "SEDI-TEST" graduata da 0 a 170 mm
"SEDI-TEST" graduated pipette from 0 to 170 mm

1.000 pz/pcs

314100 3 VACUTEST IN 13x75 mm 0,4 ml Na Citrato 3,8% asp. 1,6 ml VES tappo nero
VACUTEST IN 13x75 mm 0,4 ml Sodium Citrate 3,8% drawing 1,6 ml E.S.R. black stopper

1.000 pz/pcs

310501 Supporto a 10 posti numerati per sistema "SEDI-TEST"
Rack 10 places for "SEDI-TEST" system

12 pz/pcs

142600 KIMASED rack per la lettura in manuale di 10 provette per VES studiato per ottenere i risultati in 30'
KIMASED rack for 10 tubes reading designed to obtain result in 30'

1 pz/pc



01

ITA Sistema per prelievo sottovuoto ed accessori
EN Blood Collection system and accessories

AUTOANALIZZATORE PER SISTEMA VES AUTOANALYZER FOR E.S.R



142625 Autonalizzatore per VES da 20 provette con stampante integrata. Tempo di determinazione 24 min
50 campioni/ora

E.S.R. autoanalyzer 20 tubes positions with built-in printer. Testing time 24 min. 50 samples/hour

Conf. / Case

1 pz/pc



14250 Provette KIMASED 9/12,2 X 118 mm con Sodio citrato 3,8% asp. 1,6 ml tappo nero.
KIMASED tubes 9/12,2 X 118 mm with Sodium citrate 3,8% asp. 1,6 ml black stopper.

500 pz/pcs

An abstract graphic featuring a series of thin, white, wavy lines that flow from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth against a solid blue background.

.02

SYNTESIS



PROVETTE, TAPPI E SISTEMI PER LA VES TUBES, STOPPERS AND ESR SYSTEMS

PROVETTE CON TAPPO A VITE
TEST TUBES WITH SCREW CAP

P. 36, 40

PROVETTE CON TAPPO A SCATTO
TEST TUBES WITH TWO POSITION CLOSURE

P. 41

PROVETTE CON E SENZA BORDO IN POLIPROPILENE E POLISTIROLO
POLYPROPYLENE AND POLYSTYRENE TEST TUBES WITH AND WITHOUT RIM

P. 42, 47

TAPPI PER PROVETTE
STOPPERS FOR TEST TUBES

P. 48, 49

PROVETTE TAPPATE ED ETICHETTATE NON STERILI E STERILI
NOT STERILE AND STERILE TEST TUBES WITH CAP AND LABEL

P. 50, 53

PROVETTE PER ESTRAZIONE DEL SIERO
SERUM SEPARATOR TUBES

P. 54

"EMOTEST" PROVETTE CON K3 EDTA PER ANALIZZATORI AUTOMATICI
"EMOTEST" TEST TUBES WITH K3 EDTA FOR AUTOMATIC ANALYZERS

P. 55

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE E PROVETTE PEDIATRICHE CON ANTICOAGULANTE
TUBES WITH ANTICOAGULANT AND PEDIATRIC TUBES WITH ANTICOAGULANT

P. 55, 56

SISTEMI PER LA LETTURA DELLA VES
ESR SYSTEMS

P. 57

PROVETTE CON TAPPO A VITE PER USI GENERICI
TEST TUBES WITH SCREW CAP FOR GENERAL USE



317095 16X58 MM 5 ML IN POLIPROPILENE - provetta cilindrica graduata con base d'appoggio e superficie di scrittura tappo bianco
16X58 MM 5 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube graduated with skirted base and frosted label white stopper

Conf. / Case

1.000 pz/pcs



317085 16X98 MM 10 ML IN POLIPROPILENE - provetta cilindrica graduata con base d'appoggio e superficie di scrittura tappo bianco
16X98 MM 10 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube graduated with skirted base and frosted label white stopper

1.000 pz/pcs



02

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systems

PROVETTE CON TAPPO A VITE PER CENTRIFUGA
CENTRIFUGE TEST TUBES WITH SCREW CAP



- | | | |
|--------|---|-----------------------------|
| 337118 | 17X120 MM 15 ML POLIPROPILENE - provetta conica graduata e serigrafata
<i>17X120 MM 15 ML POLYPROPYLENE - conical and graduated test tube with writing surface</i> | Conf. / Case
1400 pz/pcs |
| 337120 | 17X120 MM 15 ML POLIPROPILENE STERILE - provetta conica graduata e serigrafata
<i>17X120 MM 15 ML POLYPROPYLENE STERILE - conical and graduated test tube with writing surface</i> | 1400 pz/pcs |



- | | | |
|--------|---|------------|
| 337100 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE - provetta conica graduata e serigrafata
<i>30 X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE - conical and graduated test tube with writing surface</i> | 600 pz/pcs |
| 337102 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE STERILE - provetta conica graduata e serigrafata
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE STERILE - conical and graduated test tube with writing surface</i> | 600 pz/pcs |



- | | | |
|--------|---|------------|
| 337170 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE - provetta conica graduata e serigrafata con base d'appoggio
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE - conical and graduated test tube with skirted base with writing surface</i> | 600 pz/pcs |
| 337172 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE STERILE - provetta conica graduata e serigrafata con base d'appoggio
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE STERILE - conical and graduated test tube with skirted base with writing surface</i> | 600 pz/pcs |

PROVETTE CON TAPPO A VITE PER CENTRIFUGA
CENTRIFUGE TEST TUBES WITH SCREW CAP

POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE

Conf. / Case

317018	17x120 MM 15 ML POLIPROPILENE - provetta conica graduata <i>17x120 MM 15 ML POLYPROPYLENE - conical test tube graduated</i>	750 pz/pcs
317020	17x120 MM 15 ML POLIPROPILENE STERILE - provetta conica graduata <i>17x120 MM 15 ML POLYPROPYLENE STERILE - conical test tube graduated</i>	750 pz/pcs
317022	17x120 MM 15 ML POLIPROPILENE STERILE IN CONFEZIONE SINGOLA - provetta conica graduata <i>17x120 MM 15 ML POLYPROPYLENE STERILE INDIVIDUALLY WRAPPED - conical test tube</i>	500 pz/pcs



POLIPROPILENE SERIGRAFATA / POLYPROPYLENE WITH WRITING SURFACE

317118	17X120 MM 15 ML POLIPROPILENE SERIGRAFATA - provetta conica graduata <i>17X120 MM 15 ML POLYPROPYLENE WITH WRITING SURFACE - conical test tube graduated</i>	750 pz/pcs
317120	17X120 MM 15 ML POLIPROPILENE SERIGRAFATA STERILE - provetta conica graduata <i>17X120 MM 15 ML POLYPROPYLENE STERILE WITH WRITING SURFACE - conical test tube graduated</i>	750 pz/pcs
317122	17X120 MM 15 ML POLIPROPILENE SERIGRAFATA STERILE E IN CONFEZIONE SINGOLA - provetta conica graduata <i>17X120 MM 15 ML POLYPROPYLENE STERILE WITH WRITING SURFACE AND INDIVIDUALLY WRAPPED - conical test tube graduated</i>	500 pz/pcs



POLISTIROLO / POLYSTYRENE

417028	17X120 MM 15 ML POLISTIROLO - provetta conica graduata <i>17X120 MM 15 ML POLYSTYRENE - conical test tube graduated</i>	750 pz/pcs
417030	17X120 MM 15 ML POLISTIROLO STERILE - provetta conica graduata <i>17X120 MM 15 ML POLYSTYRENE STERILE - conical test tube graduated</i>	750 pz/pcs
417032	17X120 MM 15 ML POLISTIROLO STERILE IN CONFEZIONE SINGOLA - provetta conica graduata <i>17X120 MM 15 ML POLYSTYRENE STERILE INDIVIDUALLY WRAPPED - test tube graduated</i>	500 pz/pcs



**02**

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systems



- | | | Conf. / Case |
|--------|---|--------------|
| 317000 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE - provetta conica graduata
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE - conical test tube graduated</i> | 300 pz/pcs |
| 317002 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE STERILE- provetta conica graduata sterile
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE STERILE - conical test tube graduated</i> | 300 pz/pcs |
| 317004 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE STERILE IN CONFEZIONE SINGOLA - provetta conica graduata
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE STERILE INDIVIDUALLY WRAPPED - conical test tube graduated</i> | 250 pz/pcs |



- | | POLIPROPILENE SERIGRAFATA / POLYPROPYLENE WITH WRITING SURFACE | |
|--------|--|------------|
| 317100 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE SERIGRAFATA - provetta conica graduata serigrafata
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE WITH WRITING SURFACE - conical test tube graduated</i> | 300 pz/pcs |
| 317102 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE STERILE SERIGRAFATA - provetta conica graduata
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE STERILE WITH WRITING SURFACE - conical test tube graduated</i> | 300 pz/pcs |
| 317104 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE STERILE SERIGRAFATA IN CONFEZIONE SINGOLA - provetta conica graduata
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE STERILE WITH WRITING SURFACE AND INDIVIDUALLY WRAPPED - conical test tube graduated</i> | 250 pz/pcs |



- | | | |
|--------|--|------------|
| 317070 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE - provetta conica graduata con base
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE - conical test tube graduated with skirted base</i> | 250 pz/pcs |
| 317072 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE STERILE - provetta conica graduata con tappo a vite e base
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE STERILE - conical test tube graduated with skirted base</i> | 250 pz/pcs |
| 317074 | 30X115 MM 50 ML POLIPROPILENE STERILE IN CONFEZIONE SINGOLA - provetta conica graduata con base
<i>30X115 MM 50 ML POLYPROPYLENE STERILE INDIVIDUALLY WRAPPED - conical test tube graduated with skirted base</i> | 200 pz/pcs |

PROVETTE CON TAPPO A VITE
TEST TUBES WITH SCREW CAP

317042 16X100 MM 10 ML POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica
16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube

Conf. / Case

1.000 pz/pcs

317044 16X100 MM 10 ML POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica in confezione singola
16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube individually wrapped

750 pz/pcs



317050 16X120 MM 16 ML POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica
16X120 MM 16 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube

750 pz/pcs

317052 16X120 MM 16 ML POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica in confezione singola
16X120 MM 16 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube individually wrapped

500 pz/pcs



317058 16X150 MM 19 ML POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica
16X150 MM 19 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube

625 pz/pcs

317060 16X150 MM 19 ML POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica in confezione singola
16X150 MM 19 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube individually wrapped

500 pz/pcs



02

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systems

PROVETTE CON TAPPO A SCATTO
TEST TUBES WITH TWO POSITIONS CLOSURE

POLISTIROLO / POLYSTYRENE

Conf. / Case

- 317223** 12X75 MM 5 ML POLISTIROLO STERILE SERIGRAFATA - provetta cilindrica con tappo a scatto
12X75 MM 5 ML POLYSTYRENE STERILE WITH WRITING SURFACE - cylindrical test tube with two position closure
- 317227** 12X75 MM 5 ML POLISTIROLO STERILE SERIGRAFATA IN CONFEZIONE SINGOLA - provetta cilindrica con tappo a scatto
12X75 MM 5 ML POLYSTYRENE STERILE WITH WRITING SURFACE AND INDIVIDUALLY WRAPPED - cylindrical test tube with two position closure

500 pz/pcs

1000 pz/pcs

- 317243** 17X100 MM 14 ML POLISTIROLO STERILE SERIGRAFATA - provetta cilindrica con tappo a scatto
17X100 MM 14 ML POLYSTYRENE STERILE WITH WRITING SURFACE - cylindrical test tube with two position closure
- 317249** 17X100 MM 14 ML POLISTIROLO STERILE SERIGRAFATA STERILE IN CONFEZIONE SINGOLA - provetta cilindrica con tappo a scatto
17X100 MM 14 ML POLYSTYRENE STERILE WITH WRITING SURFACE AND INDIVIDUALLY WRAPPED - cylindrical test tube with two position closure

1000 pz/pcs

1000 pz/pcs

PROVETTE CON BORDO
TEST TUBES WITH RIM

	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Conf. / Case
318038	12X56 MM 3 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica fondo piatto graduata <i>12X56 MM 3 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube graduated flat bottom</i>	6.000 pz/pcs
318030	16X60 MM 5 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica fondo piatto graduata <i>16X60 MM 5 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube graduated flat bottom</i>	3.500 pz/pcs



	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	
318060	13X75 MM 4,5 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica graduata a 3 ml <i>13X75 MM 4,5 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube graduated 3 ml</i>	4.000 pz/pcs
318016	12X86 MM 5 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica graduata <i>12X86 MM 5 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube graduated</i>	4.000 pz/pcs
313102	13X100 MM 7 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica non graduata <i>13X100 MM 7 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube not graduated</i>	3.000 pz/pcs



	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	
318022	16X75 MM 8 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica graduata <i>16X75 MM 8 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube graduated</i>	2.500 pz/pcs
318004	16X100 MM 10 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica graduata <i>16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube graduated</i>	2.000 pz/pcs



02

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systems



POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE

- 318012** 16X100 MM 10 ML POLIPROPILENE - provetta conica graduata
16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE - conical test tube graduated
- 318050** 16X105 MM 10 ML POLIPROPILENE - provetta conica non graduata
16X105 MM 10 ML POLYPROPYLENE - conical test tube not graduated

Conf. / Case

2.000 pz/pcs

2.000 pz/pcs



POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE

- 318035** 25X95 MM 25 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica graduata
25X95 MM 25 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube graduated

1.000 pz/pcs

PROVETTE CON BORDO
TEST TUBES WITH RIM

POLISTIROLO / POLYSTYRENE

Conf. / Case

318042 12X56 MM 3 ML POLISTIROLO - provetta cilindrica fondo piatto graduata
 12X56 MM 3 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube graduated flat bottom

6.000 pz/pcs



POLISTIROLO / POLYSTYRENE

318061 13X75 MM 4,5 ML POLISTIROLO - provetta cilindrica graduata a 3 ml
 13X75 MM 4,5 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube graduated 3 ml

4.500 pz/pcs

318020 12X86 MM 5 ML POLISTIROLO - provetta cilindrica graduata
 12X86 MM 5 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube graduated

4.000 pz/pcs

313105 13X100 MM 7ML POLISTIROLO - provetta cilindrica non graduata
 13X100 MM 7 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube not graduated

3000 pz/pcs



POLISTIROLO / POLYSTYRENE

318023 16X75 MM 8 ML POLISTIROLO - provetta cilindrica graduata
 16X75 MM 8 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube graduated

2.500 pz/pcs

318008 16X100 MM 10 ML POLISTIROLO - provetta cilindrica graduata
 16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube graduated

2.000 pz/pcs





02

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systems



POLISTIROLO / POLYSTYRENE

- 318304** 16X100 MM 10 ML POLISTIROLO - provetta conica graduata
16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE - conical test tube graduated
- 318310** 16X105 MM 10 ML POLISTIROLO - provetta conica graduata
16X105 MM 10 ML POLYSTYRENE - conical test tube graduated

Conf. / Case

2.000 pz/pcs

2.000 pz/pcs



POLISTIROLO / POLYSTYRENE

- 318037** 25X95 MM 25 ML POLISTIROLO - provetta cilindrica graduata
25X95 MM 25 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube graduated

1.000 pz/pcs

PROVETTE SENZA BORDO
TEST TUBES WITHOUT RIM

	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Conf. / Case
318055	11,5X55 MM 3 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica per coagulometro senza bordo <i>11,5X55 MM 3 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube special for coagulometer without rim</i>	6.000 pz/pcs
318057	12X75 MM 5 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica tipo SORWALL senza bordo <i>12X75 MM 5 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube SORWALL type without rim</i>	5.000 pz/pcs



	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	
321375	13X75 MM 5 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica senza bordo <i>13X75 MM 5 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube without rim</i>	4.000 pz/pcs
318017	13X100 MM 7 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica senza bordo <i>13X100 MM 7 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube without rim</i>	3.000 pz/pcs



	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	
318005	16X100 MM 10 ML POLIPROPILENE - provetta cilindrica senza bordo <i>16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube without rim</i>	2.000 pz/pcs
318031	16X100 MM 10 ML POLIPROPILENE - provetta conica senza bordo <i>16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE - conical test tube without rim</i>	2.000 pz/pcs
318408	16X150 MM 20 ML POLIPROPILENE - provetta senza bordo <i>16X150 MM 20 ML POLYPROPYLENE - test tube without rim</i>	1.000 pz/pcs



02

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systems



POLISTIROLO / POLYSTYRENE

- 318054** 11,5X55 MM 3 ML POLISTIROLO - provetta cilindrica per coagulometro senza bordo
11,5X55 MM 3 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube special for coagulometer without rim
- 318026** 11X70 MM 3 ML POLISTIROLO - provetta cilindrica per R.I.A. senza bordo
11X70 MM 3 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube special for R.I.A. without rim

Conf. / Case

6.000 pz/pcs

4.000 pz/pcs



POLISTIROLO / POLYSTYRENE

- 318056** 12X75 MM 5 ML POLISTIROLO - provetta cilindrica tipo SORWALL senza bordo
12X75 MM 5 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube SORWALL type without rim
- 311375** 13X75 MM 5 ML POLISTIROLO - provetta cilindrica senza bordo
13X75 MM 5 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube without rim
- 313100** 13X100 MM 7 ML POLISTIROLO - provetta polistirolo cilindrica senza bordo
13X100 MM 7 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube without rim

5.000 pz/pcs

4.000 pz/pcs

3.000 pz/pcs



POLISTIROLO / POLYSTYRENE

- 316100** 16X100 MM 10 ML IN POLISTIROLO - provetta cilindrica senza bordo
16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube without rim
- 316105** 16X100 MM 10 ML POLISTIROLO - provetta conica senza bordo
16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE - conical test tube without rim

2.000 pz/pcs

2.000 pz/pcs

TAPPI PER PROVETTE
TEST TUBES STOPPERS

- 318459 Tappi presa bassa azzurri Ø 12 mm / *Standard grip stoppers light blue Ø 12 mm*
318451 Tappi presa bassa bianchi Ø 12 mm / *Standard grip stoppers white Ø 12 mm*
318453 Tappi presa bassa blu Ø 12 mm / *Standard grip stoppers blue Ø 12 mm*
318456 Tappi presa bassa gialli Ø 12 mm / *Standard grip stoppers yellow Ø 12 mm*
318450 Tappi presa bassa rossi Ø 12 mm / *Standard grip stoppers red Ø 12 mm*
318463 Tappi presa bassa rosa Ø 12 mm / *Standard grip stoppers pink Ø 12 mm*

Conf. / Case

4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs



- 318359 Tappi presa alta azzurri Ø 12 mm / *Safety grip stoppers light blue Ø 12 mm*
318351 Tappi presa alta bianchi Ø 12 mm / *Safety grip stoppers white Ø 12 mm*
318353 Tappi presa alta blu Ø 12 mm / *Safety grip stoppers blue Ø 12 mm*
318356 Tappi presa alta gialli Ø 12 mm / *Safety grip stoppers yellow Ø 12 mm*
318350 Tappi presa alta rossi Ø 12 mm / *Safety grip stoppers red Ø 12 mm*
318363 Tappi presa alta rosa Ø 12 mm / *Safety grip stoppers pink Ø 12 mm*

4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs



- 318871 Tappi presa bassa azzurri Ø 16 mm / *Standard grip stoppers light blue Ø 16 mm*
318872 Tappi presa bassa bianchi Ø 16 mm / *Standard grip stoppers white Ø 16 mm*
318876 Tappi presa bassa blu Ø 16 mm / *Standard grip stoppers blue Ø 16 mm*
318882 Tappi presa bassa gialli Ø 16 mm / *Standard grip stoppers yellow Ø 16 mm*
318870 Tappi presa bassa rossi Ø 16 mm / *Standard grip stoppers red Ø 16 mm*
318873 Tappi presa bassa rosa Ø 16 mm / *Standard grip stoppers pink Ø 16 mm*

4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs



- 318372 Tappi presa alta azzurri Ø 16 mm / *Safety grip stoppers light blue Ø 16 mm*
318072 Tappi presa alta bianchi Ø 16 mm / *Safety grip stoppers white Ø 16 mm*
318076 Tappi presa alta blu Ø 16 mm / *Safety grip stoppers blue Ø 16 mm*
318082 Tappi presa alta gialli Ø 16 mm / *Safety grip stoppers yellow Ø 16 mm*
318070 Tappi presa alta rossi Ø 16 mm / *Safety grip stoppers red Ø 16 mm*
318373 Tappi presa alta rosa Ø 16 mm / *Safety grip stoppers pink Ø 16 mm*

4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs
4.000 pz/pcs



- 318028 Tappi neutri per provette RIA Ø 11 mm / *Neutral RIA stoppers Ø 11 mm*

20.000 pz/pcs



02

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systemsTAPPI ALETTATI PER PROVETTE
WINGED STOPPERS FOR TEST TUBES

318052	Tappi alettati per provette Ø 12 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 12 mm</i>
318052A	Tappi alettati per provette Ø 12 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 12 mm</i>
318052B	Tappi alettati per provette Ø 12 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 12 mm</i>
318052BL	Tappi alettati per provette Ø 12 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 12 mm</i>
318052G	Tappi alettati per provette Ø 12 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 12 mm</i>
318052R	Tappi alettati per provette Ø 12 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 12 mm</i>
318052V	Tappi alettati per provette Ø 12 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 12 mm</i>
318052RA	Tappi alettati per provette Ø 12 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 12 mm</i>



Conf. / Case	
20.000 pz/pcs	Neutro / Neutral
20.000 pz/pcs	Azzurro / Light blue
20.000 pz/pcs	Bianco / White
20.000 pz/pcs	Blu / Blue
20.000 pz/pcs	Giallo / Yellow
20.000 pz/pcs	Rosso / Red
20.000 pz/pcs	Verde / Green
20.000 pz/pcs	Rosa/Pink



318051	Tappi alettati per provette Ø 13 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 13 mm</i>
318051A	Tappi alettati per provette Ø 13 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 13 mm</i>
318051G	Tappi alettati per provette Ø 13 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 13 mm</i>
318051R	Tappi alettati per provette Ø 13 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 13 mm</i>

Conf. / Case	
20.000 pz/pcs	Neutro / Neutral
20.000 pz/pcs	Azzurro / Light blue
20.000 pz/pcs	Giallo / Yellow
20.000 pz/pcs	Rosso / Red



318053	Tappi alettati per provette Ø 16 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 16 mm</i>
318053A	Tappi alettati per provette Ø 16 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 16 mm</i>
318053B	Tappi alettati per provette Ø 16 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 16 mm</i>
318053BL	Tappi alettati per provette Ø 16 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 16 mm</i>
318053G	Tappi alettati per provette Ø 16 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 16 mm</i>
318053R	Tappi alettati per provette Ø 16 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 16 mm</i>
318053V	Tappi alettati per provette Ø 16 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 16 mm</i>
318053RA	Tappi alettati per provette Ø 16 mm / <i>Winged stopper for tubes Ø 16 mm</i>

Conf. / Case	
10.000 pz/pcs	Neutro / Neutral
10.000 pz/pcs	Azzurro / Light blue
10.000 pz/pcs	Bianco / White
10.000 pz/pcs	Blu / Blue
10.000 pz/pcs	Giallo / Yellow
10.000 pz/pcs	Rosso / Red
10.000 pz/pcs	Verde / Green
10.000 pz/pcs	Rosa/Pink



PROVETTE TAPPATE ED ETICHETTATE
TEST TUBES WITH STOPPER AND LABEL

PROVETTE NON STERILI / NOT STERILE TEST TUBES

Conf. / Case



318006T 16X100 MM 10 ML IN POLIPROPILENE - provetta cilindrica con tappo ed etichetta
16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube with stopper and label

1.500 pz/pcs

318014T 16X100 MM 10 ML IN POLIPROPILENE - provetta conica con tappo ed etichetta
16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE - conical test tube with stopper and label

1.000 pz/pcs



318010T 16X100 MM 10 ML IN POLISTIROLO - provetta cilindrica con tappo ed etichetta
16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE - cylindrical test tube with stopper and label

1.500 pz/pcs

318306T 16X100 MM 10 ML IN POLISTIROLO - provetta conica con tappo ed etichetta
16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE - conical test tube with stopper and label

1.500 pz/pcs



02

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systems



318016T

12X86 MM 5 ML IN POLIPROPILENE - provetta cilindrica con tappo ed etichetta
12X86 MM 5 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube with stopper and label

Conf. / Case

1.500 pz/pcs



318020T

12X86 MM 5 ML IN POLISTIROLO - provetta cilindrica con tappo ed etichetta
12X86 MM 5 ML POLYPROPYLENE - cylindrical test tube with stopper and label

1.500 pz/pcs

PROVETTE TAPPATE ED ETICHETTATE
TEST TUBES WITH STOPPER AND LABEL

318307 12X86 MM 5 ML IN POLIPROPILENE STERILE - provetta cilindrica con tappo ed etichetta
12X86 MM 5 ML POLYPROPYLENE STERILE - cylindrical test tube with stopper and label

Conf. / Case

1.500 pz/pcs

318417 12X86 MM 5 ML IN POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica con tappo ed etichetta
12X86 MM 5 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube with stopper and label

1.500 pz/pcs



318007B 16X100 MM 10 ML IN POLIPROPILENE STERILE - provetta cilindrica con tappo ed etichetta
16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE STERILE - cylindrical test tube with stopper and label

800 pz/pcs

318015 16X100 MM 10 ML IN POLIPROPILENE STERILE - provetta conica con tappo ed etichetta
16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE STERILE - conical test tube with stopper and label

800 pz/pcs

318413 16X150 MM 20 ML IN POLIPROPILENE STERILE - provetta cilindrica sterile con tappo ed etichetta
16X150 MM 20 ML POLYPROPYLENE STERILE - cylindrical test tube with stopper and label

800 pz/pcs



318011B 16X100 MM 10 ML IN POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica con tappo ed etichetta
16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube with stopper and label

800 pz/pcs

318303 16X100 MM 10 ML IN POLISTIROLO STERILE - provetta conica con tappo ed etichetta
16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE STERILE - conical test tube with stopper and label

800 pz/pcs

410118 16x150 MM 20 ML IN POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica sterile con tappo ed etichetta
16x150 MM 20 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube with stopper and label

800 pz/pcs



02

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systems



POLIPROPILENE TAPPO GIALLO / POLYPROPYLENE YELLOW STOPPER

Conf. / Case

318307G	12X86 MM 5 ML IN POLIPROPILENE STERILE - provetta cilindrica con tappo ed etichetta <i>2X86 MM 5 ML POLYPROPYLENE STERILE - cylindrical test tube with stopper and label</i>	1.500 pz/pcs
318027B	16X100 MM 10 ML IN POLIPROPILENE STERILE - provetta in cilindrica con tappo ed etichetta <i>16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE STERILE - cylindrical test tube with stopper and label</i>	800 pz/pcs
318015G	16X100 MM 10 ML IN POLIPROPILENE STERILE - provetta conica con tappo ed etichetta <i>16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE STERILE - conical test tube with stopper and label</i>	800 pz/pcs
318417G	12X86 MM 5 ML IN POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica con tappo ed etichetta <i>12X86 MM 5 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube with stopper and label</i>	1.500 pz/pcs



POLISTIROLO TAPPO GIALLO/ POLYSTYRENE YELLOW STOPPER

318011G	16X100 MM 10 ML IN POLISTIROLO STERILE - provetta cilindrica con tappo ed etichetta <i>16x100 MM 10 ML POLYSTYRENE STERILE - cylindrical test tube with stopper and label</i>	800 pz/pcs
318303G	16X100 MM 10 ML IN POLISTIROLO STERILE - provetta conica con tappo ed etichetta <i>16X100 MM 10 ML POLYSTYRENE STERILE - conical test tube with stopper and label</i>	800 pz/pcs



PROVETTE STERILI / STERILE TEST TUBES

318009	16X100 MM 10 ML IN POLIPROPILENE STERILE - provetta cilindrica etichettata in confezione singola <i>16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE STERILE - cylindrical test tube with label and individually wrapped</i>	800 pz/pcs
318215	16X100 MM 10 ML IN POLIPROPILENE STERILE - provetta conica etichettata in confezione singola <i>16X100 MM 10 ML POLYPROPYLENE STERILE - conical test tube with label and individually wrapped</i>	800 pz/pcs

PROVETTE PER ESTRAZIONE SIERO
SERUM SEPARATOR TUBES

PROVETTE "SIEROTEST" / "SIEROTEST" TUBES

		Conf. / Case
161560	13X75 MM 4,5 ML - provetta PET cilindrica senza bordo <i>13X75 MM 4,5 ML - PET cylindrical test tube without rim</i>	4.000 pz/pcs
161580	13X100MM 5 ML - provetta PET cilindrica senza bordo <i>13X100MM 5 ML - PET cylindrical test tube without rim</i>	4.000 pz/pcs
161600	16X100 MM 10 ML - provetta PET cilindrica senza bordo <i>16X100 MM 10 ML - PET cylindrical test tube without rim</i>	2.000 pz/pcs



POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE

318518	16X100 MM 10 ML STERILE - provetta Sekursep in Sekurtest® etichettate tappo azzurro <i>16X100 MM 10 ML STERILE - Test tube Sekursep in Sekurtest® tube labelled light blue stopper</i>	1.000 pz/pcs
318423	12X86 MM 5 ML STERILE - provetta Sekursep in Sekurtest® etichettate mm tappo azzurro <i>12X86 MM 5 ML STERILE - Test tube Sekursep in Sekurtest® tube labelled light blue stopper</i>	1.000 pz/pcs
318418	13X75 MM 4,5 ML STERILE - Provetta Sekursep in Sekurtest® etichettate tappo azzurro <i>13X75 MM 4,5 ML STERILE - Test tube Sekursep in Sekurtest® tube labelled light blue stopper</i>	1.000 pz/pcs

PROVETTE STERILI CON GEL SEPARATORE E ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE
STERILE TUBES WITH GEL SEPARATOR AND CLOT ACTIVATOR

318273	16X100 MM 10 ML STERILE - provetta Sekurgel in Sekurtest® etichettate tappo rosso <i>16X100 MM 10 ML STERILE - Test tube Sekurgel in Sekurtest® tube labelled red stopper</i>	1.000 pz/pcs
318279	12X86 MM 5 ML STERILE - provetta Sekurgel in Sekurtest® etichettate tappo rosso <i>12X86 MM 5 ML STERILE - Test tube Sekurgel in Sekurtest® tube labelled red stopper</i>	1.000 pz/pcs
318281	13X75 MM 4,5 ML STERILE - provetta Sekurgel in Sekurtest® etichettate tappo rosso <i>13X75 MM 4,5 ML STERILE - Test tube Sekurgel in Sekurtest® tube labelled red stopper</i>	1.000 pz/pcs



02

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systems**"EMOTEST" PROVETTE CON K3 EDTA PER ANALIZZATORI AUTOMATICI**
"EMOTEST" TEST TUBES WITH K3 EDTA FOR AUTOMATIC ANALYZERS

		Conf. / Case
318553	13X75 MM K3 EDTA X 3 ML - provetta tappo verde in gomma perforabile <i>13X75 MM K3 EDTA X 3 ML - test tube green pierceable rubber stopper</i>	1.000 pz/pcs
318557	13X75 MM K3 EDTA X 3 ML - provetta tappo lilla in gomma perforabile <i>13X75 MM K3 EDTA X 3 ML - test tube violet pierceable rubber stopper</i>	1.000 pz/pcs

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE
TEST TUBES WITH ANTICOAGULANT

PER EMOCROMO / FOR BLOOD COUNTS



318520	12X56 MM K2 EDTA X 2,5 ML DI SANGUE - provetta fondo piatto tappo verde chiaro <i>12X56 MM K2 EDTA X 2,5 ML OF BLOOD - test tube flat bottom with light green stopper</i>	1.500 pz/pcs
318524	12X86 MM K2 EDTA X 2,5 ML - provetta tappo verde chiaro <i>12X86 MM K2 EDTA X 2,5 ML - test tube light green stopper</i>	1.000 pz/pcs
318540	12X56 MM K3 EDTA X 2,5 ML DI SANGUE - provetta fondo piatto tappo verde scuro <i>12X56 MM K3 EDTA X 2,5 ML OF BLOOD - test tube flat bottom with dark green stopper</i>	1.500 pz/pcs
318544	12X86 MM K3 EDTA X 2,5 ML - provetta tappo verde <i>12X86 MM K3 EDTA X 2,5 ML - test tube green stopper</i>	1.000 pz/pcs
318548	12X86 MM K3 EDTA X 5 ML - provetta tappo verde scuro <i>12X86 MM K3 EDTA X 5 ML - test tube dark green stopper</i>	1.000 pz/pcs

PER VES E COAGULAZIONE / FOR E.S.R. AND COAGULATION



318610	12X56 MM CON 0,25 ML DI SODIO CITRATO - provetta tappo rosa fondo piatto <i>12X56 MM WITH 0,25 ML OF SODIUM CITRATE - flat bottom test tube pink stopper</i>	1.500 pz/pcs
318614	12X86 MM CON 0,25 ML DI SODIO CITRATO - provetta tappo rosa con freccia doppio livello VES e COAGULAZIONE <i>12X86 MM WITH 0,25 ML OF SODIUM CITRATE - test tube pink stopper with double level mark for E.S.R. and COAGULATION</i>	1.000 pz/pcs
318595	12X86 MM CON 0,5 ML DI SODIO CITRATO - provetta tappo rosa <i>12X86 MM WITH 0,5 ML OF SODIUM CITRATE - test tube pink stopper</i>	1.000 pz/pcs
318562	12X86 MM CON 0,5 ML DI SODIO CITRATO - provetta tappo giallo <i>12X86 MM WITH 0,5 ML OF SODIUM CITRATE - test tube yellow stopper</i>	1.000 pz/pcs

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE
COAGULATION TEST TUBES

PER PLASMA / FOR PLASMA

Conf. / Case

	318640	12X56 MM LITIO EPARINA X 2,5 ML DI SANGUE - provetta fondo piatto tappo blu <i>12X56 MM LITHIUM HEPARIN X 2,5 ML OF BLOOD - flat bottom test tube blue stopper</i>	1.500 pz/pcs
	318644	12X86 MM LITIO EPARINA X 2,5 ML DI SANGUE - provetta tappo blu <i>12X86 MM LITHIUM HEPARIN X 2,5 ML OF BLOOD - test tube blue stopper</i>	1.000 pz/pcs

PER GLICEMIA / FOR GLUCOSE

	318502	12X56 MM KF+NA2 EDTA X 2,5 ML DI SANGUE - provetta fondo piatto tappo arancio <i>12X56 MM KF+NA2 EDTA X 2,5 ML OF BLOOD - flat bottom test tube orange stopper</i>	1.500 pz/pcs
	318510	12X86 MM KF+NA2 EDTA X 5 ML DI SANGUE - provetta tappo arancio <i>12X86 MM KF+NA2 EDTA X 5 ML OF BLOOD - test tube orange stopper</i>	1.000 pz/pcs

PROVETTE PEDIATRICHE CON ANTICOAGULANTE
PEDIATRIC BLOOD COLLECTION TUBES

POLIPROPILENE TAPPO GIALLO / POLYPROPYLENE YELLOW STOPPER

	38540125	12X56 MM K3 EDTA X 1 ML DI SANGUE - provetta fondo piatto tappo verde <i>12X56 MM K3 EDTA X 1 ML OF BLOOD - test tube flat bottom with green stopper</i>	1.500 pz/pcs
	318520125	12X56 MM K2 EDTA X 1 ML DI SANGUE - provetta fondo piatto tappo verde chiaro <i>12X56 MM K2 EDTA X 1 ML OF BLOOD - test tube flat bottom with light green stopper</i>	1.500 pz/pcs
	318740	12X56 MM CON 0,1 ML DI SODIO CITRATO X 0,9 ML DI SANGUE - provetta fondo piatto tappo giallo <i>12X56 MM WITH 0,1 ML OF SODIUM CITRATE X 0,9 ML OF BLOOD - flat bottom test tube yellow stopper</i>	1.500 pz/pcs
	38610125	12X56 MM CON 0,1 ML DI SODIO CITRATO X 0,9 ML DI SANGUE - provetta fondo piatto tappo rosa <i>12X56 MM WITH 0,1 ML OF SODIUM CITRATE X 0,9 ML OF BLOOD - flat bottom test tube pink stopper</i>	1.500 pz/pcs

**02**

ITA Provette, tappi e sistemi per la VES
EN Tubes, stoppers and ESR systems

SISTEMI PER VES E.S.R. SYSTEMS

Conf. / Case

310503 "SEDI-TEST" Completo per VES (provetta 12x86 mm con 0,25 ml di Na Citrato + pipetta graduata)
Complete E.S.R. "SEDI-TEST" system (12x86 mm test tube with 0,25 ml of Sodium Citrate + graduated pipette)

1.000 pz/pcs

310501 Supporto a 10 posti numerati per sistema "SEDI-TEST"
Rack 10 places for "SEDI-TEST" system

12 pz/pcs



244177 Sistema "SEDIPLAST" con 0,2 ml di Na Citrato tappo rosa + pipetta graduata
"SEDIPLAST" system with 0,2 ml of Sodium Citrate pink stopper + graduated pipette

1.000 pz/pcs

244173 Sistema "SEDIPLAST" con 0,2 ml di Na Citrato tappo rosa ed etichetta + pipetta graduata
"SEDIPLAST" system with 0,2 ml of Sodium Citrate pink stopper labelled + graduated pipette

1.000 pz/pcs

384010 Supporto a 10 posti numerati per sistema "SEDIPLAST"
Rack 10 places for "SEDIPLAST" system

12 pz/pcs



310505 Pipetta "SEDI-TEST" graduata da 0 a 170 mm
"SEDI-TEST" pipette graduated from 0 to 170 mm

1.000 pz/pcs

310517 Pipetta per VES in vetro graduate da 0 a 180 mm con aspiratore automatico
Glass E.S.R. pipette graduated from 0 to 180 mm with automatic aspirator

2.000 pz/pcs

Procedura operativa per il calcolo della VES
"SEDI-TEST", utilizzando il metodo Westergren, è un sistema di facile, rapido e sicuro utilizzo per il calcolo della velocità di eritrosedimentazione del sangue. La provetta diam. 12x86 mm contiene 0,25ml di Na Citrato al 3,8% ed ha ben chiara la freccia per il livello di riempimento a 1,25 ml per facilitare il lavoro dell'operatore. La pipetta in polistirolo trasparente ha una graduazione serigrafata da 0 a 170 mm con uno "stop di riempimento" in fibra a livello 0 per evitare la fuoriuscita del sangue. Il riempimento avviene con estrema facilità grazie alla guarnizione esterna che man mano che la pipetta scende all'interno della provetta riempie automaticamente la stessa.

*Operating procedure for the ESR calculation:
Using the Westergren method, "SEDI TEST" is an easy, quick and safe system for the calculation of the speed of erythrocyte blood. The tube, diameter 12x86 mm contains 0.25 ml of Na Citrate 3.8% and has a very clear arrow to the filling level to 1.25 ml to facilitate the operator's work. The pipette, made in transparent polystyrene has a screen-printed graduation from 0 to 170 mm, with a fiber "fill stop", at level 0 to prevent blood leakage. The filling takes place with ease thanks to the outer seal that as the pipette descends within the tube automatically fills the pipette.*

An abstract graphic featuring a series of white, wavy, parallel lines that create a sense of movement and depth. The lines are set against a solid teal background. The lines start from the top left, curve downwards and to the right, then curve back towards the left, creating a series of overlapping, wave-like shapes that fill the upper and middle portions of the page.

.03

SYNTESIS



CONTENITORI PER URINA E PER FECI **URINE AND FAECES CONTAINERS**

CONTENITORI PER URINA 120 ML
URINE CONTAINERS 120 ML

P. 60, 61

CONTENITORI PER URINA 120 ML “ID TAINER®”
URINE CONTAINERS 120 ML “ID TAINER®”

P. 61

CONTENITORI PER URINA 150 ML
URINE CONTAINERS 150 ML

P. 62

CONTENITORI PER URINA 200 ML
URINE CONTAINERS 200 ML

P. 63

CONTENITORI PER URINA E UNIVERSALI 30 ML
URINE AND UNIVERSAL CONTAINERS 30 ML

P. 64, 65

CONTENITORI PER URINA E UNIVERSALI 60 ML
URINE AND UNIVERSAL CONTAINERS 60 ML

P. 66

CONTENITORI PER URINA 80 ML CON TAPPO A SIGILLO
URINE CONTAINERS 80 ML WITH TAMPER EVIDENT RING

P. 67

PROVETTE E TAPPI PER URINA
URINE TEST TUBES AND STOPPERS

P. 68

CONTENITORI PER FECI 30 ML
FAECES CONTAINERS 30 ML

P. 69, 70

CONTENITORI PER FECI 60 ML
FAECES CONTAINERS 60 ML

P. 71

CONTENITORI PER URINA URINE CONTAINERS

120 ML Ø 55X70 MM

Conf. / Case

- 331155** Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente impilato senza tappo
Transparent polypropylene urine container 120 ml stacked without cap
- 331160** Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente impilato con tappo a vite bianco separato
Transparent polypropylene urine container 120 ml with stacked screw white separated cap

1.000 pz/pcs

500 pz/pcs

- 331163** Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo a vite bianco inserito
Transparent polypropylene urine container 120 ml with screw white inserted cap

300 pz/pcs

- 331263** Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso inserito
Transparent polypropylene urine container 120 ml with screw red inserted cap

300 pz/pcs

- 331162R** Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso inserito ed etichetta gialla applicata
Transparent polypropylene urine container 120 ml with screw red inserted cap with yellow label

300 pz/pcs

- 331264** Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso inserito sterile con etichetta applicata
Transparent polypropylene urine container 120 ml with screw red inserted cap sterile with label

300 pz/pcs

**03****ITA** Contenitori per urina e per feci
EN Urine and faeces containers

		Conf. / Case
	331165 Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso confezione singola <i>Transparent polypropylene urine container 120 ml with red screw cap ind. wrapped</i>	250 pz/pcs
	331265 Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso confezione singola ed etichetta gialla applicata <i>Transparent polypropylene urine container 120 ml with red screw cap individually wrapped with yellow label</i>	250 pz/pcs
	331166 Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo vite rosso sterile in confezione singola <i>Transparent polypropylene urine container 120 ml with red screw cap sterile ind. wrapped</i>	250 pz/pcs
	331266 Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso sterile confezione singola ed etichetta applicata <i>Transparent polypropylene urine container 120 ml with red screw cap sterile individually wrapped with label</i>	250 pz/pcs
ID TAINER™® ID TAINER™		
	331168 Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso inserito <i>Transparent polypropylene urine container 120 ml with screw red cap plus ID on cap</i>	300 pz/pcs
	331170 Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso in confezione singola <i>Transparent polypropylene urine container 120 ml with screw red cap ind. wrapped plus ID on cap</i>	250 pz/pcs
	331171 Contenitore per urina 120 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso sterile in confezione singola <i>Transparent polypropylene urine container 120 ml with screw red cap sterile ind. wrapped plus ID on cap</i>	250 pz/pcs

"ID-TAINER" ® CONTENITORE PER URINA CON LOTTO E DATA DI SCADENZA IMPRESSI CON INCHIOSTRO INDELEBILE SUL TAPPO
"ID-TAINER" ® URINE CONTAINER WITH LOT AND EXPIRY DATE STAMPED ON THE CAP WITH INDELEBILE INK

"ID Tainer®" è un marchio registrato da Syntesys S.r.l.
"ID Tainer®" is registered by Syntesys S.r.l.

CONTENITORI PER URINA *URINE CONTAINERS*

150 ML Ø 60X80 MM

Conf. / Case

331173 Contenitore per urina 150 ml polipropilene con tappo a vite bianco separato
Polypropylene urine container 150 ml with separated white screw cap

450 pz/pcs



331178 Contenitore per urina 150 ml polipropilene con tappo a vite rosso sterile ed etichetta applicata
Sterile polypropylene urine container 150 ml with red screw cap and label

400 pz/pcs



331280 Contenitore per urina 150 ml polipropilene con tappo a vite rosso sterile in confezione singola ed etichetta applicata
Sterile polypropylene urine container 150 ml with red screw cap individually wrapped and label

300 pz/pcs





03

ITA Contenitori per urina e per feci
EN Urine and faeces containers

200 ML Ø 60X95 MM

Conf. / Case

331193 Contenitore per urina 200 ml polipropilene con tappo a vite bianco separato
Polypropylene urine container 200 ml with white separated screw cap

400 pz/pcs



331198 Contenitore per urina 200 ml polipropilene con tappo a vite rosso sterile ed etichetta applicata
Sterile polypropylene urine container 200 ml with red screw cap and label

300 pz/pcs



331200 Contenitore per urina 200 ml polipropilene con tappo a vite rosso sterile in confezione singola ed etichetta applicata
Sterile polypropylene urine container 200 ml with red screw cap individually wrapped and label

250 pz/pcs



CONTENITORI PER URINA
URINE CONTAINERS

30 ML Ø 27X80 MM

Conf. / Case

381448 Contenitore per urina 30 ml polipropilene trasparente con tappo a vite bianco separato
Transparent polypropylene urine container 30 ml with separated white screw cap

800 pz/pcs

381449 Contenitore per urina 30 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso separato
Transparent polypropylene urine container 30 ml with separated red screw cap

800 pz/pcs

381451 Contenitore per urina 30 ml polipropilene trasparente con tappo a vite bianco inserito
Transparent polypropylene urine container 30 ml with white screw cap

850 pz/pcs

381452 Contenitore per urina 30 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso inserito
Transparent polypropylene urine container 30 ml with red screw cap

850 pz/pcs

381429 Contenitore per urina 30 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso ed etichetta gialla applicata
Transparent polypropylene urine container 30 ml with red screw cap and yellow label

850 pz/pcs

381430 Contenitore per urina 30 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso ed etichetta applicata
Sterile transparent polypropylene urine container 30 ml with red screw cap and label

850 pz/pcs



03

ITA Contenitori per urina e per feci
EN Urine and faeces containers

30 ML Ø 27X80 MM

Conf. / Case

- 381453** Contenitore per urina 30 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso in confezione singola
Sterile transparent polypropylene urine container 30 ml with screw red cap individually wrapped
- 381454** Contenitore per urina 30 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso in confezione singola ed etichetta applicata
Sterile transparent polypropylene urine container 30 ml with red screw cap individually wrapped and label

600 pz/pcs

600 pz/pcs

- 318460** Contenitore per urina 30 ml polistirolo con tappo a vite bianco inserito
Transparent polystyrene urine container 30 ml with white screw cap
- 318471** Contenitore per urina 30 ml polistirolo sterile con tappo a vite bianco inserito in confezione singola
Transparent polystyrene urine container 30 ml sterile with white screw cap individually wrapped

500 pz/pcs

500 pz/pcs

30 ML Ø 26X92 MM

- 384720** Contenitore per urina 30 ml in polipropilene sterile con tappo a vite rosso ed etichetta
Sterile polypropylene urine container 30 ml with red screw cap and label

800 pz/pcs

CONTENITORI UNIVERSALI UNIVERSAL CONTAINERS

60 ML Ø 35X70 MM

Conf. / Case

382448 Contenitore universale 60 ml polipropilene trasparente con tappo a vite bianco separato
Transparent polypropylene universal container 60 ml with separated white screw cap

600 pz/pcs

382451 Contenitore universale 60 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso inserito
Transparent polypropylene universal container 60 ml with red screw cap

600 pz/pcs

384629 Contenitore universale 60 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso ed etichetta gialla applicata
Transparent polypropylene universal container 60 ml with red screw cap and yellow label

600 pz/pcs

384630 Contenitore universale 60 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso ed etichetta applicata
Sterile transparent polypropylene universal container 60 ml with red screw cap and label

600 pz/pcs

382452 Contenitore universale 60 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso in confezione singola
Sterile transparent polypropylene universal container 60 ml with red screw cap individually wrapped

500 pz/pcs

382454 Contenitore universale 60 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso ed etichetta in confezione singola
Sterile transparent polypropylene universal container 60 ml with red screw cap individually wrapped and label

500 pz/pcs



03

ITA Contenitori per urina e per feci
EN Urine and faeces containers

CONTENITORI PER URINA CON TAPPO A SIGILLO *URINE CONTAINERS WITH TAMPER EVIDENT RING*

80 ML Ø 50X60 MM

Conf. / Case

382480

Contenitore 80 ml polipropilene tappo a vite rosso inserito dotato di sigillo
Polypropylene universal container 80 ml with screw inserted red cap with tamper evident ring

500 pz/pcs



382485

Contenitore 80 ml polipropilene tappo a vite rosso inserito dotato di sigillo ed etichetta
Polypropylene universal container 80 ml with screw inserted red cap with tamper evident ring label

500 pz/pcs



382481

Contenitore 80 ml polipropilene tappo a vite rosso dotato di sigillo in confezione singola
Polypropylene universal container 80 ml with screw inserted red cap with tamper evident ring individually wrapped

300 pz/pcs

382482

Contenitore 80 ml polipropilene sterile tappo a vite rosso dotato di sigillo in confezione singola
Sterile polypropylene universal container 80 ml with screw inserted red cap with tamper evident ring individually wrapped

300 pz/pcs



PROVETTE E TAPPI PER URINA

URINE AND CAPS FOR TEST TUBES

"URINTEST" Ø 17X105 MM

Conf. / Case

- 318159

Provetta in polistirolo fondo conico bocca larga 12 ml senza tappo
Polystyrene conical test tube 12 ml without cap
- 318169

Provetta in polistirolo con pozzetto per raccolta sedimento bocca larga 12 ml senza tappo
Polystyrene test tube with sediment bulb 12 ml without cap

1000 pz/pcs

1000 pz/pcs

- 318165

Tappo giallo con presa igienica per provetta urina
Yellow cap with sanitary grip for urine test tube
- 318665

Tappi per provetta urina senza presa igienica
Yellow cap without sanitary grip for urine test tube

1000 pz/pcs

1000 pz/pcs

CONICHE IN RACK DA 50 PEZZI / CONICAL IN RACK OF 50 PIECES

- 318993

Provetta 16x100 mm 10 ml polistirolo conica con bordo, tappo bianco ed etichetta applicata
Polystyrene conical test tube 16x100 mm 10 ml with rim, white stopper and label

1000 pz/pcs



03

ITA Contenitori per urina e per feci
EN Urine and faeces containers

CONTENITORI PER FECI FAECES CONTAINERS

30 ML Ø 27X80 MM

Conf. / Case

313114 Contenitore per feci 30 ml polipropilene trasparente con tappo a vite bianco separato
Transparent polypropylene faeces container 30 ml with separated white screw cap

700 pz/pcs

313115 Contenitore per feci 30 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso separato
Transparent polypropylene faeces container 30 ml with screw separated red cap

700 pz/pcs

313122 Contenitore per feci 30 ml polipropilene trasparente con tappo a vite bianco inserito
Transparent polypropylene faeces container 30 ml with screw inserted white cap

850 pz/pcs

313117 Contenitore per feci 30 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso inserito
Transparent polypropylene faeces container 30 ml with screw inserted red cap

850 pz/pcs

CONTENITORI PER FECI
FAECES CONTAINERS

30 ML Ø 27X80 MM

Conf. / Case



313119 Contenitore per feci 30 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso ed etichetta gialla
Transparent polypropylene faeces container 30 ml with screw red cap and yellow label

850 pz/pcs



313123 Contenitore per feci 30 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso ed etichetta
Sterile transparent polypropylene faeces container 30 ml with screw red cap and label

850 pz/pcs



313316 Contenitore per feci 30 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso in confezione singola
Sterile transparent polypropylene faeces container 30 ml with screw red cap individually wrapped

600 pz/pcs



313320 Contenitore per feci 30 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso in confezione singola ed etichetta
Sterile transparent polypropylene faeces container 30 ml with screw red cap individually wrapped and label

600 pz/pcs



03

ITA Contenitori per urina e per feci
EN Urine and faeces containers

60 ML Ø 35X70 MM

Conf. / Case

318114 Contenitore per feci 60 ml polipropilene trasparente con tappo a vite bianco separato
Transparent polypropylene faeces container 60 ml with separated white screw cap

500 pz/pcs

318115 Contenitore per feci 60 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso inserito
Transparent polypropylene faeces container 60 ml with red screw inserted cap

600 pz/pcs

318117 Contenitore per feci 60 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso ed etichetta
Sterile transparent polypropylene faeces container 60 ml with red screw cap and label

600 pz/pcs

318122 Contenitore per feci 60 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso in confezione singola
Transparent polypropylene faeces container 60 ml with red screw cap individually wrapped

500 pz/pcs

318316 Contenitore per feci 60 ml polipropilene trasparente con tappo a vite rosso ed etichetta in confezione singola
Transparent polypropylene faeces container 60 ml with red screw cap individually wrapped and label

500 pz/pcs

318124 Contenitore per feci 60 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso in confezione singola
Sterile transparent polypropylene faeces container 60 ml with red screw cap individually wrapped

500 pz/pcs

318127 Contenitore per feci 60 ml polipropilene trasparente sterile con tappo a vite rosso ed etichetta in confezione singola
Sterile transparent polypropylene faeces container 60 ml with red screw cap and label individually wrapped

500 pz/pcs

The background is a solid green color. Overlaid on this are several sets of thin, white, curved lines that create a sense of motion and depth. These lines form large, flowing shapes that resemble stylized waves or the folds of fabric. The lines are most concentrated in the upper left and lower right areas, with some crossing each other to create a fine grid pattern in the center.

.04

SYNTHESIS



ARTICOLI PER STRUMENTAZIONE INSTRUMENTATION PRODUCTS

TAZZINE PORTACAMPIONE
SAMPLE CUPS

P. 74, 76

CUVETTE PER SPETTROFOTOMETRIA
CUVETTES FOR SPECTROPHOTOMETRY

P. 76

CUVETTE PER COAGULAZIONE
CUVETTES FOR COAGULATION

P. 77

MICROPROVETTE
MICROTUBES

P. 78, 79

CUVETTE E MICROPROVETTE PER COBAS
CUVETTES AND MICROTUBES FOR COBAS

P. 80

MICROPROVETTE PORTACAMPIONI PER OLYMPUS E HYLAND TRAVENOL
OLYMPUS AND HYLAND TRAVENOL MICROTUBES

P. 81

ROTORE PER COAGULAZIONE
COAGULATION PLATE

P. 82

CUVETTE PER CIBA EXPRESS E KONELAB
CIBA EXPRESS AND KONELAB CUVETTES

P. 82

CUVETTE PER HITACHI
HITACHI CUVETTES

P. 83

CONTENITORI CONTAGLOBULI
CORPUSCLES COUNTER

P. 84

TAZZINE PORTACAMPIONE
SAMPLE CUPS

Conf. / Case

318151 Tazzine Ø 14x16 mm in polistirolo tipo CENTRIFICHEM per ACL vol. 0,25 ml
Polystyrene Ø 14x16 mm cup CENTRIFICHEM type for ACL vol. 0,25 ml

10.000 pz/pcs

318158 Tazzine Ø 16x24 mm in polistirolo tipo CENTRIFICHEM vol. 2 ml
Polystyrene Ø 16x24 mm cup CENTRIFICHEM type vol. 2 ml

10.000 pz/pcs

318153 Tazzine Ø 13,5x24,5 mm in polistirolo tipo GENSEAC-TECHNICON vol. 0,5 ml
Polystyrene Ø 13,5x24,5 mm cup GENSEAC-TECHNICON type vol. 0,5 ml

10.000 pz/pcs

318065 Tappini in polietilene anti-evaporazione per tazzine 318151 e 318153
Polyethylene anti-evaporation cap for cups code 318151 and 318153

10.000 pz/pcs

318154 Tazzine Ø 13,8x22,5 mm in polistirolo tipo TECHNICON-RAYTO RAC-050 vol. 1,5 ml
Polystyrene Ø 13,8x22,5 mm cup TECHNICON-RAYTO RAC-050 type vol. 1,5 ml

10.000 pz/pcs

318150 Tazzine Ø 16x24 mm in polistirolo tipo TECHNICON vol. 2 ml
Polystyrene Ø 16x24 mm cup TECHNICON type vol. 2 ml

10.000 pz/pcs

318152 Tazzine Ø 17,25x38 mm in polistirolo tipo TECHNICON vol. 4 ml
Polystyrene Ø 17,25x38 mm cup TECHNICON type vol. 4 ml

5.000 pz/pcs



04

ITA Articoli per strumentazione
EN Instrumentation products



318320 Tazzine Ø 17x38 mm in polistirolo tipo HITACHI vol. 3 ml
Polystyrene Ø 17x38 mm cup HITACHI type vol. 3 ml

Conf. / Case

8.000 pz/pcs

318327 Tazzine pediatriche Ø 17x37 mm in polistirolo tipo HITACHI vol. 0,5 ml
Polystyrene Ø 17x37 mm pediatric cup HITACHI type vol. 0,5 ml

2.500 pz/pcs



318321 Tazzine Ø 17,5x53 mm in polistirolo tipo AXSYM
Polystyrene Ø 17,5x53 mm cup AXSYM type

4.000 pz/pcs



317010 Tazzine Ø 16x20 mm in polistirolo tipo KODAK, ORTHO, IDEXX Catalyst DX vol. 0,5 ml
Polystyrene Ø 16x20 mm cup KODAK, ORTHO, IDEXX Catalyst DX type vol. 0,5 ml

6.000 pz/pcs

TAZZINE PORTACAMPIONE
SAMPLE CUPS


317016 Tazzine per coagulometro Ø 10x30 mm in polistirolo per DADE/SIMEX CA 50/500/5000-RAYTO RAC-050 vol. 0,8 ml
Polystyrene Ø 10x30 mm cup for coagulometer for DADE/SIMEX CA 50/500/5000-RAYTO RAC-050 vol. 0,8 ml

Conf. / Case

8000 pz/pcs



317560 Riduttore per provette Ø 13x30 mm
Nesting sample cup Ø 13x30 mm

10.000 pz/pcs

317565 Riduttore per provette Ø 16x30 mm
Nesting sample cup Ø 16x30 mm

10.000 pz/pcs

CUVETTE PER SPETTROFOTOMETRO
CUVETTES FOR SPECTROPHOTOMETER


318128 Cuvetta semimicro dim. esterne 12x12x45 mm in polistirolo per spettrofotometro vol. 2 ml
Polystyrene semimicro cuvette external size 12x12x45 mm for spectrophotometer vol. 2 ml

1.000 pz/pcs

318126 Cuvetta macro dim esterne. 12x12x45 mm in polistirolo per spettrofotometro vol. 4 ml
Polystyrene macro cuvette external size 12x12x45 mm for spectrophotometer vol. 4 ml

1.000 pz/pcs

319126 Cuvetta macro a quattro facce ottiche dim. esterne 12x12x45 mm in polistirolo ottico per spettrofotometro vol. 4 ml
Optical polystyrene macro cuvette external size 12x12x45 mm for spectrophotometer vol. 4 ml

1.000 pz/pcs

**04**

ITA Articoli per strumentazione
EN Instrumentation products

CUVETTE PER COAGULAZIONE CUVETTES FOR COAGULATION



318348 Tazzine Ø 12x34,5 mm in polistirolo FIBRINTIMER con agitatore
Polystyrene cup Ø 12x34,5 mm FIBRINTIMER type with metallic mixer

Conf. / Case

10.000 pz/pcs

318345 Tazzine Ø 13,5x35 mm in polistirolo per coagulometro tipo SEAC CLOT 2 con agitatore
Polystyrene cup Ø 13,5x35 mm for SEAC CLOT 2 coagulometer with metallic mixer

1.000 pz/pcs

317073 Tazzine Ø 8,5x22 mm in polistirolo per coagulometro tipo OPTION, BEHNK, THROMBOTIMER con agitatore
Polystyrene cup Ø 8,5x22 mm for coagulometer OPTION, BEHNK, THROMBOTIMER type with metallic mixer

5.000 pz/pcs



317077 Tazzine Ø 10x23,60 mm Vol. 0,8 ml in polistirolo per coagulometro TECO, DIALAB e DIAMED
Polystyrene cup Ø 10x23,60 mm Vol. 0,8 ml for coagulometer TECO, DIALAB and DIAMED

5.000 pz/pcs



317079 Cuvetta doppia cella Ø 10x19,10 mm Vol. 0,6 ml in polistirolo per coagulometro TECO, DIALAB e DIAMED
Polystyrene double cup Ø 10x19,10 mm Vol. 0,6 ml for coagulometer TECO, DIALAB and DIAMED

5.000 pz/pcs



310240 Tazzine portacampioni Ø 9,65x22,65 mm in polipropilene tipo GILFORD Vol. 0,5 ml
Polypropylene sample cup Ø 9,65x22,65 mm GILFORD type Vol. 0,5 ml

12.000 pz/pcs

MICROPROVETTE
MICROTUBES

318167 Microprovetta conica polip. tipo EPPENDORF 1,5 ml senza tappo
Polypropylene conical microtube EPPENDORF type vol. 1,5 ml without cap

Conf. / Case

10.000 pz/pcs

318166 Microprovetta conica polip. tipo EPPENDORF 1,5 ml con tappo
Polypropylene conical microtube EPPENDORF type with cap vol. 1,5 ml

10.000 pz/pcs



318766 Microprovetta conica polip. graduata tipo EPPENDORF 1,5 ml con tappo
Polypropylene conical microtube graduated EPPENDORF type with cap vol. 1,5 ml

10.000 pz/pcs

318330 Microprovetta conica polip. graduata tipo EPPENDORF 1,5 ml con tappo "SAFE-LOCK"
Polypropylene conical microtube graduated EPPENDORF type with cap vol. 1,5 ml "SAFE-LOCK"

10.000 pz/pcs



381645 Microprovetta conica polip. tipo EPPENDORF 0,5 ml con tappo
Polypropylene conical microtube EPPENDORF type 0,5 ml with cap

14.000 pz/pcs



04

ITA Articoli per strumentazione
EN Instrumentation products



382646 Microprovetta cilindriche Ø 11x42 mm in polipropilene graduata tipo EPPENDORF Vol. 2 ml con tappo
Polypropylene graduated cylindrical microtube Ø 11x42 mm EPPENDORF type with cap Vol. 2 ml

Conf. / Case

10.000 pz/pcs



382648 Microprovetta cilindriche Ø 13x52 mm in polipropilene graduata tipo EPPENDORF Vol. 5 ml con tappo
Polypropylene graduated cylindrical microtube Ø 13x52 mm EPPENDORF type with cap Vol. 5 ml

5.000 pz/pcs



382650 Microprovetta cilindriche Ø 16x80 mm in polipropilene graduata tipo EPPENDORF Vol. 10 ml con tappo
Polypropylene graduated cylindrical microtube Ø 16x80 mm EPPENDORF type with cap Vol. 10 ml

2.000 pz/pcs

CUVETTE E MICROPROVETTE PER COBAS MIRA E MIRA PLUS
CUVETTES AND MICROTUBES FOR COBAS MIRA AND MIRA PLUS

Conf. / Case

318501 Segmenti a 12 cavità per Cobas Mira e Mira Plus (conf.da 50 pz)
Multicuvettes 12 cavities for Cobas Mira and Mira Plus (bag of 50 pcs)

450 pz/pcs



318380 Microprovette tipo Cobas Bio con tappo da 0,75 ml in colore neutro (conf.da 1000 pz)
Microtube Cobas Bio type with cap vol. 0,75 ml neutral colour (bag of 1000 pcs)

12.000 pz/pcs

318380B ● Microprovette tipo Cobas Bio con tappo da 0,75 ml in colore blu (conf.da 1000 pz)
Microtube Cobas Bio type with cap vol. 0,75 ml blue colour (bag of 1000 pcs)

12.000 pz/pcs

318380A ● Microprovette tipo Cobas Bio con tappo da 0,75 ml in colore arancio (conf. da 1000 pz)
Microtube Cobas Bio type with cap vol. 0,75 ml in orange colour (bag of 1000 pcs)

12.000 pz/pcs

318380G ● Microprovette tipo Cobas Bio con tappo da 0,75 ml in colore giallo (conf.da 1000 pz)
Microtube Cobas Bio type with cap vol. 0,75 ml in yellow colour (bag of 1000 pcs)

12.000 pz/pcs





04

ITA Articoli per strumentazione
EN Instrumentation products

MICROPROVETTE PER CAMPIONI *MICROTUBES FOR SAMPLES*



318706 Tazzina portacampioni Ø 14x50 mm in polistirolo tipo Olympus AU400/AU640
Polystyrene sample cup Ø 14x50 mm Olympus AU400/640 type

Conf. / Case


3.000 pz/pcs



318329 Microprovetta conica Ø 13x40 mm in polipropilene tipo HYLAND TRAVENOL 2 ml senza tappo
Polypropylene conical microtube Ø 13x40 mm HYLAND TRAVENOL type 2 ml without cap

10.000 pz/pcs

ROTORE PER COAGULAZIONE *COAGULATION PLATE*




318507 Piattini di reazione 20 posizioni per ACL
Reaction plate 20 places for ACL

Conf. / Case


100 pz/pcs

CUVETTE PER CIBA EXPRESS E KONELAB *CIBA EXPRESS AND KONELAB CUVETTES*



317025 Cuvette multiple per Ciba Express 550-560 plus in rack
Multicuvettes Ciba Express 550 plus in rack

1.300 pz/pcs



318360 Cuvette ottiche per KONELAB in rack
Optical cuvette for KONELAB in rack

900 pz/pcs



04

ITA Articoli per strumentazione
EN Instrumentation products

CUVETTE PER HITACHI *HITACHI CUVETTES*



317015 Cuvetta multipla riutilizzabile per Hitachi 704
Reusable multicuvettes for Hitachi 704

Conf. / Case

72 pz/pcs



317023 Cuvetta multipla per Hitachi 717
Multicuvettes for Hitachi 717

24 pz/pcs



317224 Cuvetta multipla black per Hitachi 911/912
Black multicuvettes for Hitachi 911/912

24 pz/pcs

CONTENTORI CONTAGLOBULI
CORPUSCLES COUNTERS

318118 Contenitore in polistirolo per contaglobuli Ø 30x55 mm tipo COULTER tappo pressione
Polystyrene corpuscles counter Ø 30x55 mm COULTER type with press-on cap

Conf. / Case

1.000 pz/pcs



318116 Contenitore in polietilene per contaglobuli Ø 30x70 mm tipo TOA
Polyethylene corpuscles counter container Ø 30x70 mm TOA type

3.000 pz/pcs



318346 Contenitore in polietilene per contaglobuli Ø 30x60 mm tipo ROYCO-HYCEL
Polyethylene corpuscles counter container Ø 30x60 mm ROYCO-HYCEL type

3.000 pz/pcs



.05

SYNTHESIS



PUNTALI, PUNTALI IN RACK E PIPETTE

TIPS, TIPS IN RACK AND PIPETTES

PUNTALI E PUNTALI IN RACK

TIPS AND TIPS FOR MICROPIPETTES IN RACK

P. 88, 94

PUNTALI STERILI CON FILTRO IN RACK

STERILE FILTER TIPS IN RACK

P. 95, 96

VASCHETTE PER DILUIZIONE E MICROPIPETTE

DISPOSABLE RESERVOIRS FOR WITHDRAWING AND MICROPIPETTES

P. 96, 97

PIPETTE PASTEUR NON STERILI E STERILI

STERILE AND NOT STERILE PASTEUR PIPETTES

P. 98

PIPETTE PER SIEROLOGIA E PIPETTATORE

DISPOSABLE PLASTIC PIPETTES AND PIPETTOR

P. 99

PIPETTE PASTEUR IN VETRO, TETTARELLE, POMPETTA E ASPIRATORI

GLASS PASTEUR PIPETTES, LATEX BULBS, PIPETTE FILTER BULB AND PIPETTES PUMP

P. 100, 101

PUNTALI
DISPOSABLE PIPETTE TIPS

- 318291** Puntali neutri tipo CRISTAL da 0,5 a 20 µl sacchetti da 1.000 pz
Neutral tips CRISTAL type 0,5-20 µl bag of 1.000 pcs
- 318170** Puntali gialli tipo EPPENDORF da 0 a 200 µl sacchetti da 1.000 pz
Yellow tips EPPENDORF type 0-200 µl bag of 1.000 pcs
- 318172** Puntali azzurri tipo EPPENDORF da 201 a 1.000 µl sacchetti da 1.000 pz
Blue tips EPPENDORF type 201-1000 µl bag of 1.000 pcs

Conf. / Case

25.000 pz/pcs

25.000 pz/pcs

10.000 pz/pcs



- 318294** Puntali neutri tipo MINI GILSON da 0,1 a 10 µl sacchetti da 1.000 pz
Neutral tips MINI GILSON type 0,1-10 µl bag of 1.000 pcs
- 318260** Puntali gialli tipo GILSON da 0 a 200 µl sacchetti da 1.000 pz
Yellow tips GILSON type 0-200 µl bag of 1.000 pcs
- 318269** Puntali azzurri tipo GILSON da 201 a 1.000 µl sacchetti da 1.000 pz
Blue tips GILSON type 201-1.000 µl bag of 1.000 pcs

20.000 pz/pcs

25.000 pz/pcs

10.000 pz/pcs



- 318174** Puntali neutri tipo MLA da 0 a 200 µl sacchetti da 1.000 pz
Neutral tips MLA type 0-200 µl bag of 1.000 pcs
- 318176** Puntali neutri tipo MLA da 201 a 1.000 µl sacchetti da 1.000 pz
Neutral tips MLA type 201-1.000 µl bag of 1.000 pcs

25.000 pz/pcs

8.000 pz/pcs



05

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes



- 318178** Puntali neutri tipo OXFORD SLIM modello corto da 0 a 200 µl sacchetti da 1.000 pz
Neutral tips OXFORD SLIM short model type 0-200 µl bag of 1.000 pcs
- 318187** Puntali neutri tipo OXFORD SLIM modello lungo da 0 a 200 µl sacchetti da 1.000 pz
Neutral tips OXFORD SLIM long model type 0-200 µl bag of 1000 pcs
- 318191** Puntali azzurri tipo OXFORD da 201 a 1.000 µl sacchetti da 1.000 pz
Blue tips OXFORD type 201-1.000 µl bag of 1.000 pcs
- 318180** Puntali verdi tipo OXFORD da 201 a 1.000 µl sacchetti da 1.000 pz
Green tips OXFORD type 201-1.000 µl bag of 1.000 pcs

Conf. / Case

25.000 pz/pcs

15.000 pz/pcs

8.000 pz/pcs

8.000 pz/pcs



- 318173** Puntali azzurri universali EPPENDORF-GILSON-BIOHIT-BRAND-HTL-SOCOREX 50-1.000 µl
Universal light blue tips EPPENDORF-GILSON-BIOHIT-BRAND-HTL-SOCOREX type 50-1.000 µl
- 318182** Puntali neutri universali per gel GILSON-EPPENDORF-BIOHIT-SOCOREX-THERMO 0,1-200 µl
Universal neutral tips for gel loading GILSON-EPPENDORF-BIOHIT-SOCOREX-THERMO 0,1-200 µl

10.000 pz/pcs

10.000 pz/pcs



- 318266** Puntali neutri tipo OXFORD GILSON da 1.000 a 5.000 µl sacchetti da 300 pz
Neutral tips OXFORD GILSON type 1000-5.000 µl bag of 300 pcs

2.400 pz/pcs

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes

PUNTALI PER MACRO VOLUMI
DISPOSABLE MACRO TIPS



- | | | |
|---------------|--|--------------|
| 318194 | Puntali neutri tipo FINPIPETTE-BRAND da 500-5.000 µl sacchetti da 250 pz
<i>Neutral tips FINPIPETTE-BRAND type 500-5000 µl bag of 250 pcs</i> | 2.000 pz/pcs |
| 318263 | Puntali neutri tipo EPPENDORF-BIOHIT-SOCOREX-OXFORD 1.000-5.000 µl sacchetti da 250 pz
<i>Neutral tips EPPENDORF-BIOHIT-SOCOREX-OXFORD type 1.000-5.000 µl bag of 250 pcs</i> | 2.000 pz/pcs |

Conf. / Case

2.000 pz/pcs

2.000 pz/pcs



05

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes



		Conf. / Case
318265	Puntali neutri tipo GILSON-SOCOREX-HTL-FINPIPETTE 2.000 -10.000 µl sacchetti da 100 pz <i>Neutral tips GILSON-SOCOREX-HTL-FINPIPETTE type 2.000 -10.000 µl bag of 100 pcs</i>	1.000 pz/pcs
318984	Puntali neutri tipo GILSON-EPPENDORF-BIOHIT-BRAND 2.000 -10.000 µl sacchetti da 100 pz <i>Neutral tips GILSON-EPPENDORF-BIOHIT-BRAND type 2.000 -10.000 µl bag of 100 pcs</i>	1.000 pz/pcs

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes

PUNTALI IN RACK AUTOCLAVABILI *DISPOSABLE PIPETTE TIPS IN AUTOCLAVABLE RACK*

Conf. / Case


311130 Puntali neutri tipo MINI GILSON da 0,1 a 10 µl in rack autoclavabili da 96 posti
Neutral tips MINI GILSON type 0,1-10 µl in autoclavable rack 96 places

960 pz/pcs




311140 Puntali neutri tipo EPPENDORF CRISTAL da 0,5 a 10 µl in rack autoclavabili da 96 posti
Neutral tips EPPENDORF CRISTAL type 0,5-10 µl in autoclavable rack 96 places

960 pz/pcs



311110 Puntali gialli tipo EPPENDORF da 0 a 200 µl in rack autoclavabili da 96 posti
Yellow tips EPPENDORF type 0-200 µl in autoclavable rack 96 places

960 pz/pcs





05


ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes



311601 Puntali azzurri tipo EPPENDORF da 200 a 1000 μ l in rack autoclavabili da 96 posti
Blue tips EPPENDORF type 200-1000 μ l in autoclavable rack 96 places


Conf. / Case

960 pz/pcs



311100 Puntali gialli tipo GILSON da 1 a 200 μ l in rack autoclavabili da 96 posti
Yellow tips GILSON type 1-200 μ l in autoclavable rack 96 places

960 pz/pcs



311220 Puntali azzurri tipo GILSON da 201 a 1.000 μ l in rack autoclavabili da 96 posti
Blue tips GILSON type 201-1.000 μ l in autoclavable rack 96 places

960 pz/pcs

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes

PUNTALI IN RACK AUTOCLAVABILI *DISPOSABLE PIPETTE TIPS IN AUTOCLAVABLE RACK*

311165 Puntali neutri tipo GILSON-SOCOREX-HTL-FINPIPETTE 2.000-10.000 µl in rack autoclavabili da 96 posti
Neutral tips GILSON-SOCOREX-HTL-FINPIPETTE type 2.000-10.000 µl in autoclavable rack 96 places

Conf. / Case

960 pz/pcs

311164 Puntali neutri tipo GILSON-EPPENDORF-BIOHIT-BRAND 2.000-10.000 µl in rack autoclavabili da 96 posti
Neutral tips GILSON-EPPENDORF-BIOHIT-BRAND type 2.000-10.000 µl in autoclavable rack 96 places

960 pz/pcs






05

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes


PUNTALI STERILI CON FILTRO IN RACK *STERILE DISPOSABLE PIPETTE TIPS WITH FILTER IN RACK*



			Conf. / Case
331001	Puntali neutri tipo EPPENDORF CRISTAL-SOCOREX-HAMILTON-KARTELL sterili con filtro da 0,5 a 20 µl in rack da 96 posti <i>Sterile neutral tips EPPENDORF CRISTAL-SOCOREX-HAMILTON-KARTELL type with filter 0,5-20 µl in rack of 96 places</i>		960 pz/pcs
331002	Puntali neutri tipo GILSON-KARTELL sterili con filtro da 0,1 a 10 µl in rack da 96 posti <i>Sterile neutral tips GILSON-KARTELL type with filter 0,1-10 µl in rack of 96 places</i>		960 pz/pcs



331003	Puntali neutri tipo EPPENDORF-HAMILTON-KARTELL sterili con filtro da 2 a 20 µl in rack da 96 posti <i>Sterile neutral tips EPPENDORF-HAMILTON-KARTELL type with filter 2-20 µl in rack of 96 places</i>		960 pz/pcs
331005	Puntali neutri tipo GILSON sterili con filtro da 2 a 30 µl in rack da 96 posti <i>Sterile neutral tips GILSON type with filter 2-30 µl in rack of 96 places</i>		960 pz/pcs



331006	Puntali neutri tipo GILSON-KARTELL sterili con filtro da 2 a 100 µl in rack da 96 posti <i>Sterile neutral tips GILSON-KARTELL type with filter 2-100 µl in rack of 96 places</i>		960 pz/pcs
331007	Puntali neutri tipo EPPENDORF-GILSON-SOCOREX-HAMILTON-BRAND-KARTELL sterili con filtro da 5 a 100 µl in rack da 96 posti <i>Sterile neutral tips EPPENDORF-GILSON-SOCOREX-HAMILTON-BRAND-KARTELL type with filter 5-100 µl in rack of 96 places</i>		960 pz/pcs

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes

PUNTALI STERILI CON FILTRO IN RACK
STERILE DISPOSABLE PIPETTE TIPS WITH FILTER IN RACK

Conf. / Case

331009 Puntali neutri tipo EPPENDORF-GILSON-SOCOREX-HAMILTON-KARTELL sterili con filtro da 2 a 200 µl in rack da 96 posti
Sterile neutral tips EPPENDORF-GILSON-SOCOREX-HAMILTON-KARTELL type with filter 2-200 µl in rack of 96 places

960 pz/pcs

331010 Puntali neutri tipo EPPENDORF-GILSON-BIOHIT-BRAND-HTL-THERMO sterili con filtro da 20 a 300 µl in rack da 96 posti
Sterile neutral tips EPPENDORF-GILSON-BIOHIT-BRAND-HTL-THERMO type with filter 20-300 µl in rack of 96 places

960 pz/pcs

331013 Puntali neutri tipo EPPENDORF-GILSON-SOCOREX-HAMILTON-KARTELL sterili con filtro 50-1.100 µl in rack da 96 posti
Sterile neutral tips EPPENDORF-GILSON-SOCOREX-HAMILTON-KARTELL type with filter 50-1.100 µl in rack of 96 places

960 pz/pcs

331011 Puntali neutri tipo EPPENDORF-GILSON-SOCOREX-BIOHIT-BRAND-NICHIRYO sterili con filtro 101-1.000 µl in rack da 96 posti
Sterile neutral tips EPPENDORF-GILSON-SOCOREX-BIOHIT-BRAND-NICHIRYO type with filter 101-1.000 µl in rack of 96 places

960 pz/pcs

VASCHETTE
DISPOSABLE RESERVOIRS

332501 Vaschette monouso per prelievo con micropipette multicanale 8 posti
Disposable reservoirs for withdrawing with multichannel micropipettes 8 places

1000 pz/pcs

332505 Vaschette monouso per prelievo con micropipette multicanale 12 posti
Disposable reservoirs for withdrawing with multichannel micropipettes 12 places

1000 pz/pcs



05

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes

MICROPIPETTE A VOLUME FISSO E VARIABILE FIXED AND ADJUSTABLE VOLUME MICROPIPETTES



			Conf. / Case
	8001209	Micropipetta PRO vol. fisso 5 µl <i>Micropipette fix volume 5 µl</i>	1 pz/pc
	8002209	Micropipetta PRO vol. fisso 10 µl <i>Micropipette fix volume 10 µl</i>	1 pz/pc
	8003209	Micropipetta PRO vol. fisso 20 µl <i>Micropipette fix volume 20 µl</i>	1 pz/pc
	8004209	Micropipetta PRO vol. fisso 25 µl <i>Micropipette fix volume 25 µl</i>	1 pz/pc
	8007209	Micropipetta PRO vol. fisso 50 µl <i>Micropipette fix volume 50 µl</i>	1 pz/pc
	8008209	Micropipetta PRO vol. fisso 100 µl <i>Micropipette fix volume 100 µl</i>	1 pz/pc
	8009209	Micropipetta PRO vol. fisso 200 µl <i>Micropipette fix volume 200 µl</i>	1 pz/pc
	8010209	Micropipetta PRO vol. fisso 250 µl <i>Micropipette fix volume 250 µl</i>	1 pz/pc
	8011209	Micropipetta PRO vol. fisso 500 µl <i>Micropipette fix volume 500 µl</i>	1 pz/pc
	8012209	Micropipetta PRO vol. fisso 1.000 µl <i>Micropipette fix volume 1.000 µl</i>	1 pz/pc
	8013209	Micropipetta PRO vol. fisso 2.000 µl <i>Micropipette fix volume 2.000 µl</i>	1 pz/pc
	8014209	Micropipetta PRO vol. fisso 2.500 µl <i>Micropipette fix volume 2.500 µl</i>	1 pz/pc
	8015209	Micropipetta PRO vol. fisso 5.000 µl <i>Micropipette fix volume 5.000 µl</i>	1 pz/pc
	8016209	Micropipetta PRO vol. fisso 10.000 µl <i>Micropipette fix volume 10.000 µl</i>	1 pz/pc
	8100209	Micropipetta PRO vol. variabile 0,1-2,5 µl <i>Micropipette variable volume 0,1-2,5 µl</i>	1 pz/pc
	8101209	Micropipetta PRO vol. variabile 0,5-10 µl <i>Micropipette variable volume 0,5-10 µl</i>	1 pz/pc
	8102209	Micropipetta PRO vol. variabile 2-20 µl <i>Micropipette variable volume 2-20 µl</i>	1 pz/pc
	8103209	Micropipetta PRO vol. variabile 5-50 µl <i>Micropipette variable volume 5-50 µl</i>	1 pz/pc
	8104209	Micropipetta PRO vol. variabile 10-100 µl <i>Micropipette variable volume 10-100 µl</i>	1 pz/pc
	8105209	Micropipetta PRO vol. variabile 20-200 µl <i>Micropipette variable volume 20-200 µl</i>	1 pz/pc
	8105219	Micropipetta PRO vol. variabile 50-200 µl <i>Micropipette variable volume 50-200 µl</i>	1 pz/pc
	8106209	Micropipetta PRO vol. variabile 100-1.000 µl <i>Micropipette variable volume 100-1.000 µl</i>	1 pz/pc
	8106219	Micropipetta PRO vol. variabile 200-1.000 µl <i>Micropipette variable volume 200-1.000 µl</i>	1 pz/pc
	8107209	Micropipetta PRO vol. variabile 500-5.000 µl <i>Micropipette variable volume 500-5.000 µl</i>	1 pz/pc
	8108209	Micropipetta PRO vol. variabile 2000-10.000 µl <i>Micropipette variable volume 2000-10.000 µl</i>	1 pz/pc

PIPETTE PASTEUR
PASTEUR PIPETTES



PIPETTE PASTEUR NON STERILI / NOT STERILE PASTEUR PIPETTE

		Conf. / Case
318434	Pipetta Pasteur in polietilene corpo capillare lungh.150 mm, Ø capillare esterno 2,5 mm, 30 gocce/ml <i>Polyethylene Pasteur pipette lenght 150 mm, external capillary Ø 2,5 mm, 30 drops/ml</i>	5.000 pz/pcs
318436	Pipetta Pasteur 1 ml, graduata in polietilene lungh.150 mm, Ø capillare esterno 5 mm, 30 gocce/ml <i>Polyethylene graduated Pasteur pipette 1 ml, lenght 150 mm, external capillary Ø 5 mm, 30 drops/ml</i>	5.000 pz/pcs
318432	Pipetta Pasteur 3 ml, graduata in polietilene lungh.150 mm, Ø capillare esterno 7,8 mm, 26 gocce/ml <i>Polyethylene graduated Pasteur pipette 3 ml, lenght 150 mm, external capillary Ø 7,8 mm, 26 drops/ml</i>	5.000 pz/pcs

318440	Pipetta Pasteur in polietilene mini 1 ml lungh.123 mm speciali per vetrini sedimenti urinari <i>Polyethylene mini Pasteur pipette 1 ml, lenght 123 mm for slides for urinary sediments</i>	10.000 pz/pcs
318433	Pipetta Pasteur 1,5 ml, graduata in polietilene lungh.230 mm, Ø capillare esterno 5 mm, 21 gocce/ml <i>Polyethylene graduated Pasteur pipette 1,5 ml, lenght 230 mm, external capillary Ø 5 mm, 21 drops/ml</i>	2.400 pz/pcs

PIPETTE PASTEUR STERILI IN CONFEZIONE SINGOLA / STERILE PASTEUR PIPETTE INDIVIDUALLY WRAPPED

384378	Pipetta Pasteur 1 ml, graduata in polietilene lungh.150 mm, Ø capillare esterno 5 mm, 30 gocce/ml sterile in confezione singola <i>Sterile polyethylene graduated Pasteur pipette 1 ml, lenght 150 mm, external capillary Ø 5 mm, 30 drops/ml individually wrapped</i>	1.000 pz/pcs
384338	Pipetta Pasteur 3 ml, graduata in polietilene lungh.150 mm, Ø capillare esterno 7,8 mm, 26 gocce/ml sterile in confezione singola <i>Sterile polyethylene graduated Pasteur pipette 3 ml, lenght 150 mm, external capillary Ø 7,8 mm, 26 drops/ml individually wrapped</i>	1.000 pz/pcs



05

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes

PIPETTE PER SIEROLOGIA DISPOSABLE PLASTIC PIPETTES

Conf. / Case

323210	Pipetta per sierologia 1 ml cotonata sterile graduata div. 1/100 confezione da 25 pz <i>Sterile disposable plastic pipette 1 ml graduation 1/100 bags of 25 pcs</i>	1.000 pz/pcs
323205	Pipetta per sierologia 1 ml cotonata sterile graduata div. 1/100 confezione singola <i>Sterile disposable plastic pipette 1 ml graduation 1/100 individually wrapped</i>	1.000 pz/pcs
323230	Pipetta per sierologia 2 ml cotonata sterile graduata div. 1/100 confezione da 25 pz <i>Sterile disposable plastic pipette 2 ml graduation 1/100 bags of 25 pcs</i>	1.000 pz/pcs
323225	Pipetta per sierologia 2 ml cotonata sterile graduata div. 1/100 confezione singola <i>Sterile disposable plastic pipette 2 ml graduation 1/100 individually wrapped</i>	1.000 pz/pcs
323250	Pipetta per sierologia 5 ml cotonata sterile graduata div. 1/10 confezione da 25 pz <i>Sterile disposable plastic pipette 5 ml graduation 1/10 bags of 25 pcs</i>	500 pz/pcs
323245	Pipetta per sierologia 5 ml cotonata sterile graduata div. 1/10 confezione singola <i>Sterile disposable plastic pipette 5 ml graduation 1/10 individually wrapped</i>	500 pz/pcs
323270	Pipetta per sierologia 10 ml cotonata sterile graduata div. 1/10 confezione da 25 pz <i>Sterile disposable plastic pipette 10 ml graduation 1/10 bags of 25 pcs</i>	500 pz/pcs
323265	Pipetta per sierologia 10 ml cotonate sterile graduata div. 1/10 confezione singola <i>Sterile disposable plastic pipette 10 ml graduation 1/10 individually wrapped</i>	500 pz/pcs
323285	Pipetta per sierologia 25 ml cotonate sterile graduata div. 2/10 confezione singola <i>Sterile disposable plastic pipette 25 ml graduation 2/10 individually wrapped</i>	200 pz/pcs
357550	Pipetta per sierologia 50 ml cotonata graduata 1 ml sterile in confezione singola <i>Sterile disposable plastic pipette 50 ml graduation 1 ml individually wrapped</i>	100 pz/pcs
357600	Pipetta per sierologia 100 ml cotonata increm. graduazione 1 ml sterile in confezione singola <i>Sterile disposable plastic pipette 100 ml graduation 1 ml individually wrapped</i>	50 pz/pcs

PIPETTATORE PIPETTOR

357591	Dispositivo automatico per pipettatura completo di carica batteria e filtri <i>Automatic pipettor with charger and filters</i>	1 pz/pc
--------	---	---------

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes

PIPETTE PASTEUR IN VETRO E PIPETTATORI *GLASS PASTEUR PIPETTES AND PIPETTORS*



412066 Pipetta Pasteur in vetro Ø 7x230 mm
Glass Pasteur pipette Ø 7x230 mm

Conf. / Case

250 pz/pcs

412067 Pipetta Pasteur in vetro Ø 7x150 mm
Glass Pasteur pipette Ø 7x150 mm

250 pz/pcs



208065 Tettarelle in lattice per pipette Pasteur di vetro
Latex bulb for glass Pasteur pipettes

25 pz/pcs

208070 Tettarella in silicone per pipette Pasteur di vetro
Silicone bulb for glass Pasteur pipettes

25 pz/pcs



290195 Pompetta universale in gomma a 3 valvole
Pipette filler bulb with 3 valves

1 pz/pc



05

ITA Puntali, puntali in rack e pipette
EN Tips, tips in rack and pipettes



291320 Aspiratore blu in polipropilene per pipette da 2 ml in vetro e plastica
Polypropylene blue pipette pump 2 ml for glass and plastic pipettes

Conf. / Case

1 pz/pc



291321 Aspiratore verde in polipropilene per pipette da 10 ml in vetro e plastica
Polypropylene green pipette pump 10 ml for glass and plastic pipettes

1 pz/pc



291322 Aspiratore rosso in polipropilene per pipette da 25 ml in vetro e plastica
Polypropylene red pipette pump 25 ml for glass and plastic pipettes

1 pz/pc

The background is a solid orange color. Overlaid on this are several sets of thin, white, curved lines that create a sense of motion and depth. These lines form large, flowing shapes that resemble stylized waves or the folds of fabric. The lines are most concentrated in the upper left and lower right areas, with some crossing each other to create a fine grid pattern in the center.

.06

SYNTHESIS

VETRINI A 10 CELLE PER LA LETTURA DEI SEDIMENTI URINARI *SLIDES FOR URINARY SEDIMENT*



212051

Vetrini per la lettura dei sedimenti urinari a 10 celle con griglia di conta
Slides for urinary sediment with grid

Conf. / Case

2.400 pz/pcs



212015

Vetrini per la lettura dei sedimenti urinari a 10 celle "PENTA SQUARE" con griglia di conta marcata 0,076 mm
Slides for urinary sediment "PENTA SQUARE" with marked grid 0,076 mm

2.000 pz/pcs



323985

"PENTA SQUARE KIT" Vetrini per la lettura dei sedimenti urinari completi di pipette Pasteur
"PENTA SQUARE KIT" Slides + Pasteur pipettes 125 mm

500 vetrini 5.000 pipette
500 slides 5.000 pipettes



06

ITA Vetrini per sedimenti urinari
EN Slides for urinary sediment



323990

"KIT COMPLETO PENTA SQUARE" Vetrini per sedimenti urinari + pipette Pasteur + colorante
"COMPLETE PENTA SQUARE KIT" Slides + Pasteur pipettes + Sternheimer Malbin staining solution

5 flaconi 500 vetrini 5.000 pipette
5 bottles 500 slides 5.000 pipettes

Conf. / Case

511105

Colorante "Sternheimer-Malbin" 50 ml per vetrini PENTA-SQUARE (1000 determinazioni)
"Sternheimer-Malbin" stain 50 ml for PENTA-SQUARE slides (1000 tests)

1 pz/pc



"GLASSTIC" VETRINI A PER LA CONTA DI CELLULE E LIQUIDI CORPOREI "GLASSTIC" 10 CELL SLIDES FOR COUNTING CELLS AND BODY FLUIDS

387144

"GLASSTIC" vetrini a 10 celle con griglia di conta per cellule fluidi umani
"GLASSTIC" 10 cell sliders for counting cells of body fluids

1000 pz/pcs



The background is a solid purple color. Overlaid on this are several sets of thin, white, curved lines that create a sense of motion and depth. These lines form large, flowing shapes that resemble stylized waves or the folds of fabric. The lines are most concentrated in the upper left and lower right areas, with some crossing each other to create a fine grid pattern in the center.

.07

SYNTHESIS

GINECOLOGIA E FERTILITÀ GYNECOLOGY AND FERTILITY

Conf. / Case

111105	FAST TEST HCG siero/urine 25 mIU/ml completo di pipette Pasteur <i>FAST TEST HCG serum/urine 25 mIU/ml with Pasteur pipettes</i>	30 pz/pcs
111222	Test rapido per la determinazione Toxo IgG/IgM <i>Rapid test for the detection of antibodies against Toxoplasma gondii</i>	30 pz/pcs
5527	AMNIOSIGN test immunocromatografico rapido per la determinazione della rottura prematura delle membrane fetali <i>AMNIOSIGN rapid immunochromatographic test for the detection of premature rupture of Fetal Membranes</i>	10 pz/pcs
111177	Trichomonas Vaginalis Card <i>Trichomonas Vaginalis Card</i>	20 pz/pcs

MARCATORI TUMORALI TUMOR MARKERS

111116	Fecal Occult Blood test monofase per la ricerca del sangue occulto nelle feci con riduttore <i>Fecal Occult Blood one step test for detection of human occult blood</i>	20 pz/pcs
--------	--	-----------

111185	PSA test immunocromatografico rapido per la determinazione dell'antigene specifico prostatico su sangue intero, siero e plasma <i>PSA immunochromatographic rapid test for detection of prostate specific antigen</i>	20 pz/pcs
--------	--	-----------



07

ITA Test rapidi
EN Rapid tests

EPATITI HEPATITIS



111104

HCV test rapido per la rilevazione visiva degli anticorpi dell'epatite C (HCV Ab) su siero e plasma
HCV rapid test for detection of HCV antibodies in serum and plasma

Conf. / Case

40 pz/pcs



111230

HbsAg test rapido per la rilevazione dell'antigene di superficie del virus dell'epatite B (HBsAg) su siero e plasma
HbsAg rapid one step test for detection of Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) in serum and plasma

50 pz/pcs

STRISCE REATTIVE PER ANALISI URINA / URINALYSIS STRIPS



319002

Strisce reattive per la lettura rapida dell'analisi dell'urina a 10 parametri
(glucosio-chetoni-proteine-sangue-leucociti-pH-nitriti-bilirubina-urobilinogeno-peso specifico)
10 parameters urine strips
(glucose-ketones-proteins-blood-leucocytes-pH-nitrites-bilirubin-urobilinogen-specific gravity)

100 pz/pcs

MALATTIE INFETTIVE E PEDIATRICHE INFECTIOUS AND PEDIATRIC DISEASES

Conf. / Case



111120 HIV 1&2 test device (screening su sangue intero)
HIV 1&2 test device (screening on whole blood)

40 pz/pcs



111172 SIFILIDE test per la rilevazione degli anticorpi del Treponema Pallidum nel siero, plasma e sangue intero
SYPHILIS tests for the detection of antibodies to Treponema Pallidum serum, plasma and whole blood

20 pz/pcs



111150 Mononucleosi IgM test device
Mononucleosis IgM test device

20 pz/pcs



111137A Calprotectina One Step Test Device di tipo qualitativo
Calprotectin One Step Test Device

10 pz/pcs

111138 Calprotectina di tipo qualitativo+Lactoferrina
Calprotectin+Lactoferrina test device

10 pz/pcs



07

ITA Test rapidi
EN Rapid tests



111135N Streptococco A test device
Streptococcus A test device

111136 Streptococco B test device
Streptococcus B test device

Conf. / Case

20 pz/pcs

20 pz/pcs



212007 Chlamidia test device
Chlamidia test device

20 pz/pcs



111176 Clostridium Difficile Toxina A+B card
Clostridium Difficile Toxin A+B card

10 pz/pcs

GASTROENTEROLOGIA GASTROENTEROLOGY

Conf. / Case

10 pz/pcs

111192 Adenovirus su feci card
Adenovirus card on faeces



111194 Rotavirus su feci card
Rotavirus card on faeces

10 pz/pcs



111193 Duo Rota-Adenovirus su feci card
Duo Rota-Adenovirus card on faeces

10 pz/pcs





07

ITA Test rapidi
EN Rapid tests



111109 Giardia su feci card
Giardia card on faeces

Conf. / Case

10 pz/pcs



111140 Helicobacter Pylori Ab su sangue intero/siero/plasma card
Helicobacter Pylori Ab on blood/serum/plasma card

20 pz/pcs



111141 Helicobacter Pylori antigene su feci card
Helicobacter Pylori antigen card on faeces

20 pz/pcs

TOSSICOLOGIA TOXICOLOGY

Conf. / Case

RSSIII Lettore ad alta risoluzione per test rapidi, singoli o multipli, contenitori urina, analisi delle droghe e malattie infettive
Rapid slide scanner for rapid tests and cap

1 pz/pc



910082 Drug Screen Test Cup 8P panel (AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50, pH/CREA)
Drug Screen Test Cup 8P panel (AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50, pH/CREA)

25 pz/pcs



07

ITA Test rapidi
EN Rapid tests



157MDTK	Multi drug test 7 parameters screen device ad immersione (AMP-COC-MDMA-MET-MOR/OPI-MTD-THC) <i>Immersion multi drug test 7 parameters screen device (AMP-COC-MDMA-MET-MOR/OPI-MTD-THC)</i>	25 pz/pcs
158MDTK+A	Multi drug test 8 parameters screen device ad immersione (AMP-COC-MDMA-MET-MOR/OPI-MTD-THC) + pH/CREA <i>Immersion multi drug test 8 parameters screen device (AMP-COC-MDMA-MET-MOR/OPI-MTD-THC) + pH/CREA</i>	25 pz/pcs

Conf. / Case



111218	Test rapido su cassetta per ricerca Cocaina su urine <i>Urine single rapid test for Cocaine</i>	30 pz/pcs
111219	Test rapido su cassetta per ricerca Anfetamina su urine <i>Urine single rapid test for Amphetamine</i>	30 pz/pcs
111221	Test rapido su cassetta per ricerca Morfina/Opiacei su urine <i>Urine single rapid test for Morphine/Opiates</i>	30 pz/pcs
111223	Test rapido su cassetta per ricerca Metanfetamina su urine <i>Urine single rapid test for Methamphetamine</i>	30 pz/pcs
111227	Test rapido su cassetta per ricerca Metadone su urine <i>Urine single rapid test for Methadone</i>	30 pz/pcs
111228	Test rapido su cassetta per ricerca Cannabinoidi su urine <i>Urine single rapid test for Cannabinoids</i>	30 pz/pcs
111229	Test rapido su cassetta per ricerca Buprenorfina su urine <i>Urine single rapid test for Buprenorphine</i>	30 pz/pcs
111232	Test rapido su cassetta per ricerca Barbiturici su urine <i>Urine single rapid test for Barbiturates</i>	30 pz/pcs
111233	Test rapido su cassetta per ricerca Benzodiazepine su urine <i>Urine single rapid test for Benzodiazepines</i>	30 pz/pcs
111234	Test rapido su cassetta per ricerca MDMA su urine <i>Urine single rapid test for MDMA</i>	30 pz/pcs




.08

SYNTESIS

TAMPONCINI
 SWABS

TAMPONI NON STERILI E STERILI / NOT STERILE AND STERILE COTTON SWABS

Conf. / Case

	318091	Tampone in cotone asta legno 150 mm non sterile (conf. da 100 pz) <i>Cotton swab wooden stick 150 mm not sterile (bag of 100 pcs)</i>	10.000 pz/pcs
	318092	Tampone in cotone asta legno 150 mm sterile in confezione singola (conf.da 100 pz) <i>Sterile cotton swab wooden stick 150 mm individually wrapped (bag of 100 pcs)</i>	5.000 pz/pcs
	323000	Tampone punta viscosa asta plastica 150 mm non sterile (conf. da 100 pz) <i>Sterile rayon swab plastic stick 150 mm not sterile (bag of 100 pcs)</i>	10.000 pz/pcs
	323007	Tampone punta viscosa asta plastica 150 mm sterile in confezione singola (conf.da 100 pz) <i>Sterile rayon cotton swab plastic stick 150 mm individually wrapped (bag of 100 pcs)</i>	3.000 pz/pcs
	323014	Tampone in cotone asta alluminio non sterile (conf.da 100pz) <i>Cotton swab aluminium stick not sterile (bag of 100 pcs)</i>	10.000 pz/pcs
	323021	Tampone in cotone asta in alluminio sterile in confezione singola (conf.da 100 pz) <i>Sterile cotton swab aluminium stick individually wrapped (bag of 100 pcs)</i>	500 pz/pcs



08

ITA Microbiologia e batteriologia
EN Microbiology and bacteriology



780140

Tampone punta in nylon flocked sterile asta in plastica 150 mm in confezione singola, punto di rottura a 85 mm
Sterile flocked cotton swab plastic stick lenght 150 mm individually wrapped with break point at 85 mm

Conf. / Case

500 pz/pcs

TAMPONI SECCHI IN PROVETTA *SWABS IN TEST TUBE*

TAMPONI SECCHI IN PROVETTA / SWABS IN TEST TUBE

Conf. / Case

380101 Tamponi sterili in provetta di polipropilene 12x145 mm asta legno punta cotone, tappo rosso
Sterile plain swab in 12x145 mm polypropylene test tube, wooden stick and cotton tip, red stopper

2.000 pz/pcs



380201 Tamponi sterili in provetta di polipropilene 12x145 mm asta plastica punta viscosa, tappo bianco
Sterile plain swab in 12x145 mm polypropylene test tube plastic stick and rayon tip, white stopper

2.000 pz/pcs



380301 Tamponi sterili in provetta di polipropilene 12x145 mm asta alluminio punta viscosa, tappo arancione
Sterile plain swab in 12x145 mm polypropylene test tube aluminium stick and rayon tip, orange stopper

2.000 pz/pcs





TAMPONI IN PROVETTA CON TERRENO DI TRASPORTO
SWABS IN TEST TUBE WITH TRANSPORT MEDIUM



			Conf. / Case
381201	Tamponi sterili con terreno di trasporto Stuart in provetta di polipropilene 12x145 mm con asta plastica punta viscosa, tappo azzurro <i>Sterile swab with Stuart medium in 12x145 mm polypropylene test tube, plastic stick and rayon tip, light blue stopper</i>	600 pz/pcs	
330507	Tamponi sterili terreno di trasporto Stuart in provetta di polipropilene 12x150 mm con asta alluminio punta viscosa, tappo arancione <i>Sterile swab with Stuart medium in 12x150 mm polypropylene test tube aluminium stick and rayon tip, orange stopper</i>	400 pz/pcs	
382201	Tamponi sterili con terreno di trasporto Amies in provetta di polipropilene 12x145 mm con asta plastica punta viscosa, tappo azzurro <i>Sterile swab with Amies medium in 12x145 mm polypropylene test tube, plastic stick and rayon tip, light blue stopper</i>	600 pz/pcs	
382301	Tamponi sterili con terreno di trasporto Amies in provetta di polipropilene 12x145 mm con asta in alluminio punta viscosa, tappo azzurro <i>Sterile swab with Amies medium in 12x145 mm polypropylene test tube, aluminium stick and rayon tip, light blue stopper</i>	600 pz/pcs	

TAMPONI TRASPORTO CON TERRENO LIQUIDO PER VIRUS
LIQUID TRANSPORT MEDIUM FOR VIRUS SWABS



384001	Tampone FOAM standard 1 ml terreno virus in provetta tappo rosso <i>Standard FOAM swab + test tube containing 1 ml transport medium virus type, red cap</i>	600 pz/pcs
384011	Tampone FOAM punta fine 1 ml terreno virus in provetta, tappo rosso <i>FOAM swab tip swab + test tube containing 1 ml transport medium virus type, red cap</i>	600 pz/pcs
384021	Doppio tampone FOAM standard + fine 1 ml terreno virus in provetta, tappo rosso <i>Double standard FOAM swab and fine tip swab + test tube containing 1 ml transport medium virus type, red cap</i>	600 pz/pcs



384003	Tampone FOAM standard 3 ml terreno virus in provetta, tappo rosso <i>Standard FOAM swab and fine tip swab + test tube containing 3 ml transport medium virus type, red cap</i>	600 pz/pcs
384013	Tampone FOAM punta fine 3 ml terreno virus in provetta, tappo rosso <i>Foam SWAB fine tip + test tube containing 3 ml transport medium virus type, red cap</i>	600 pz/pcs
384023	Doppio tampone FOAM standard + fine 3 ml terreno virus in provetta, tappo rosso <i>Double standard FOAM swab and fine tip swab + test tube containing 3 ml transport medium virus type, red cap</i>	600 pz/pcs



08

ITA Microbiologia e batteriologia
EN Microbiology and bacteriology

TAMPONI TRASPORTO CON TERRENO LIQUIDO LIQUID TRANSPORT MEDIUM SWABS

Conf. / Case

383001 Tampone asta plastica punta FOAM standard con 2 ml terreno liquido Cary Blair, tappo verde
Plastic stick swab FOAM tip with 2 ml Cary Blair liquid medium, green stopper

900 pz/pcs

383031 Tampone asta plastica punta viscosa con 2 ml terreno liquido Cary Blair, tappo verde
Plastic stick swab RAYON tip with 2 ml Cary Blair liquid medium, green stopper

900 pz/pcs

385001 Tampone asta plastica punta FOAM standard con 1 ml terreno liquido Amies, tappo rosa
Plastic stick swab FOAM tip with 1 ml Amies liquid medium, pink stopper

900 pz/pcs

385011 Tampone asta plastica punta FOAM fine con 1 ml terreno liquido Amies, tappo rosa
Plastic stick swab FOAM fine tip with 1 ml Amies liquid medium, pink stopper

900 pz/pcs

385031 Tampone asta plastica punta viscosa con 1 ml terreno liquido Amies, tappo rosa
Plastic stick swab RAYON tip with 1 ml Amies liquid medium, pink stopper

900 pz/pcs

385041 Tampone asta alluminio punta viscosa con 1 ml terreno liquido Amies, tappo rosa
Aluminium stick swab RAYON tip with 1 ml Amies liquid medium, pink stopper

900 pz/pcs

386001 Tampone asta plastica punta FOAM standard con 1 ml terreno liquido Stuart, tappo azzurro
Plastic stick swab FOAM tip with 1 ml Stuart liquid medium, light blue stopper

900 pz/pcs

386011 Tampone asta plastica punta FOAM fine con 1 ml terreno liquido Stuart, tappo azzurro
Plastic stick swab FOAM fine tip with 1 ml Stuart liquid medium, light blue stopper

900 pz/pcs

386031 Tampone asta plastica punta viscosa con 1ml terreno liquido Stuart, tappo azzurro
Plastic stick swab RAYON tip with 1 ml Stuart liquid medium, light blue stopper

900 pz/pcs

386041 Tampone asta alluminio punta viscosa con 1ml terreno liquido Stuart, tappo azzurro
Aluminium stick swab RAYON tip with 1 ml Stuart liquid medium, light blue stopper

900 pz/pcs

PIASTRE DI PETRI
PETRI DISHES

			Conf. / Case
	318231	Piastre di Petri in polistirolo Ø 35 mm sterili ventilate <i>Sterile polystyrene Petri dishes Ø 35 mm with vents</i>	500 pz/pcs
	328226	Piastre di Petri in polistirolo Ø 60 mm sterili non ventilate <i>Sterile polystyrene Petri dishes Ø 60 mm without vents</i>	1.200 pz/pcs
	328224	Piastre di Petri in polistirolo Ø 60 mm non ventilate <i>Polystyrene Petri dishes Ø 60 mm without vents</i>	1.200 pz/pcs
	318226	Piastre di Petri in polistirolo Ø 60 mm sterili ventilate <i>Sterile polystyrene Petri dishes Ø 60 mm with vents</i>	1.200 pz/pcs
	318224	Piastre di Petri in polistirolo Ø 60 mm ventilate <i>Polystyrene Petri dishes Ø 60 mm with vents</i>	1.200 pz/pcs
	318246	Piastre di Petri in polistirolo Ø 90 mm, h. 16 mm ventilate sterili <i>Sterile polystyrene Petri dishes Ø 90 mm h. 16 mm with vents</i>	550 pz/pcs
	318244	Piastre di Petri in polistirolo Ø 90 mm, h. 16 mm ventilate <i>Polystyrene Petri dishes Ø 90 mm h. 16 mm with vents</i>	550 pz/pcs
	328244S	Piastre di Petri in polistirolo Ø 90 mm h. 16 mm non ventilate sterili <i>Sterile polystyrene Petri dish Ø 90 mm h. 16 mm without vents</i>	550 pz/pcs
	328244	Piastre di Petri in polistirolo Ø 90 mm h. 16 mm non ventilate <i>Polystyrene Petri dish Ø 90 mm h. 16 mm without vents</i>	550 pz/pcs
	318256	Piastre di Petri in polistirolo Ø 90 mm h. 14,2 sterili ventilate per apparecchiature automatiche <i>Sterile polystyrene Petri dishes Ø 90 mm h. 14,2 for automatic apparatus with vents</i>	625pz/pcs
	318254	Piastre di Petri in polistirolo Ø 90 mm h. 14,2 ventilate per apparecchiature automatiche <i>Polystyrene Petri dishes Ø 90 mm h. 14,2 for automatic apparatus with vents</i>	625 pz/pcs



08

ITA Microbiologia e batteriologia
EN Microbiology and bacteriology



318142 Piastre di Petri in polistirolo Ø 90 mm a 2 settori sterili ventilate
Sterile polystyrene Petri dishes Ø 90 mm 2 sections with vents

Conf. / Case

500 pz/pcs



318144S Piastre di Petri in polistirolo Ø 90 mm a 3 settori sterili ventilate
Sterile polystyrene Petri dishes Ø 90 mm 3 sections with vents

500 pz/pcs



318245 Piastre di Petri in polistirolo Ø 100 mm sterili ventilate
Sterile polystyrene Petri dishes Ø 100 mm with vents

500 pz/pcs



318136 Piastre di Petri in polistirolo Ø 120 mm sterili non ventilate
Sterile polystyrene Petri dishes Ø 120 mm without vents

320 pz/pcs



318140 Piastre di Petri in polistirolo Ø 150 mm sterili non ventilate
Sterile polystyrene Petri dishes Ø 150 mm without vents

200 pz/pcs

PIASTRE DI PETRI *PETRI DISHES*

Conf. / Case



317555 Piastre CONTACT in polistirolo Ø 55 mm sterili con griglia di conta, doppio sacco, non ventilate
Sterile polystyrene "Contact" Petri dishes Ø 55 mm with counting grid, double bag, without vents

1240 pz/pcs



317522 Piastre CONTACT in polistirolo Ø 55 mm sterili con griglia di conta e coperchio autobloccante, doppio sacco, non ventilata
Sterile polystyrene "Contact" Petri dishes Ø 55 mm with counting grid and self locking, double bag, without vents

1340 pz/pcs



317512 Piastre di Petri CONTACT in polistirolo Ø 90 mm sterili ventilate con griglia di conta
Sterile polystyrene "Contact" Petri dishes Ø 90 mm with vents and counting grid

500 pz/pcs



318252 Piastre di Petri in polistirolo 120x120 mm quadra per antibiogramma sterili ventilate
Sterile polystyrene Petri dishes 120x120 mm square with vents

180 pz/pcs



08

ITA Microbiologia e batteriologia
EN Microbiology and bacteriology

ANSE PER INOCULAZIONE *INOCULATION LOOPS*



318286 Anse calibrate in polistirolo da 1 µl sterili in sacchetti da 20 pz
Sterile polystyrene inoculating loops 1 µl (bags 20 pcs)

Conf. / Case

8.000 pz/pcs

318288 Anse calibrate in polistirolo da 10 µl sterili in sacchetti da 20 pz
Sterile polystyrene inoculating loops 10 µl (bags 20 pcs)

8.000 pz/pcs

ASTE A "L" *OPEN "L" SHAPED SPREADER*




318290 Aste a "L" angolo 100° sterili in confezione singola
Sterile polystyrene open "L" shaped spreader individually wrapped

1.000 pz/pcs

318289 Aste a "L" angolo 100° sterili in confezione da 5 pezzi
Sterile polystyrene open "L" shaped spreader in packs of 5 pcs

1.000 pz/pcs

PIASTRE PER MICROMETODI
MICROTITER PLATES



Conf. / Case		
350101	Piastre micrometodi in polistirolo a 96 pozzetti fondo a "U" in confezione singola <i>Polystyrene microtiter plate with 96 "U" bottom wells individually wrapped</i>	50 pz/pcs
350111	Piastre micrometodi in polistirolo a 96 pozzetti fondo a "U" sterili in confezione singola <i>Sterile polystyrene microtiter plate with 96 "U" bottom wells individually wrapped</i>	50 pz/pcs
351101	Piastre micrometodi in polistirolo a 96 pozzetti fondo a "V" in confezione singola <i>Polystyrene microtiter plate with 96 "V" bottom wells individually wrapped</i>	50 pz/pcs
351111	Piastre micrometodi in polistirolo a 96 pozzetti fondo a "V" sterili in confezione singola <i>Sterile polystyrene microtiter plate with 96 "V" bottom wells individually wrapped</i>	50 pz/pcs
355101	Piastre micrometodi in polistirolo a 96 pozzetti a fondo piatto in confezione singola <i>Polystyrene microtiter plate with 96 flat bottom wells individually wrapped</i>	50 pz/pcs
355111	Piastre micrometodi in polistirolo a 96 pozzetti a fondo piatto sterili in confezione singola <i>Sterile polystyrene microtiter plate with 96 flat bottom wells individually wrapped</i>	50 pz/pcs



356101	Coperchi per piastra micrometodi in polistirolo in confezione singola <i>Polystyrene lid for microtiter plate individually wrapped</i>	150 pz/pcs
356111	Coperchi per piastra micrometodi in polistirolo sterili in confezione singola <i>Sterile polystyrene lid for microtiter plate individually wrapped</i>	150 pz/pcs

PIASTRA PER GRUPPI SANGUIGNI E SUPPORTO
BLOOD GROUPS PLATE AND HOLDER



359100	Piastre in polistirolo a 10 posti per gruppi sanguigni <i>Polystyrene blood groups plate 10 places</i>	400 pz/pcs
359103	Supporto in polistirolo per 4 piastre per gruppi sanguigni <i>Polystyrene holder for 4 plates for blood groups</i>	20 pz/pcs





08

ITA Microbiologia e batteriologia
EN Microbiology and bacteriology

SLIDES PER URINA E TERRENI DI COLTURA IN PIASTRE *DIP SLIDES FOR URINE AND MEDIA IN PLATES*



		Conf. / Case
319255	Slide sterili ad immersione a 3 terreni Cled Agar - Mac Conkey Agar - Centrimide Agar per la determinazione della carica batterica totale nell'urina <i>Sterile Dip-slide 3 media Cled Agar - Mac Conkey Agar - Centrimide Agar for determination of the total bacterial count in urine</i>	200 pz/pcs
319250	Slide sterili ad immersione a 2 terreni Cled Agar - Mac Conkey Agar per la determinazione della carica batterica totale nell'urina <i>Sterile Dip-slide 2 media Cled Agar - Mac Conkey Agar for determination of the total bacterial count in urine</i>	200 pz/pcs

TERRENI DI COLTURA IN PIASTRE
MEDIA IN PLATES





08

ITA Microbiologia e batteriologia
EN Microbiology and bacteriology



		Conf. / Case
319327	Piastre sterili Ø 94 mm con terreno Cled Agar pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates with Cled Agar medium ready to use</i>	10 pz/pcs
319372	Piastre sterili Ø 94 mm con terreno Mueller Hinton Agar pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates with Mueller Hinton Agar medium ready to use</i>	10 pz/pcs
319366	Piastre sterili Ø 94 mm con terreno Sale Mannite Agar (M.S.A.) pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates with Mannite Salt Agar (M.S.A.) medium ready to use</i>	10 pz/pcs
319363	Piastre sterili Ø 94 mm con terreno Mac Conkey Agar pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates with Mac Conkey Agar medium ready to use</i>	10 pz/pcs
319399	Piastre sterili Ø 94 mm con terreno Sabouraud Destrosio Agar pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates with Sabouraud Dextrose Agar medium ready to use</i>	10 pz/pcs
319405	Piastre sterili Ø 94 mm con terreno Salmonella Shigella Agar (S.S.) pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates with Salmonella Shigella Agar (S.S.) medium ready to use</i>	10 pz/pcs
319336	Piastre sterili Ø 94 mm con terreno Columbia CNA Agar + 5% sangue montone pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates with Columbia CNA Agar medium + 5% mutton blood ready to use</i>	10 pz/pcs
319333	Piastre sterili Ø 94 mm con terreno Columbia Agar + 5% sangue montone pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates with Columbia Agar medium + 5% mutton blood ready to use</i>	10 pz/pcs
319950	Piastre quadrate sterili 120x120 mm con terreno Mueller Hinton Agar pronte all'uso <i>Sterile 120x120 mm squared plates with Mueller Hinton Agar ready to use</i>	10 pz/pcs
319285	Piastre sterili Ø 94 mm a base cromogena per Candida CHROMagar pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates based on chromogenic CHROMagar Candida ready to use</i>	10 pz/pcs
319288	Piastre sterili Ø 94 mm a base cromogena per salmonella CHROMagar pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates based on chromogenic CHROMagar Salmonella ready to use</i>	10 pz/pcs
319290	Piastre sterili Ø 94 mm a base cromogena per Staphylococcus Aureus CHROMagar pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates based on chromogenic CHROMagar Staphylococcus Aureus ready to use</i>	10 pz/pcs
31928077	Piastre sterili Ø 94 mm a base cromogena per l'isol. e conteggio di germi urinari CHROMagar ORIENTATION pronte all'uso <i>Sterile Ø 94 mm plates based on chromogenic CHROMagar ORIENTATION ready to use</i>	10 pz/pcs

ASPIRATORI DI MUCOSITÀ *MUCUS ASPIRATORS*

Conf. / Case

98-00-000

Kit sterile in confezione singola per aspirazione mucosità Sputum-Trap, tipo Lukens, catetere e tubo da 10 cm, in provetta conica di polistirolo trasparente con tappo a vite azzurro completo di raccordo per fibroscopio diam. da 6 a 10 mm e di tappo a vite bianco per richiusura provetta post prelievo

180 pz/pcs

Sterile Kit individually wrapped for mucus suction Sputum-Trap, Lukens type, catheter tube 10 cm with transparent polystyrene conical tube with light blue screw cap with connection for fiberoptic Ø from 6 to 10 mm and white screw cap for post collection tube reclosing





08

ITA Microbiologia e batteriologia
EN Microbiology and bacteriology



98-00-008

Kit sterile in confezione singola per aspirazione mucosità Sputum-Trap, tipo Lukens, catetere e tubo da 60 cm, in provetta conica di polistirolo trasparente con tappo a vite azzurro completo di raccordo per fibroscopio diam. da 6 a 10 mm e di tappo a vite bianco per richiusura provetta post prelievo

Sterile Kit individually wrapped for mucus suction Sputum-Trap, Lukens type, catheter tube 60 cm with transparent polystyrene conical tube with light blue screw cap with connection for fiberoptic Ø from 6 to 10 mm and white screw cap for post collection tube reclosing

Conf. / Case

60 pz/pcs

The background is a solid red color. Overlaid on this are several sets of thin, white, curved lines that create a sense of motion and depth. These lines form large, flowing shapes that resemble stylized waves or the folds of fabric. The lines are most concentrated in the upper left and lower right areas, with some crossing each other to create a fine grid pattern in the center.

.09

SYNTHESIS



VETRINI, VETRINI PRECOLORATI, PORTAVETRINI E ACCESSORI SLIDES, PRE-STAINED MICROSCOPE SLIDES, SLIDE MAILERS AND ACCESSORIES

VETRINI PORTAOGGETTO E COPRIOGGETTO "MENZEL"
"MENZEL" MICROSCOPE SLIDES AND COVER GLASSES

P. 136, 137

VETRINI PORTAOGGETTO E COPRIOGGETTO "PRESTIGE"
"PRESTIGE" MICROSCOPE SLIDES AND COVER GLASSES

P. 138, 139

CAMERE PER CONTA DEL LIQUIDO SEMINALE "CELL-VU"
"CELL-VU" CHAMBERS FOR SPERM COUNT

P. 140

VETRINI PRECOLORATI "TESTSIMPLETS"
"TESTSIMPLETS" PRE-STAINED MICROSCOPE SLIDES

P. 141

"DIFF SAFE" DISPOSITIVO PER LO STRISCIO EMATOLOGICO
"DIFF SAFE" DISPOSABLE TRANSFER OF BLOOD

P. 142

"KYTOFIX" FISSATIVO PER VETRINI
"KYTOFIX" FIXATIVE FOR SLIDES

P. 142

PORTAVETRINI POSTALI IN PLASTICA E CARTONE
POLYPROPYLENE AND CARDBOARD SLIDE MAILERS

P. 143, 145

SCATOLE E VASSOI PORTAVETRINI
MICROSCOPE SLIDES STORAGE BOXES AND TRAYS

P. 146, 147


VETRINI PORTAOGGETTO EPREDIA "MENZEL"
EPREDIA "MENZEL" MICROSCOPE SLIDES

Conf. / Case

5.000 pz/pcs




371102 Vetrini portaoggetto EPREDIA 26x76 mm bordo tagliato
EPREDIA microscope slides 26x76 mm with cut edges




371202 Vetrini portaoggetto EPREDIA "MENZEL" 26x76 mm bordo tagliato e banda smerigliata
EPREDIA "MENZEL" microscope slides 26x76 mm with cut edges and frosted end

5.000 pz/pcs




371121 Vetrini portaoggetto EPREDIA "MENZEL" 26x76 mm bordo molato ed angolo smussato 45°
EPREDIA "MENZEL" microscope slides 26x76 mm with ground edges and 45° corner

5.000 pz/pcs



371221 Vetrini portaoggetto EPREDIA "MENZEL" 26x76 mm bordo molato ed angolo smussato 45° con banda smerigliata
EPREDIA "MENZEL" microscope slides 26x76 mm with ground edges, 45° corner and frosted end

5.000 pz/pcs





09

ITA Vetrini, vetrini precolorati, portavetrini e accessori
EN Slides, pre-stained microscope slides, slide mailers and accessories

VETRINI COPRIOGGETTO EPREDIA "MENZEL"
EPREDIA "MENZEL" MICROSCOPE COVER GLASSES



		Conf. / Case 1.000 pz/pcs
374100	Vetrini coprioggetto 15x15 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 15x15 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	
374102	Vetrini coprioggetto 18x18 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 18x18 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
374104	Vetrini coprioggetto 20x20 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 20x20 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
374106	Vetrini coprioggetto 21x26 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 21x26 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
374108	Vetrini coprioggetto 22x22 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 22x22 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
374110	Vetrini coprioggetto 24x24 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 24x24 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
374118	Vetrini coprioggetto 24x32 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 24x32 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
374120	Vetrini coprioggetto 24x36 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 24x36 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
374112	Vetrini coprioggetto 24x40 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 24x40 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
374114	Vetrini coprioggetto 24x50 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 24x50 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
374116	Vetrini coprioggetto 24x60 mm EPREDIA "MENZEL" spessore 0,13-0,16 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>EPREDIA "MENZEL" cover glasses 24x60 mm 0,13-0,16 mm thickness, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs

VETRINI PORTAOGGETTO

MICROSCOPE SLIDES



371100

Vetrini portaoggetto 26x76 mm bordo tagliato spessore 1,0-1,2 mm lavati e sgrassati
Microscope slides 26x76 mm cut edges thickness 1,0-1,2 mm washed and degreased

Conf. / Case

3.600 pz/pcs



371105

Vetrini portaoggetto 26x76 mm bordo tagliato e banda smerigliata spessore 1,0-1,2 mm lavati e sgrassati
Microscope slides 26x76 mm cut edges and frosted end, thickness 1,0-1,2 mm washed and degreased

3.600 pz/pcs



371110

Vetrini portaoggetto 26x76 mm bordo molato spessore 1,0-1,2 mm lavati e sgrassati
Microscope slides 26x76 mm ground edges, thickness 1,0-1,2 mm washed and degreased

3.600 pz/pcs



371115

Vetrini portaoggetto 26x76 mm bordo molato e banda smerigliata spessore 1,0-1,2 mm lavati e sgrassati
Microscope slides 26x76 mm ground edges and frosted end, thickness 1,0-1,2 mm washed and degreased

3.600 pz/pcs



09

ITA Vetrini, vetrini precolorati, portavetrini e accessori
EN Slides, pre-stained microscope slides, slide mailers and accessories

VETRINI COPRIOGGETTO "PRESTIGE"
"PRESTIGE" MICROSCOPE COVER GLASSES



		Conf. / Case
372100	Vetrini coprioggetto 15x15 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 15x15 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
372102	Vetrini coprioggetto 18x18 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 18x18 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
372104	Vetrini coprioggetto 20x20 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 20x20 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
372106	Vetrini coprioggetto 21x26 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 21x26 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
372108	Vetrini coprioggetto 22x22 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 22x22 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
372110	Vetrini coprioggetto 24x24 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 24x24 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
372112	Vetrini coprioggetto 24x40 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 24x40 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
372114	Vetrini coprioggetto 24x50 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 24x50 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
372116	Vetrini coprioggetto 24x60 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 24x60 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
372118	Vetrini coprioggetto 24x32 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 24x32 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs
372120	Vetrini coprioggetto 24x36 mm "PRESTIGE" spessore 0,13-0,17 mm, vetro idrolitico di Classe I <i>Cover glasses 24x36 mm "PRESTIGE" thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass</i>	1.000 pz/pcs

CAMERE PER CONTA DEL LIQUIDO SEMINALE

CHAMBERS FOR SPERM COUNT



333600 Vetrini monouso per la lettura del liquido seminale
Disposable sperm cell counting chambers

Conf. / Case

50 vetrini coprioggetto
25 vetrini portaoggetto

50 cover slides
25 microscope slides

Preparazione del campione / Sample Preparation

- 1-Dopo aver raccolto il campione, mescolarlo e pipettarne una goccia nel bordo esterno del cerchio azzurro nell'area di campionamento del vetrino portaoggetto.
Mix the sample sperm and pipette a drop in outer edge of the blue circle of the sampling slide area.
- 2- Posare delicatamente il vetrino portaoggetto munito di griglia di conta in modo che copra la goccia depositata.
Gently lower the coverslip in order to cover the drop.
- 3- Traslare il vetrino portaoggetto sul portaoggetto in modo da eliminare le bolle d'aria creatasi, quindi procedere con la lettura al microscopio.
Tranfer the coverslip on the stage in order to delete air bubbles and proceed to read by the microscope.

Conteggio / Calculation

La griglia è divisa in 100 piccole aree ciascuna di misura 0,1 x 0,1 mm
The grid is divided in 100 small areas measured 0,1 x 0,1 mm

Concentrazione di spermatozi (espresso in milioni/ml) = $\frac{\text{spermatozoi mobili} + \text{spermatozoi non mobili}}{2}$
sperms concentration (millions/ml) *mobile sperms + not mobile sperms*

$$\begin{aligned} \% \text{ Mobilità} = \frac{\frac{\text{spermatozoi mobili}}{2}}{\frac{\text{spermatozoi mobili} + \text{spermatozoi non mobili}}{2}} \times 100 \\ \% \text{ Mobility} \end{aligned}$$

**09**

ITA Vetrini, vetrini precolorati, portavetrini e accessori
EN Slides, pre-stained microscope slides, slide mailers and accessories

VETRINI PRECOLORATI *PRE STAINED MICROSCOPE SLIDES*



371103 Vetrini precolorati per la conta delle cellule ematiche, vaginali, tumorali, urinarie e liquor
Pre-stained slide for blood cell count, vaginal secretion, cancer, urinary and cerebrospinal fluid

Conf. / Case

50 pz/pcs

Descrizione e caratteristiche del prodotto:

Vetrino pre-colorato pronto all'uso per la verifica dei seguenti parametri:

- Caratterizzazione e differenziazione degli elementi cellulari del sangue (anche reticolociti);
- Esame citologico di latte, urina e liquor;
- Secrezioni vaginali;
- Cellule tumorali;
- Colorazione dei sedimenti urinari;
- Colorazione degli spermatozoi

Con Test-Simplets, l'utilizzatore ha il gran vantaggio di non essere costretto a preparare alcuna soluzione: è sufficiente dosare una piccola quantità di campione sul vetrino (3µl).

Il kit contiene: 50 vetrini portaoggetto 26x76 mm dotati di uno strato consistente di 2,1 mg / cm² di cristal acetato viola e 1,0 mg / cm² di nuovo blu di metilene, 50 vetrini coprioggetto 24x36 mm.

Pre-stained slide used for the following parameters

- *Characterization and differentiation of cellular elements of blood (also reticulocyte)*
- *Cytological examination of milk, urine and cerebrospinal fluid;*
- *Vaginal secretions;*
- *Tumor cells;*
- *Staining of urinary sediments;*
- *Staining sperm*

Kit is composed by: 50 slides 26x76 with 2,1 mg / cm² of crystal violet acetate and 1,0 mg / cm² new methylene blue and 50 coverslips 24x36 mm.

"DIFF SAFE" E "KYTOFIX"
"DIFF SAFE" E "KYTOFIX"



366005

"Diff safe" dispositivo per il trasferimento di sangue su vetrino per lo striscio ematologico manuale
"Diff safe" blood dispenser for blood smears

Conf. / Case

1000 pz/pcs



371180

"KYTOFIX" fissativo per citologia ecologico spray 125 ml
"KYTOFIX" Ecological fixative for cytology 125 ml

24 pz/pcs



09

ITA Vetrini, vetrini precolorati, portavetrini e accessori
EN Slides, pre-stained microscope slides, slide mailers and accessories

PORTAVETRINI POSTALI
SLIDES MAILERS



K923 Portavetrini postali in polipropilene ad 1 posto con chiusura a scatto 50x100 mm per vetrini 26x76 mm
1 place polypropylene slide mailers with snap closure 50x100 mm for 26x76 mm slides

Conf. / Case

100 pz/pcs

K925 Portavetrini postali in polipropilene a 2 posti con chiusura a scatto 72x85 mm per vetrini 26x76 mm
2 places polypropylene slide mailers with snap closure 72x85 mm for 26x76 mm slides

100 pz/pcs

K924 Portavetrini postali in polipropilene a 3 posti con chiusura a scatto 100x84 mm per vetrini 26x76 mm
3 places polypropylene slide mailers with snap closure 100x84 mm for 26x76 mm slides

100 pz/pcs

PORTAVETRINI POSTALI
SLIDES MAILERS

Conf. / Case

250 pz/pcs

371112 Portavetrini postali ad 1 posto in cartone per vetrini 26x76 mm
1 place cardboard slide mailers for 26x76 mm slides



371122 Portavetrini postali a 2 posti in cartone per vetrini 26x76 mm
2 places cardboard slide mailers for 26x76 mm slides

250 pz/pcs





09

ITA Vetrini, vetrini precolorati, portavetrini e accessori
EN Slides, pre-stained microscope slides, slide mailers and accessories



313061 Portavetrini postali in polipropilene 48x86 mm a 5-10 posti con tappo a vite per vetrini 26x76 mm
5-10 places polypropylene slide mailers with screw cap 48x86 mm for 26x76 mm slides

Conf. / Case

250 pz/pcs



313021 Portavetrini postali in polipropilene a 5 posti con coperchio dim. 30x17x80 mm per vetrini 26x76 mm
5 places polypropylene slide mailers with cover dim. 30x17x80 mm for 26x76 mm slides

100 pz/pcs



331004 Portavetrini in polietilene a 2 posti con coperchio dim. 47x20x85 mm per vetrini 26x76 mm
2 places polyethylene slide containers with cover dim. 47x20x85 mm for 26x76 mm slides

100 pz/pcs

SCATOLE E VASSOI PORTAVETRINI
STORAGE MICROSCOPE SLIDES BOXES AND TRAYS



313071 Scatole portavetrini 26x76 mm 25 posti dim. 98x83x38 mm
Boxes for microscope slides 26x76mm 25 places 98x83x38 mm

Conf. / Case

100 pz/pcs



313072 Scatole portavetrini 26x76 mm 50 posti dim. 230x97x35 mm
Boxes for microscope slides 26x76mm 50 places 230x97x35 mm

50 pz/pcs



313073 Scatole portavetrini 26x76 mm 100 posti dim. 230x180x35 mm
Boxes for microscope slides 26x76mm 100 places 230x180x35 mm

25 pz/pcs



09

ITA Vetrini, vetrini precolorati, portavetrini e accessori
EN Slides, pre-stained microscope slides, slide mailers and accessories



391010 Vassoio portavetrini impilabile in polistirolo a 10 posti dim. 340x100 mm
Stackable 10 places polystyrene slides tray 340x100 mm

Conf. / Case

40 pz/pcs



392010 Vassoio portavetrini impilabile in polistirolo a 20 posti dim. 340x190 mm
Stackable 20 places polystyrene slides tray 340x190 mm

20 pz/pcs



394010 Vassoio portavetrini impilabile in polistirolo a 40 posti dim. 340x400 mm
Stackable 40 places polystyrene slides tray 340x400 mm

10 pz/pcs

The background is a solid teal color. Overlaid on this are several sets of thin, white, curved lines that create a sense of motion and depth. These lines form large, flowing shapes that resemble stylized waves or the folds of fabric. The lines are most concentrated in the upper left and lower right areas, with some crossing each other to create a fine grid pattern in the center.

.10

SYNTHESIS



CONTENITORI CON TAPPO A VITE E SOTTOTAPPO SCREW CAP CONTAINERS AND PRESSURE UNDERCAP

CONTENITORI CON TAPPO A VITE E SOTTOTAPPO
SCREW CAP CONTAINERS AND PRESSURE UNDERCAP

P. 150, 151

CONTENITORI CON TAPPO A VITE E SOTTOTAPPO
SCREW CAP CONTAINERS AND PRESSURE UNDERCAP



318424 Contenitori in polietilene vol. 60 ml con tappo a vite e sottotappo a pressione
Polyethylene containers vol. 60 ml with screw cap and pressure undercap

Conf. / Case

400 pz/pcs



318426 Contenitori in polietilene vol. 120 ml con tappo a vite e sottotappo a pressione
Polyethylene containers vol. 120 ml with screw cap and pressure undercap

300 pz/pcs



318428 Contenitori in polietilene vol. 250 ml con tappo a vite e sottotappo a pressione
Polyethylene containers vol. 250 ml with screw cap and pressure undercap

200pz/pcs



10

ITA Contenitori con tappo a vite e sottotappo
EN Screw cap containers and pressure under cap

Conf. / Case

200 pz/pcs

318427 Contenitori in polietilene vol. 500 ml con tappo a vite e sottotappo a pressione
Polyethylene containers vol. 500 ml with screw cap and pressure undercap

318429 Contenitori in polietilene vol. 1000 ml con tappo a vite e sottotappo a pressione
Polyethylene containers vol. 1000 ml with screw cap and pressure undercap

105 pz/pcs

318430 Contenitori in polietilene vol. 2000 ml con tappo a vite e sottotappo a pressione
Polyethylene containers vol. 2000 ml with screw cap and pressure undercap

60 pz/pcs

The background is a solid purple color. Overlaid on this are several sets of thin, white, curved lines that create a sense of motion and depth. These lines form a large, abstract shape that resembles a stylized 'S' or a series of overlapping waves, starting from the top left and curving towards the bottom right. The lines are closely spaced in some areas, creating a denser, more textured appearance, while in other areas they are more spread out.

.11

SYNTHESIS



SISTEMI PER IL TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI E ACCESSORI SAMPLES TRANSPORT SYSTEM AND ACCESSORIES

CONTENITORI E BORSE ISOTERMICHE PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI SAMPLES TRANSPORT CONTAINERS AND ISOTHERMAL BAGS	P. 154, 158
SPUGNE LAVABILI PER IL TRASPORTO DEI CAMPIONI WASHABLE FOAM RACKS	P. 159
DATA LOGGER PER LA REGISTRAZIONE DELLA TEMPERATURA DATA LOGGER DEVICE FOR TEMPERATURE RECORDING	P. 160
ACCUMULATORI DI FREDDO E STABILIZZATORI DI TEMPERATURA ICE PACKS AND TEMPERATURE STABILIZERS	P. 161
ACCESSORI ACCESSORIES	P. 162
SACCHETTI PER IL TRASPORTO DI CAMPIONI E SACCHETTI AUTOCLAVABILI BAGS FOR SAMPLES TRANSPORT AND AUTOCLAVABLES BAGS	P. 163
“EMO BOX” BORSE RIGIDE PER TRASPORTO DI EMOCOMPONENTI “EMO BOX” RIGID BAGS FOR BLOOD COMPONENTS TRANSPORT	P. 164
“EMO BAG” BORSE ISOTERMICHE PER TRASPORTO DI EMOCOMPONENTI “EMO BAG” ISOTHERMAL BAGS FOR BLOOD COMPONENTS TRANSPORT	P. 165
PORTAPROVETTE E SUPPORTI PER MICROPROVETTE TEST TUBES RACKS AND MICRO TEST TUBES RACKS	P. 166, 167

CONTENITORI E BORSE ISOTERMICHE PER TRASPORTO CAMPIONI *SAMPLES TRANSPORT CONTAINERS AND ISOTHERMAL BAGS*



472140

Contentitore portaprovette completo di coperchio con chiusura ermetica, maniglia di presa e portaprovette da 40 posti per tamponi in provetta, provette Ø 13mm e Ø 16mm con foglio assorbente e spugna.

Stackable test tubes container with airtights lid, handle and test tubes rack of 40 places for swabs and tubes Ø 13mm and Ø 16mm with paper towels

Conf. / Case

1 pz/pc



472040

Contentitore portaprovette completo di coperchio a chiusura ermetica e portaprovette da 40 posti per tamponi in provetta, provette Ø 13mm e Ø 16mm con foglio assorbente. Prodotto certificato ADR

Stackable test tubes container with airtights lid and test tubes rack of 40 places for swabs and tubes Ø 13mm and Ø 16mm with paper towels. ADR certified

1 pz/pc



301209

Cuscinetto alta assorbenza dim. 20x9 cm

Absorbent paper for test tube container dim. 20x9 cm

100 pz/pcs



720201

"BIO BAG" Borsa Isotermica per il trasporto di campioni biologici dimensioni 290x160x200h mm per nr.1 portaprovette cod 472040 o 472140.

"BIO BAG" Isothermal bag for specimen transport, dimensions 290x160x200h mm for 1 container code 472040 or 472140.

1 pz/pc

**11**

ITA Sistemi per il trasporto dei campioni biologici e accessori
EN Samples transport system and accessories

**720202**

"BIO BAG" Borsa Isotermica per il trasporto di campioni biologici dimensioni 320x290x200h mm per nr.2 portaprovette cod 472040 o 472140.

"BIO BAG" Isothermal bag for specimen transport, dimensions 320x290x200h mm for 2 containers code 472040 or 472140.

Conf. / Case

1 pz/pc

**720203**

"BIO BAG" Borsa Isotermica per il trasporto di campioni biologici dimensioni 430x290x200h mm per nr.3 portaprovette cod 472040 o 472140.

"BIO BAG" Isothermal bag for specimen transport, dimensions 430x290x200h mm for 3 containers code 472040 or 472140.

1 pz/pc

**720206**

"BIO BAG" Borsa isotermica con tracolla per trasporto campioni biologici dimensioni 430x290x400h mm per nr. 6 portaprovette cod.472040 o 472140.

"BIO BAG" Isothermal bag for specimen transport with shoulder belt, dimensions 430x290x400h mm for 6 container code 472040 or 472140.

1 pz/pc

CONTENTORI E BORSE ISOTERMICHE PER TRASPORTO CAMPIONI SAMPLES TRANSPORT CONTAINERS AND ISOTHERMAL BAGS

Conf. / Case

720211 "BIO BAG" Borsa Isotermica per il trasporto di campioni biologici dimensioni 360x190x260h mm

1 pz/pc

"BIO BAG" Isothermal bag for specimen transport, dimensions 360x190x260h mm.

472078 Contenitore portaprovette completo di coperchio a chiusura ermetica e portaprovette da 78 posti per provette Ø 13mm e Ø 16mm con foglio assorbente

1 pz/pc

Stackable test tubes container with airtights lid and 78 places Ø 13mm and Ø 16mm test tubes with paper towels

472001 Rack doppio per nr. 84 provette o per nr. 42 provette e nr. 4 contenitori urina 120 ml
Double rack for nr. 84 test tubes or for nr. 42 test tubes and nr. 4 urine containers 120 ml

1 pz/pc

472003 Spugna interna per il trasporto di 78 provette Ø 13-16 mm e per il trasporto di tamponi in provetta
Internal sponge for the transport of nr. 78 test tubes Ø 13-16 mm and for the transport of test tubes swabs

1 pz/pc

**11**

ITA Sistemi per il trasporto dei campioni biologici e accessori
EN Samples transport system and accessories

**K569**

Safety box" contenitore di sicurezza in polycarbonato autoclavabile per il trasporto di campioni biologici dim. 330x175x180h mm dotato di manico ripiegabile e chiusure di sicurezza

Polycarbonate autoclavable "Safety Box" container for biological samples transport, dim. 330x175x180h mm equipped with folding handle and safety fastenings

Conf. / Case

1 pz/pc

**720200**

"ISOTHERM BAG" Borsa isotermica per il trasporto a caldo o freddo di n.5 contenitori cod. 511320 o di siringhe
"ISOTHERM BAG" Isothermal bag for transport hot or cold of 5 containers ref. 511320 or syringes

1 pz/pc

**511320**

Contenitore secondario in PE per trasporto provette completo di carta assorbente all'interno
PE container for test tubes transport complete of absorbent paper

20 pz/pcs

**341HB-1**

"HEAT BAG" Cuscinetto riscaldante per cod. 720200
"HEAT BAG" Heating element for ref. 720200

50 pz/pcs

CONTENITORI E BORSE ISOTERMICHE PER TRASPORTO CAMPIONI *SAMPLES TRANSPORT CONTAINERS AND ISOTHERMAL BAGS*

Conf. / Case



720205 "BIO BAG" Borsa rotonda Ø 11x13 cm per il trasporto di campioni biologici per cod. 800110
"BIO BAG" round bag Ø 11x13 cm for specimen transport for ref. 800110

1 pz/pc



800110 Contenitore rotondo in polipropilene con tappo a vite per il trasporto di 12 provette Ø 12-13 mm e Ø 16 mm
Polypropylene round container with screw lid for transport of 12 tubes Ø 12-13 and Ø 16 mm

1 pz/pc

COLD BAG *COLD BAG*



341CB-1 "COLD BAG" Cuscinetto refrigerante per cod. 800110
"COLD BAG" Cold element for ref. 800110

10 pz/pcs



11

ITA Sistemi per il trasporto dei campioni biologici e accessori
EN Samples transport system and accessories

SPUGNE LAVABILI PER IL TRASPORTO DEI CAMPIONI WASHABLE FOAM RACKS

Conf. / Case

472007 Spugna interna per il trasporto di 40 provette Ø 13-16 mm e per il trasporto di tamponi in provetta
Internal washable foam rack for the transport of 40 Ø 13-16 mm test tubes and of test tubes swabs

5 pz/pcs

472009 Spugna interna per 8 contenitori da 30 ml o per 8 provette da 17/50 ml
Internal washable foam for the transport of n. 8 pcs of 30-50 ml containers or 8 pcs of test tubes 17/50 ml

5 pz/pcs

472008 Spugna interna per il trasporto di 3 contenitori urina
Internal washable foam rack for the transport of n. 3 pcs of urine containers

5 pz/pcs

472010 Spugna interna per il trasporto di 4 contenitori da 60 ml
Internal washable foam rack for the transport of n. 4 pcs of 60 ml urine containers

5 pz/pcs

800101 Spugna interna per il trasporto di 12 provette Ø 13-16 mm
Internal washable foam rack for the transport of n. 12 pcs of Ø 13-16 mm test tubes

5 pz/pcs

DATA LOGGER PER LA REGISTRAZIONE DELLA TEMPERATURA
DATA LOGGER DEVICE FOR TEMPERATURE RECORDING

Conf. / Case

70100503 Data Logger "Mini T PDF" con porta USB per scarico dati completo di software z-Logg Manager e allarme sonoro
Data Logger "Mini T PDF" with USB and software z-Logg Manager and audible alarm

1 pz/pc

70100513 Data Logger "Mini T1 PDF" (sensore esterno) con porta USB per scarico dati completo di software z-Logg Manager e allarme sonoro
Data Logger "Mini T1 PDF" (external sensor) with USB and software z-Logg Manager and audible alarm

1 pz/pc



**11**

ITA Sistemi per il trasporto dei campioni biologici e accessori
EN Samples transport system and accessories

ACCUMULATORI DI FREDDO E STABILIZZATORI DI TEMPERATURA *ICE PACKS AND TEMPERATURE STABILIZERS*

Conf. / Case

300031 Accumulatore di freddo 19x98x160 mm per borse "BIO BAG"
Ice pack 19x98x160 mm for "BIO BAG"

32 pz/pcs

300033 Accumulatore di freddo 23x180x290 mm per borse "BIO BAG"
Ice pack 23x180x290 mm for "BIO BAG"

1 pz/pc

300041 Stabilizzatore di temperatura bianco dimensioni 22x12 cm con gel termico per il mantenimento della temperatura a -18C°
White temperature stabilizer, dimension 22x12 cm with termic gel for the temperature maintenance up to -18C°

25 pz/pcs

300042 ● Stabilizzatore di temperatura arancione dimensioni 22x12 cm con gel termico per il mantenimento della temperatura a -30C°
Orange temperature stabilizer, dimension 22x12 cm with termic gel for the temperature maintenance up to -30c°

25 pz/pcs

300043 ● Stabilizzatore di temperatura blu dimensioni 22x12 cm con gel termico per il mantenimento della temperatura a +4C°
Blue temperature stabilizer, dimension 22x12 cm with termic gel for the temperature maintenance up to +4C°

25 pz/pcs

300044 ● Stabilizzatore di temperatura verde dimensioni 22x12 cm con gel termico per il mantenimento della temperatura a +22C°
Green temperature stabilizer, dimension 22x12 cm with termic gel for the temperature maintenance up to +22C°

50 pz/pcs

300045 ● Stabilizzatore di temperatura rosso dimensioni 22x12 cm con gel termico per il mantenimento della temperatura a +37C°
Red temperature stabilizer, dimension 22x12 cm with termic gel for the temperature maintenance up to +37C°

25 pz/pcs

CONTENITORE TERMICO PER PROVETTA *REFRIGERATED CONTAINER*

300015 Contenitore termico precedentemente refrigerato per il trasporto di singole provette da ø 13-16 mm completo di rack in polistirolo espanso a 4 posti con coperchio

1 pz/pc

Refrigerated container for maintaining and transporting blood at controlled temperature, complete of rack

ACCESSORI ACCESSORIES



300051

"Thermic bag" Busta termica per il trasporto di campioni biologici in temperatura, dimensioni 20x15 cm con chiusura grip ermetica adatto per spedizioni con posta pneumatica

"Thermic bag" thermal bag for the transport of biological samples in controlled temperature, size 20x15 cm with hermetic grip closure suitable for pneumatic transport

Conf. / Case

100 pz/pcs



512231

"EMO-SYS" sacchetto 35x50 cm in PA/PE per trasporto di sacche di sangue ed emocomponenti
"EMO-SYS" PE/PA bag, dimensions 35x50 cm for blood components transport

300 pz/pcs



720299

Carrello in alluminio per trasporto "BIO BAG" - "EMO BAG" - "EMO BOX"
Aluminium trolley for "BIO BAG" - "EMO BAG" - "EMO BOX" transport

1 pz/pc

**11**

ITA Sistemi per il trasporto dei campioni biologici e accessori
EN Samples transport system and accessories

SACCHETTI PER TRASPORTO DI CAMPIONI E SACCHETTI AUTOCLAVABILI SAMPLES TRANSPORT BAGS AND AUTOCLAVABLES BAGS



		Conf. / Case
511028/N	Sacchetti in polietilene 160x180 mm per trasporto campioni in color neutro con tasca portadocumenti 160x230 mm <i>Neutral polyethylene specimen transport bag 160x180 mm with document pouch 160x230 mm</i>	1.000 pz/pcs
511028/RO	Sacchetti in polietilene 160x180 mm per trasporto campioni in color rosa con tasca portadocumenti 160x230 mm <i>Pink polyethylene specimen transport bag 160x180 mm with document pouch 160x230 mm</i>	1.000 pz/pcs
511028/AZ	Sacchetti in polietilene 160x180 mm per trasporto campioni in color azzurro con tasca portadocumenti 160x230 mm <i>Light blue polyethylene specimen transport bag 160x180 mm with document pouch 160x230 mm</i>	1.000 pz/pcs
511028/A	Sacchetti in polietilene 160x180 mm per trasporto campioni in color arancio con tasca portadocumenti 160x230 mm <i>Orange polyethylene specimen transport bag 160x180 mm with document pouch 160x230 mm</i>	1.000 pz/pcs
511028/R	Sacchetti in polietilene 160x180 mm per trasporto campioni in color rosso con tasca portadocumenti 160x230 mm <i>Red polyethylene specimen transport bag 160x180 mm with document pouch 160x230 mm</i>	1.000 pz/pcs
511028/G	Sacchetti in polietilene 160x180 mm per trasporto campioni in color giallo con tasca portadocumenti 160x230 mm <i>Yellow polyethylene specimen transport bag 160x180 mm with document pouch 160x230 mm</i>	1.000 pz/pcs
511028/V	Sacchetti in polietilene 160x180 mm per trasporto campioni in color verde con tasca portadocumenti 160x230 mm <i>Green polyethylene specimen transport bag 160x180 mm with document pouch 160x230 mm</i>	1.000 pz/pcs
313255	Sacchetti sterili in polietilene con chiusura metallica 70x120 mm vol. 60 ml <i>Sterile polyethylene bags with metallic closing 70x120 mm vol. 60 ml</i>	500 pz/pcs
313257	Sacchetti sterili in polietilene con chiusura metallica 70x180 mm vol. 180 ml <i>Sterile polyethylene bags with metallic closing 70x180 mm vol. 180 ml</i>	500 pz/pcs
313459	Sacchetti sterili in polietilene con chiusura metallica 120x230 mm vol. 540 ml <i>Sterile polyethylene bags with metallic closing 120x230 mm vol. 540 ml</i>	500 pz/pcs
313559	Sacchetti sterili in polietilene con chiusura metallica 140x230 mm vol. 650 ml <i>Sterile polyethylene bags with metallic closing 140x230 mm vol. 650 ml</i>	500 pz/pcs
313712	Sacchetti sterili in polietilene con chiusura metallica 180x310 mm vol. 1650 ml <i>Sterile polyethylene bags with metallic closing 180x310 mm vol. 1650 ml</i>	250 pz/pcs
331130	Sacchetti autoclavabili fino a 134°C in polipropilene dimensione 360x760 mm <i>Autoclavable polypropylene bags up to 134°C dimensions 360x760 mm</i>	750 pz/pcs
332130	Sacchetti autoclavabili fino a 134°C in polipropilene dimensione 360x460 mm <i>Autoclavable polypropylene bags up to 134°C dimensions 360x460 mm</i>	750 pz/pcs
334130	Sacchetti autoclavabili fino a 134°C in polipropilene dimensione 400x660 mm <i>Autoclavable polypropylene bags up to 134°C dimensions 400x660 mm</i>	1.000 pz/pcs
335130	Sacchetti autoclavabili fino a 134°C in polipropilene dimensione 600x760 mm <i>Autoclavable polypropylene bags up to 134°C dimensions 600x760 mm</i>	500 pz/pcs

"EMO BOX" BORSE RIGIDE PER TRASPORTO DI EMOCOMPONENTI
"EMO BOX" RIGID BAGS FOR BLOOD COMPONENTS TRANSPORT



720275 "EMO BOX" borsa rigida per trasporto di emocomponenti, dimensioni 300x245x250h mm
"EMO BOX" rigid bag for blood component transport, dimensions 300x245x250h mm

Conf. / Case
1 pz/pc



720276 "EMO BOX" borsa rigida per trasporto di emocomponenti, dimensioni 415x245x290h mm
"EMO BOX" rigid bag for blood component transport, dimensions 415x245x290h mm

1 pz/pc



720277 "EMO BOX" borsa rigida per trasporto di emocomponenti, dimensioni 415x320x330h mm
"EMO BOX" rigid bag for blood component transport, dimensions 415x320x330h mm

1 pz/pc



720278 "EMO BOX" borsa rigida per trasporto di emocomponenti, dimensioni 645x440x330h mm
"EMO BOX" rigid bag for blood component transport, dimensions 645x440x330h mm

1 pz/pc

**11**

ITA Sistemi per il trasporto dei campioni biologici e accessori
EN Samples transport system and accessories

"EMO BAG" BORSE ISOTERMICHE PER TRASPORTO DI EMOCOMPONENTI *"EMO BAG" ISOTHERMAL BAGS FOR BLOOD COMPONENTS TRANSPORT*



		Conf. / Case
720265	"EMO BAG" Borsa Isotermica per il trasporto di emocomponenti, dimensioni 290x160x200h mm. Prodotto certificato ADR <i>"EMO BAG" Isothermal bag for blood components transport, dimensions 290x160x200h mm. ADR certified</i>	1 pz/pc
720266	"EMO BAG" Borsa Isotermica per il trasporto di emocomponenti, dimensioni 320x290x200h mm. Prodotto certificato ADR <i>"EMO BAG" Isothermal bag for blood components transport, dimensions 320x290x200h mm. ADR certified</i>	1 pz/pc
720267	"EMO BAG" Borsa Isotermica per il trasporto di emocomponenti, dimensioni 430x290x200h mm. Prodotto certificato ADR <i>"EMO BAG" Isothermal bag for blood components transport, dimensions 430x290x200h mm. ADR certified</i>	1 pz/pc
720268	"EMO BAG" Borsa Isotermica con tracolla per il trasporto di emocomponenti, dimensioni 430x290x400h mm. Prodotto certificato ADR <i>"EMO BAG" Isothermal bag with shoulder belt for blood components transport, dimensions 430x290x400h mm. ADR certified</i>	1 pz/pc


PORTAPROVETTE E SUPPORTI PER MICROPROVETTE *TEST TUBES RACKS AND MICRO TEST TUBES RACKS*

Conf. / Case

389010/R

Portaprovette universale rosso Ø 12/13 mm e Ø 16/17 mm a fori tondi 50 posti
Red polypropylene universal rack for test tubes 50 places Ø 12/13 mm and Ø 16/17 mm

20 pz/pcs



310431

Portaprovette in polipropilene autoclavabili ed impilabili Ø 13 mm 50 posti
Polypropylene autoclavable and stackable racks 50 places Ø 13 mm


25 pz/pcs



511057

Portaprovette in polipropilene autoclavabili ed impilabili Ø 16 mm 50 posti
Polypropylene autoclavable and stackable racks 50 places Ø 16 mm

25 pz/pcs



**11**


ITA Sistemi per il trasporto dei campioni biologici e accessori
EN Samples transport system and accessories



382082 Portaprovette impilabili in ABS Ø 13 mm 50 posti bianco
Stackable ABS rack 50 places Ø 13 mm

Conf. / Case

12 pz/pcs



381082 Portaprovette impilabili in ABS Ø 17 mm 50 posti bianco
Stackable ABS rack 50 places Ø 17 mm

12 pz/pcs



310435 Supporti in polipropilene per microprovette su 3 livelli e può contenere 12 microprovette da 0,2 ml sul primo livello, 14 microprovette da 0,5 ml sul secondo livello e 12 microprovette da 1,5/2 ml più 5 microprovette di qualsiasi volume sul terzo livello

12 pz/pcs

Polypropylene micro test tube rack on 3 levels containing 12 of 0,2 ml microtubes on first level, 14 for 0,5 ml microtest tubes on second level and 12 for 1,5/2 ml microtest tubes + 5 microtest tubes of every volume on the third level



K296 Supporto per microprovette in polipropilene a 20 posti disposti su due piani
Polypropylene micro test tube holder on two levels to contain 20 micro test tubes

2 pz/pcs

An abstract graphic featuring a series of thin, white, wavy lines that flow from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth against a solid purple background.

.12

SYNTESYS



ARTICOLI SANITARI E PER FARMACIE SANITARY AND PHARMACY PRODUCTS

URINALI PER UOMO, DONNA E SUPPORTI
MALE AND FEMALE URINALS AND SUPPORTS

P. 170, 171

PADELLE PER AMMALATI
BED PANS

P. 172

CONTENITORI PER URINA 24H, SUPPORTI E IMBUTO
24H URINE COLLECTION CONTAINERS, SUPPORTS AND FUNNEL

P. 173, 177

ARTICOLI PER FARMACIE
PHARMACY PRODUCTS

P. 178, 181

PADELLE ED URINALI MONOUSO E SACCHETTI IGIENIZZANTI
DISPOSABLE BED PANS, URINALS AND HYGENIC BAGS

P. 182, 183

BACINELLE RENIFORMI
KIDNEY-SHAPED BASINS

P. 184, 185

URINALI E SUPPORTI
URINALS AND SUPPORTS



390485 Urinale per uomo in polietilene 1000 ml con sacchetto coprente
Polyethylene men's urinal 1000 ml individually wrapped

Conf. / Case
60 pz/pcs



390491 Urinale per uomo in polietilene 1000 ml con tappo agganciato con sacchetto coprente
Polyethylene men's urinal 1000 ml with cap individually wrapped

60 pz/pcs



391485 Urinale per uomo in polipropilene sterilizzabile 1000 ml con sacchetto coprente
Sterilizable polypropylene men's urinal 1000 ml individually wrapped

60 pz/pcs



390489 Tappo con gancio in polietilene per urinale uomo
Polyethylene cap for men's urinal

60 pz/pcs



12

ITA Articoli sanitari e per farmacie
EN Sanitary and pharmacy products



390488 Urinale per donna in polietilene 1000 ml con sacchetto coprente
Polyethylene women's urinal 1000 ml individually wrapped

Conf. / Case

60 pz/pcs



399485 Supporto per urinale uomo in metallo plastificato
Men's urinal support

1 pz/pc



399599 Supporto per contenitore raccolta urina 24 h in metallo plastificato
Urine collection container 24 h support

1 pz/pc

PADELLE PER AMMALATI
BED PANS



390470 Padella per ammalati in polipropilene sterilizzabile con sacchetto coprente
Popylpropylene sterilizable bed pan individually wrapped

Conf. / Case
20 pz/pcs



390472 Coperchio per padella
Cover for bed pan

20 pz/pcs



391475 Padella per ammalati in polipropilene sterilizzabile con coperchio inserito e sacchetto coprente
Popylpropylene sterilizable bed pan individually wrapped with inserted cover

16 pz/pcs



391470 Padella per ammalati in polipropilene sterilizzabile con manico piegato e con sacchetto coprente
Popylpropylene sterilizable bed pan with folded handle individually wrapped

24 pz/pcs





12

ITA Articoli sanitari e per farmacie
EN Sanitary and pharmacy products

CONTENITORI RACCOLTA URINA 24 H 24 H URINE COLLECTION CONTAINERS



390493 Bottiglia graduata per la raccolta urina nelle 24 h 2000 ml con impugnatura ergonomica
Polyethylene graduated bottle 24 h urine collection vol. 2000 ml with ergonomic handle

Conf. / Case

52 pz/pcs



390496 Bottiglia ambrata graduata per la raccolta urina nelle 24 h 2000 ml con impugnatura ergonomica per analisi fotosensibili
Polyethylene graduated bottle 24 h urine collection vol. 2000 ml with ergonomic handle special for photosensitive analysis

52 pz/pcs

CONTENITORI RACCOLTA URINA 24 H *24 H URINE COLLECTION CONTAINERS*

CONTENITORI URINA 24H 2,5LT / *URINE COLLECTION CONTAINERS 24H 2,5LT*

Conf. / Case

390482 Tanica graduata per la raccolta urina nelle 24 h 2500 ml con tappino di prelievo
24 h urine collection tank 2500 ml with cap for easy sampling

30 pz/pcs

390481 Bottiglia quadra graduata per la raccolta urina nelle 24 h 2500 ml con tappino di prelievo e manico
Square graduated bottle for 24 h urine collection 2500 ml with handle and cap for easy sampling

30 pz/pcs

IMBUTO PER CONTENITORI 24H *FUNNEL FOR URINE COLLECTION CONTAINERS 24H*

390475 Imbuto universale per taniche e bottiglie raccolta urina nelle 24 h
Universal funnel for 24 h urine collection

200 pz/pcs



12

ITA Articoli sanitari e per farmacie
EN Sanitary and pharmacy products

CONTENITORI URINA 24H 3LT / URINE COLLECTION CONTAINERS 24H 3LT

Conf. / Case

390699

Bottiglia ambrata graduata per la raccolta urina nelle 24 h 3000 ml con manico ergonomico per una presa sicura e fascia traslucida per una facile lettura del livello di liquido raggiunto
Polyethylene graduated 24 h urine collection 3000 ml for photosensitive analysis with screw cap and translucent stripe for quick and easy reading of liquid level.

30 pz/pcs

390595

Bottiglia ambrata graduata per la raccolta urina nelle 24 h 3000 ml con tappo e fascia traslucida per una facile lettura del livello d'urina raggiunto.
Polyethylene graduated 24 h urine collection 3000 ml for photosensitive analysis with screw cap and reading transparent line

30 pz/pcs

Conf. / Case

391699 "Easy Transfer®" bottiglia ambrata graduata per la raccolta urina nelle 24 h 3000 ml con manico ergonomico per una presa sicura con tappo per prelievo da provetta sottovuoto e copritappo di sicurezza integrato e sonda 185 mm che permette un'agevole aspirazione anche con quantità minime d'urina e fascia traslucida per una facile lettura del livello di campione raggiunto

30 pz/pcs

"Easy Transfer®" 3000 ml graduated polyethylene container with ergonomic handle for collecting 24 h urine samples for photosensitive analysis with screw cap for vacuum tube collection device and 185 mm straw for easy transfer even with minimal urine volume and translucent stripe for quick and easy reading of liquid level.

30 pz/pcs


"Easy Transfer®" è un marchio registrato da Syntesys S.r.l.
"Easy Transfer®" is registered by Syntesys S.r.l.





12

ITA Articoli sanitari e per farmacie
EN Sanitary and pharmacy products



Conf. / Case

- | | | |
|---------------|--|-----------|
| 390599 | <p>"Easy Tainer Max®" bottiglia ambrata graduata per la raccolta urina nelle 24 h 3000 ml con tappo per prelievo da provetta sottovuoto con copri tappo di sicurezza integrato e fascia traslucida per una facile lettura del livello d'urina raggiunto.</p> <p><i>"Easy Tainer Max®" polyethylene graduated 24 h urine collection 3000 ml for photosensitive analysis with screw cap for collection device for vacuum tubes complete of integrated and easy reading transparent line</i></p> | 30 pz/pcs |
| 391599 | <p>"Easy Tainer Max Plus®" bottiglia ambrata graduata per la raccolta urina nelle 24 h 3000 ml con tappo per prelievo da provetta sottovuoto con copritappo di sicurezza integrato e sonda 185 mm che permette un'agevole aspirazione anche con quantità minime d'urina e fascia traslucida per una facile lettura del livello d'urina raggiunto.</p> <p><i>"Easy Tainer Max Plus®" polyethylene graduated 24 h urine collection 3000 ml for photosensitive analysis with screw cap for collection device for vacuum tubes and sampling probe 185 mm which allows an easy transfer also with a minimum quantity of urine and easy reading transparent line</i></p> | 30 pz/pcs |

"Easy Tainer Max®", "Easy Tainer Max Plus®" sono marchi registrati da Syntesys S.r.l.
"Easy Tainer Max®", "Easy Tainer Max Plus®" are registered by Syntesys S.r.l.

ARTICOLI PER FARMACIE
PHARMACY PRODUCTS

Conf. / Case

- 331183E** Contenitore urina in polipropilene 120 ml con tappo a vite ed etichetta confezione singola in astuccio "BIO-TAINER"
Polypropylene urine container 120 ml with screw cap labelled individually wrapped in "BIO TAINER" carton box

100 pz/pcs

- 318121E** Contenitore feci in polipropilene 60 ml graduato con tappo a vite ed etichetta confezione singola in astuccio "BIO-TAINER"
Polypropylene faeces container 60 ml graduated with screw cap labelled individually wrapped in "BIO TAINER" carton box

196 pz/pcs

- 318189** Provetta in polipropilene 16x100 mm 10 ml sterile con etichetta in confezione singola in astuccio "BIO-TAINER"
Sterile polypropylene urine test tube 16x100 mm 10 ml labelled individually wrapped in "BIO TAINER" carton box

243 pz/pcs



331282 "SEKUR TAINER®" contenitore urina 120 ml sterile con tappo a vite e dispositivo di prelievo per provetta sottovuoto in confezione singola in astuccio
"SEKUR TAINER®" sterile urine container 120 ml with screw cap and sampling device for vacuum tube individually wrapped in carton box

Conf. / Case

100 pz/pcs



334930 "SEKUR TAINER®" provetta sottovuoto 16x100 mm 9 ml sterile con etichetta in confezione singola in astuccio
"SEKUR TAINER®" sterile vacuum tube 16x100 mm 9 ml labelled individually wrapped in carton box

243 pz/pcs



331290 "KIT URINE CONTAINER" contenitore urina 120 ml sterile con tappo a vite e dispositivo di prelievo + provetta vacuum system 16x100 mm 9 ml in astuccio
"KIT URINE CONTAINER" sterile urine container 120 ml with screw cap and sampling device + vacuum system tube 16x100 mm 9 ml individually wrapped in carton box

100 pz/pcs



391480 Tanica per la raccolta urina nelle 24 h 2500 ml in astuccio "BIO-TAINER"
24 h urine collection tank 2500 ml with cap for easy sampling in "BIO-TAINER" carton box

Conf. / Case

28 pz/pcs





12

ITA Articoli sanitari e per farmacie
EN Sanitary and pharmacy products

Conf. / Case

391580 Tanica per la raccolta urina nelle 24 h 2500 ml completa di imbuto per facilitare la minzione da parte del paziente in astuccio "BIO-TAINER"
24 h urine collection tank 2500 ml with cap for easy sampling with funnel in "BIO-TAINER" carton box

28 pz/pcs



PADELLE ED URINALI MONOUSO E SACCHIETTI IGIENIZZANTI
DISPOSABLE BED PANS, URINALS AND HYGENIC BAGS

Conf. / Case

394470 Padella monouso in carta pressata biodegradabile al 100%
Biodegradable paper disposable bed pan

120 pz/pcs



394475 Supporto in polipropilene per padelle in carta pressata
Polypropylene support for paper bed pan

10 pz/pcs



394485 Urinale uomo monouso in carta pressata biodegradabile al 100%
Biodegradable paper disposable men's urinal

100 pz/pcs





12

ITA Articoli sanitari e per farmacie
EN Sanitary and pharmacy products



7711141 Sacchetto copri padella biodegradabile con laccetti scorrevoli provvisto di un tampone super assorbente
Biodegradable cover bag for bed pan with fitted sliding straps and super absorbent pad

Conf. / Case

20 pz/pcs



7733993 Sacchetto per urinale uomo biodegradabile provvisto di un tampone super assorbente
Biodegradable bag for urinal with super absorbent pad

20 pz/pcs



7744110 Polvere super assorbente gelificante per urinali uomo e padelle per ammalati
Super absorbent powder for urinals and bed pans

100 pz/pcs



BACINELLE RENIFORMI E CATINO
KIDNEY DISHES AND BASINS

Conf. / Case

394473 Bacinella reniforme monouso in carta pressata biodegradabile al 100%
Biodegradable paper disposable kidney-shaped basin

300 pz/pcs



394477 Catino rotondo 3 lt monouso in carta pressata biodegradabile al 100%
Biodegradable paper disposable round bowl

120 pz/pcs





12

ITA Articoli sanitari e per farmacie
EN Sanitary and pharmacy products



S300257

"RENISET" bacinella reniforme in PET dim. 260 mm x h 55 mm
"RENISET" PET kidney-shaped basin dim. 260 mm x h 55 mm

Conf. / Case

800 pz/pcs



.13

SYNTHESIS



MEDICINA DEL LAVORO OCCUPATIONAL MEDICINE

TEST MULTIPARAMETRO E DRUG SCREEN TEST CUP MULTIDRUG TEST AND DRUG SCREEN TEST CUP

P. 188

DRUG TEST KIT® E SEKUR DRUG TEST KIT® DRUG TEST KIT® AND SEKUR DRUG TEST KIT®

P. 189

“POLICE KIT” “POLICE KIT”

P. 190

ETICHETTE “VOID” E SECURITY LABEL “VOID” LABELS AND SECURITY LABEL

P. 191

“DEBASAPE MEDICAL” SACCHETTI INVIOLABILI “DEBASAPE MEDICAL” INVIOABLE BAGS

P. 191

PRODOTTI PER LE PROCEDURE IN CONFORMITÀ AL PROVVEDIMENTO DEL 18 SETTEMBRE 2008 PROCEDURA PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E ALCOLICI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DI TERZI APPLICATIVA DEL PROVVEDIMENTO NUMERO 99 / CU 30 OTTOBRE 2007 (GAZZETTA UFFICIALE NUM. 236 DEL 08/10/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). L'ITER PROCEDURALE SI COMPONE DI DUE MACROFASI IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DI ISTITUIRE UN PRIMO LIVELLO DI ACCERTAMENTI (TEST TOSSICOLOGICO-ANALITICO O METODI ANALITICI DI SCREENING) DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE ED UN SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO ACCERTATIVO A CARICO DELLE STRUTTURE SANITARIE COMPETENTI. CON RIFERIMENTO AGLI ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO, TROVERETE NELLE PAGINE SUCCESSIVE I PRODOTTI PIÙ ADATTI ALLE VS. ESIGENZE.

PRINCIPALI FASI OPERATIVE:

- PRELEVARE UNA QUANTITÀ MINIMA DI URINA NON INFERIORE A 60 ML (CONTENITORI 331165).
- SUDDIVIDERE IL CAMPIONE IN 3 ALIQUOTE DENOMINATE 'A' 'B' E 'C' DI ALMENO 20 ML CIASCUNA (CONTENITORI 382473).
- SIGILLARE LE 3 ALIQUOTE UTILIZZANDO LE ETICHETTE PRE-NUMERATE, DEBITAMENTE COMPILATE IN OGNI PARTE.
- IL LAVORATORE E IL MEDICO APPONGONO CONGIUNTAMENTE ANCHE LA PROPRIA FIRMA.
- ESECUZIONE DEL TEST UTILIZZANDO L'ALIQUOTA 'A' SU TEST RAPIDI DI SCREENING APPLICABILI.
- RISULTATO NEGATIVO: L'URINA NON DEVE ESSERE CONSERVATA.
- RISULTATO POSITIVO: INVIO DELLE ALIQUOTE 'B' E 'C' AL LABORATORIO INDIVIDUATO PER TALE FINALITÀ, UTILIZZANDO IL SACCHETTO ANTIMANOMISSIONE DEBA SAFE E GLI APPOSITI CONTENITORI TERMICI PER LA SPEDIZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI. (PRODOTTI UN3373 COD. 300015).

TEST MULTIPARAMETRO
MULTIDRUG TEST



157MDTK Multi drug screen test 7 parametri (COC300 - AMP300 - MET300 - THC50 - MOR/OPI300 - MTD300 - BZD300)
Multi drug screen test 7 parameters (COC300 - AMP300 - MET300 - THC50 - MOR/OPI300 - MTD300 - BZD300)

Conf. / Case

25 pz/pcs



157MDTK+A Multi drug screen test 8 parametri (AMP1000 - BUP10 - BZD300 - COC300 - MDMA500 - MOR/OPI300 - MTD300 - THC50) + 2 Adulteranti (PH + Creatinina)
Multi drug screen test 8 parameters (AMP1000 - BUP10 - BZD300 - COC300 - MDMA500 - MOR/OPI300 - MTD300 - THC50) + 2 Adulterants (PH+Creatinine)

25 pz/pcs



910082 Drug Screen Test Cup 8P panel (AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50, pH/CREA)
Drug Screen Test Cup 8P panel (AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50, pH/CREA)

25 pz/pcs



13

ITA Medicina del lavoro
EN Occupational medicine

DRUG TEST KIT® SU URINE IN ASSOLUTA CATENA DI CUSTODIA URINE DRUG TEST KIT® WITH COMPLETE CHAIN OF CUSTODY

Conf. / Case

157KRDV

Drug Test Kit® è un kit per la raccolta dell'urina da sottoporre ai successivi accertamenti da parte di enti preposti composto da:

25 pz/pcs

- Nr. 1 Contenitore urina 120 ml in confezione singola [COD 331165]
- Nr. 3 Contenitori da 80 ml con tappo a vite e dotato di sigillo [COD 382480]
- Nr. 1 Deba safe [COD 512210] /
- Nr. 3 Security labels numerate univocamente [COD 157ESKRD]
- Nr. 1 Verbale con numero univoco in triplice copia [VERBKIT157]

Drug Test Kit® is a kit for the collection of the urine destined to the successive investigations by the authorities, it includes:
Nr. 1 Urine Container 120 ml individually wrapped [COD 331165]
Nr. 3 Containers 80 ml with screw cap with tamper evident ring [COD 382480]
Nr. 1 Deba safe [COD 512210]
Nr. 3 Security labels with univocal number [COD 157ESKRD]
Nr. 1 Report with univocal number [VERBKIT157]



SEKUR DRUG TEST KIT® SU URINE IN ASSOLUTA CATENA DI CUSTODIA URINE SEKUR DRUG TEST KIT® WITH COMPLETE CHAIN OF CUSTODY

930800

Sekur Drug Test Kit® è un kit per la raccolta dell'urina da sottoporre ai successivi accertamenti da parte di enti preposti, composto da:

50 pz/pcs

- Nr. 1 contenitore urina 120 ml tappo con dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto, sterile in confezione singola [COD 331250]
- Nr. 6 Provette sottovuoto 16x100 mm cilindrica "JUMBO" 11 ml per raccolta urine tappo giallo [COD 314750]
- Nr. 1 Deba safe [COD 512210]
- Nr. 6 ETICHETTE ANTIEFFRAZIONE VOID numerate univocamente [COD. 157KRDVOID6]
- Nr. 1 Verbale con numero univoco in triplice copia [COD VERBKIT157]

Sekur Drug Test kit® is a kit for the collection of the urine destined to the successive investigations by the authorities, it includes:
Nr. 1 Urine container 120 ml with cap with sampling device for vacuum tubes [COD 331250]
Nr. 6 Cylindrical vacuum tubes 16x100 mm "JUMBO" for urine collection with stopper and 11ml capability [COD 314750]
Nr. 1 Deba safe [COD 512210]
Nr. 6 "VOID" Security labels with univocal number [COD. 157KRDVOID6]
Nr. 1 Report with univocal number [COD VERBKIT157]



POLICE KIT™ SU URINE E SANGUE IN ASSOLUTA CATENA DI CUSTODIA URINE AND BLOOD "POLICE KIT" WITH COMPLETE CHAIN OF CUSTODY


Conf. / Case

157POLKIT+ VOID

"Police kit" è un kit per la raccolta dell'urina da sottoporre ai successivi accertamenti da parte di enti preposti, composto da:
Nr. 1 contenitore urina 120 ml tappo con dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto, sterile in confezione singola (COD 331250)
Nr. 3 Provette sottovuoto 16x100 mm cilindrica "JUMBO" 11 ml per raccolta urine tappo giallo (COD 314750)
Nr. 3 Provette sottovuoto 13x75 mm cilindrica 5 ml tappo grigio con Na fl uoruro (COD 313805)
Nr. 6 ETICHETTE ANTIEFFRAZIONE VOID numerate univocamente (COD. 157KRVOID6)
Nr. 1 Verbale con numero univoco in triplice copia (COD VERBKIT157)

25 pz/pcs

*"Police kit" is a kit for the collection of the urine destined to the successive investigations by the authorities, it includes:
Nr. 1 Urine container 120 ml with cap with sampling device for vacuum tubes (COD 331250)
Nr. 3 Cylindrical vacuum tubes 16x100 mm "JUMBO" for urine collection with yellow stopper (COD 314750)
Nr. 3 Cylindrical vacuum tubes 13x75 mm for urine collection with grey stopper and 5 ml capability (COD313805)
Nr. 6 "VOID" Security labels with univocal number (COD. 157KRVOID6)
Nr.1 Report with univocal number (VERBKIT157)*



930820

"Haem test kit" è un kit per la raccolta del sangue per le successive analisi di sostanze d'abuso con finalità tossicologiche e forensi composto da:
Nr. 3 provette 16x100 mm sottovuoto contenenti Gel Separatore ed Attivatore 8,5 ml con tappo rosso (COD. 310060)
Nr. 3 security stoppers per la chiusura in sicurezza delle provette (COD. TXT017.2)
Nr. 1 DEBA SAFE (COD. 512210)
Nr. 3 ETICHETTE ANTIEFFRAZIONE VOID numerate univocamente (COD. 157KRVOID6)
Nr. 1 Verbale con numero univoco in triplice copia in carta chimica (COD. VERBKIT157)

50 pz/pcs

*"Haem test kit" is a kit for the collection of blood destined to the successive investigations for drugs of abuse and alcohol by the authorities, it includes:
Nr. 3 Cylindrical vacuum tubes 16x100mm with gel separator and activator 8,5ml red cap (COD. 310060)
Nr. 3 security stoppers (COD. TXT017.2)
Nr. 1 DEBA SAFE (COD. 512210)
Nr. 3 "VOID" Security labels with univocal number (COD. 157KRVOID6)
Nr.1 Report with univocal number (COD. VERBKIT157)*





13

ITA Medicina del lavoro
EN Occupational medicine

ETICHETTE ANTIMANOMISSIONE PER SIGILLO DI CAMPIONI BIOLOGICI TAMPER EVIDENT LABELS FOR SEALING OF BIOLOGICAL SAMPLES

Conf. / Case




157KRDVOID2

Sono speciali etichette che rilasciano una chiara e visibile scritta "VOID" sulla superficie del contenitore al momento della rimozione evidenziando così eventuali manomissioni del campione. Dimensione 170x20 mm

Sealing labels that release a clear and visible "VOID" mark on the surface of the container in case of tampering attempt. Dim. 170x20 mm

250 set da 3 etichette
(A+B+C)

*250 set of 3 labels
(A+B+C)*



157KRDVOID6

Sono speciali etichette che rilasciano una chiara e visibile scritta "VOID" sulla superficie del contenitore/provette al momento della rimozione evidenziando così eventuali manomissioni del campione. Dimensione 140x10 mm, diam. bollino centrale 15 mm.

Sealing labels that release a clear and visible "VOID" mark on the surface of the container/tubes in case of tampering attempt. Dim. 140x10 mm. Central circle diam. 15 mm

250 set da 3 etichette
(A+B+C)

*250 set of 3 labels
(A+B+C)*



157ESKRD2

"Security Labels" Et. sigillo sicurezza 57x40 mm con perforazione per aliquote Drug test con numero univoco

"Security Labels" 57x40 mm with perforation for Drug test aliquots with univocal number

250 set da 3 etichette
(A+B+C)

*250 set of 3 labels
(A+B+C)*



512210

"DEBASAPE MEDICAL" Sacchetti inviolabili 195x310 mm per trasporto/spedizione di campioni biologici in sicurezza con antimanomissione VOID

"DEBASAPE MEDICAL" inviolable bags 195x310 mm for the safe transport /shipping of biological sample with tamper-evident safe VOID

500 pz/pcs

512214

"DEBASAPE MEDICAL" Sacchetti inviolabili 225x390mm per trasporto/spedizione di campioni biologici in sicurezza con antimanomissione VOID

"DEBASAPE MEDICAL" inviolable bags 225x390mm for the safe transport /shipping of biological sample with tamper-evident safe VOID

500 pz/pcs

CONTENITORI PER SMALTIMENTO AGHI E TAGLIENTI
SAFETY CONTAINERS FOR NEEDLES AND SHARP OBJECTS

		Conf. / Case
PBS06LT	Contentitore monouso tondo 0,6 lt per smaltimento aghi e rifiuti acuminati con coperchio <i>0,6 lt round disposable safety container for needles and cutting refusals with lid</i>	100 pz/pcs
PBS08LT	Contentitore monouso tondo 0,8 lt per smaltimento aghi e rifiuti acuminati con coperchio <i>0,8 lt round disposable safety container for needles and cutting refusals with lid</i>	100 pz/pcs
PBS1,5LT	Contentitore monouso tondo 1,5 lt per smaltimento aghi e rifiuti acuminati con coperchio <i>1,5 lt round disposable safety container for needles and cutting refusals with lid</i>	100 pz/pcs
PBS2LT	Contentitore monouso tondo 2 lt per smaltimento aghi e rifiuti acuminati con coperchio <i>2 lt round disposable safety container for needles and cutting refusals with lid</i>	75 pz/pcs
PBS5LT	Contentitore monouso tondo 5 lt per smaltimento aghi e rifiuti acuminati con coperchio <i>5 lt round disposable safety container for needles and cutting refusals with lid</i>	55 pz/pcs
PBS6LT	Contentitore monouso tondo 6 lt per smaltimento aghi e rifiuti acuminati con coperchio <i>6 lt round disposable safety container for needles and cutting refusals with lid</i>	55 pz/pcs
PBS7LT	Contentitore monouso tondo 7 lt per smaltimento aghi e rifiuti acuminati con coperchio <i>7 lt round disposable safety container for needles and cutting refusals with lid</i>	40 pz/pcs
PBS12LT	Contentitore monouso tondo 12 lt per smaltimento aghi e rifiuti acuminati con coperchio <i>12 lt round disposable safety container for needles and cutting refusals with lid</i>	25 pz/pcs
CS2LT	Contentitore monouso forma quadra 2 lt per smaltimento aghi e rifiuti ospedalieri taglienti con coperchio girevole <i>2 lt square disposable safety cont. for needles and dangerous sharp objects with turning cap</i>	60 pz/pcs
CS3LT	Contentitore monouso forma quadra 3 lt per smaltimento aghi e rifiuti ospedalieri taglienti con coperchio girevole <i>3 lt square disposable safety cont. for needles and dangerous sharp objects with turning cap</i>	50 pz/pcs
CS4LT	Contentitore monouso forma quadra 4 lt per smaltimento aghi e rifiuti ospedalieri taglienti con coperchio girevole <i>4 lt square disposable safety cont. for needles and dangerous sharp objects with turning cap</i>	40 pz/pcs
CS5LTB	Contentitore monouso forma quadra 5 lt basso con coperchio girevole per smaltimento aghi e rifiuti ospedalieri taglienti <i>5 lt square and short form dispos. safety container for needles and dangerous sharp objects with turning cap</i>	30 pz/pcs
CS5LTH	Contentitore monouso forma quadra alto 5 lt per smaltimento cannule, aghi e rifiuti lunghi con coperchio girevole <i>5 lt square and high form disp. safety cont. for i.v. cannulaes and dangerous sharp objects with turning cap</i>	40 pz/pcs
CS6LTH	Contentitore monouso forma quadra 6 lt alto per smaltimento cannule, aghi e rifiuti speciali alti con coperchio girevole <i>6 lt square and long form, disposable safety container for cannules, needles dangerous sharp objects with turning cap</i>	30 pz/pcs
BS1,5LT	Contentitore monouso quadro 1,5 lt per smaltimento rifiuti speciali con apertura a sportellino <i>1,5 lt square disposable safety cont. for needles and dangerous sharp objects</i>	50 pz/pcs
BS3LT	Contentitore monouso forma quadra 3 lt per smaltimento rifiuti speciali con apertura a sportellino <i>3 lt square disposable safety cont. for needles and dangerous sharp objects</i>	50 pz/pcs
BS6LT	Contentitore monouso forma quadra 6 lt per smaltimento rifiuti speciali con apertura a sportellino <i>6 lt square disposable safety cont. for needles and dangerous sharp objects</i>	50 pz/pcs



14

ITA Articoli vari per laboratorio
EN Miscellaneous



Conf. / Case		
DISPO 0,5	Cont. monouso tondo 0,5 lt per smaltimento rifiuti acuminati e taglienti c/coperchio a lamelle <i>0,5 lt round disposable safety container for needles and dangerous refusal with cover plate</i>	187 pz/pcs
DISPO 0,7	Cont. monouso tondo 0,7 lt per smaltimento rifiuti acuminati e taglienti c/coperchio a lamelle <i>0,7 lt round disposable safety container for needles and dangerous refusal with cover plate</i>	176 pz/pcs
DISPO 1	Cont. monouso tondo 1 lt per smaltimento rifiuti acuminati e taglienti c/coperchio a lamelle <i>1 lt round disposable safety container for needles and dangerous refusal with cover plate</i>	140 pz/pcs
DISPO 1,5	Cont. monouso tondo 1,5 lt per smaltimento rifiuti acuminati e taglienti c/coperchio a lamelle <i>1,5 lt round disposable safety container for needles and dangerous refusal with cover plate</i>	100 pz/pcs
DISPO 2	Cont. monouso tondo 2 lt per smaltimento rifiuti acuminati e taglienti c/coperchio a lamelle <i>2 lt round disposable safety container for needles and dangerous refusal with cover plate</i>	80 pz/pcs
DISPO 3	Cont. monouso tondo 3 lt per smaltimento rifiuti acuminati e taglienti c/coperchio a lamelle <i>3 lt round disposable safety container for needles and dangerous refusal with cover plate</i>	60 pz/pcs
DISPO 4	Cont. monouso tondo 4 lt per smaltimento rifiuti acuminati e taglienti c/coperchio a lamelle <i>4 lt round disposable safety container for needles and dangerous refusal with cover plate</i>	40 pz/pcs



POKET 0,4LT	Contentitore monouso a forma tronca da 0,4 lt per smaltimento aghi e rifiuti ospedalieri con coperchio dotato di doppia apertura <i>0,4 lt truncated shape disposable container for needles and dangerous sharp objects with lid with two openings</i>	70 pz/pcs
-------------	---	-----------

CARTONI PER RIFIUTI OSPEDALIERI CONTAINERS FOR HOSPITAL WASTE



360010

Cartone per rifiuti ospedalieri infetti con logo BIOHAZARD da 20 lt dotato di sacchetto e fascetta
Cardboard for infectious clinical waste with BIOHAZARD logo 20 lt with bag and strap (italian language, other languages on request)

Conf. / Case

20 pz/pcs



360020

Cartone per rifiuti ospedalieri infetti con logo BIOHAZARD da 40 lt dotato di sacchetto e fascetta
Cardboard for infectious clinical waste with BIOHAZARD logo 40 lt with bag and strap (italian language, other languages on request)

20 pz/pcs



360030

Cartone per rifiuti ospedalieri infetti con logo BIOHAZARD da 60 lt dotato di sacchetto e fascetta
Cardboard for infectious clinical waste with BIOHAZARD logo 60 lt with bag and strap (italian language, other languages on request)

20 pz/pcs



14

ITA Articoli vari per laboratorio
EN Miscellaneous

SVEGLIETTE, CONTAMINUTI E CRONOMETRI TIMERS AND CHRONOMETERS



511008 "Clip" timer analogico contaminuti con suoneria
"Clip" analogical timer

Conf. / Case

10 pz/pcs



521109 "Digit" timer elettronici digitali
"Digit" digital electronic timer

2 pz/pcs



521110 Sveglietta digitale con conto alla rovescia, segnale a ripetizione e contasecondi, display a 6 cifre
Digital alarm clock, countdown timer and signal repeating, 6-digit display

2 pz/pcs

BOTTIGLIE A SPRUZZETTA
WASH BOTTLES

511215 Bottiglie a spruzzetta in LDPE vol. 100 ml con puntale salvagoccia
Wash bottles vol. 100 ml with no drip system

Conf. / Case

25 pz/pcs

511214 Bottiglie a spruzzetta in LDPE vol. 250 ml con puntale salvagoccia
Wash bottles vol. 250 ml with no drip system

22 pz/pcs

511213 Bottiglie a spruzzetta in LDPE vol. 500 ml con puntale salvagoccia
Wash bottles vol. 500 ml with no drip system

18 pz/pcs

511216 Bottiglie a spruzzetta in LDPE vol. 1000 ml con puntale salvagoccia
Wash bottles vol. 1000 ml with no drip system

15 pz/pcs



14

ITA Articoli vari per laboratorio
EN Miscellaneous

ETICHETTE E BACCHETTE *LABELS AND RODS*



318046 Etichette autoadesive in base gialla 37x25 mm in rotolo
Sticker label size 37x25 mm

Conf. / Case

10.000 pz/pcs



318047 Bacchette per distacco ed estrazione coagulo
Rod to detach and extract clot

10.000 pz/pcs



332010 Bacchette in polistirolo per miscelazione sangue
Polystyrene sticks for mixing blood

1.000 pz/pcs

PARAFILME TAGLIERINA
PARAFILM AND CUTTER



531004 Rotoli "PARAFILM" 50 mm x 75 mt
"PARAFILM" sealing film 50 mm x 75 mt

Conf. / Case

24 pz/pcs



511004 Rotoli "PARAFILM" 100 mm x 38 mt
"PARAFILM" sealing film 100 mm x 38 mt

12 pz/pcs



310960 Taglierina per "PARAFILM"
"PARAFILM" cutter

1 pz/pcs



14

ITA Articoli vari per laboratorio
EN MiscellaneousSIRINGHE
SYRINGES

		Conf. / Case
307727	Siringhe sterili 2,5 ml s/ago cono centrale Luer slip <i>Sterile syringes 2,5 ml without needle, central cone Luer slip</i>	3.000 pz/pcs
307731	Siringhe sterili 5 ml s/ago cono centrale Luer slip <i>Sterile syringes 5 ml without needle, central cone Luer slip</i>	2.000pz/pcs
307736	Siringhe sterili 10 ml s/ago cono centrale Luer slip <i>Sterile syringes 10 ml without needle, central cone Luer slip</i>	1.200 pz/pcs
303219	Siringhe sterili 10 ml s/ago cono eccentrico Luer slip <i>Sterile syringes 10 ml without needle, eccentric cone Luer slip</i>	1200 pz/pcs
300613	Siringhe sterili 20 ml s/ago cono eccentrico Luer slip <i>Sterile syringes 20 ml without needle, eccentric cone Luer slip</i>	240 pz/pcs
301229	Siringhe sterili 30 ml s/ago cono centrale Luer Lok <i>Sterile syringes 30 ml without needle, central cone with Luer Lok</i>	240 pz/pcs
301231	Siringhe sterili 30 ml s/ago cono eccentrico <i>Sterile syringes 30 ml without needle, eccentric cone</i>	240 pz/pcs
300865	Siringhe sterili 50 ml s/ago cono centrale Luer Lok <i>Sterile syringes 50 ml without needle, central cone with Luer Lok</i>	240 pz/pcs
300866	Siringhe sterili 50 ml s/ago cono eccentrico <i>Sterile syringes 50 ml without needle, eccentric cone</i>	240 pz/pcs
303179	Siringhe per insulina sterili 1 ml grad. U.I. 100 c/ago arancione 25 G x 5/8 <i>Sterile insuline syringes 1 ml grad. U.I. 100 with orange needle 25 G x 5/8</i>	960 pz/pcs
307740	Siringhe sterili 2,5 ml c/ago azzurro 23 G x 1 cono centrale <i>Sterile syringes 2,5 ml with light blue needle 23 G x 1, central cone</i>	2.000 pz/pcs
307742	Siringhe sterili 5 ml c/ago verde 21 G x 1 ½ cono centrale <i>Sterile syringes 5 ml with green needle 21 G x 1 ½, central cone</i>	2.000pz/pcs
307739	Siringhe sterili 10 ml c/ago verde 21 G x 1 ½ cono centrale Luer slip <i>Sterile syringes 10 ml with green needle 21 G x 1 ½, central cone Luer slip</i>	1.200 pz/pcs
301190	Siringhe sterili 20 ml c/ago verde 21 G x 1 ½ cono eccentrico <i>Sterile syringes 20 ml with green needle 21 G x 1 ½, eccentric cone</i>	240 pz/pcs

**PINZETTE
FORCEPS**

- | | | |
|--------|---|--------------|
| 511027 | Pinzette monouso bianche in ABS lungh. 105 mm
Disposable forceps in ABS 105 mm lenght | Conf. / Case |
| 512027 | Pinzette monouso bianche in ABS lungh. 105 mm sterili in confezione singola
Sterile disposable forceps in ABS 105 mm lenght individually wrapped | 500 pz/pcs |

500 pz/pcs

500 pz/pcs

**CARTINE INDICATRICI PER PH
UNIVERSAL PH STRIPS**

- | | | |
|---------|---|-----------|
| 511064. | Cartine indicatrici universale pH 1-14 in rotolo 5 Mt. X 7 mm
Universal indicator paper pH 1-14 5 Mt. X 7 mm | 10 pz/pcs |
|---------|---|-----------|

10 pz/pcs



- | | | |
|------|--|-----------|
| 4394 | Cartine indicatrici pH 3,6 - 6,1 (100 strisce)
Indicators paper pH 3,6-6,1 (100 strips) | 10 pz/pcs |
|------|--|-----------|

10 pz/pcs



14

ITA Articoli vari per laboratorio
EN Miscellaneous

CEROTTI IMPERMEABILI ED IN ROCCHETTO *DRESSED PLASTERS AND ROLL PLASTER*



361501 Cerotti impermeabili microforati aerati 72x19 mm in PE
Dressed plasters 72x19 mm

Conf. / Case

1.000 pz/pcs



361505A Cerotti in rocchetto TNT "SYNT-PORE" 2,5 cm x 9,14 mt
"SYNT-PORE" plasters reel TNT 2,5 cm x 9,14 mt

10 pz/pcs

GUANTI
GLOVES

360240 Guanti monouso in polietilene taglia unica
Polyethylene disposable examination gloves one size

Conf. / Case

5.000 pz/pcs



361251 Guanti in lattice leggermente polverati misura piccola AQL 1,0
Latex examination gloves powdered small size AQL 1,0

1.000 pz/pcs

361253 Guanti in lattice leggermente polverati misura media AQL 1,0
Latex examination gloves powdered medium size AQL 1,0

1.000 pz/pcs

361255 Guanti in lattice leggermente polverati misura grande AQL 1,0
Latex examination gloves powdered large size AQL 1,0

1.000 pz/pcs



361365 Guanti in lattice senza polvere misura piccola AQL 1,0
Powder free latex examination gloves small size AQL 1,0

1.000 pz/pcs

361366 Guanti in lattice senza polvere misura media AQL 1,0
Powder free latex examination gloves medium size AQL 1,0

1.000 pz/pcs

361367 Guanti in lattice senza polvere misura grande AQL 1,0
Powder free latex examination gloves large size AQL 1,0

1.000 pz/pcs



361361 Guanti in vinile senza polvere misura piccola AQL 1,0
Powder free vinyl examination gloves small size AQL 1,0

1.000 pz/pcs

361362 Guanti in vinile senza polvere misura media AQL 1,0
Powder free vinyl examination gloves medium size AQL 1,0

1.000 pz/pcs

361363 Guanti in vinile senza polvere misura grande AQL 1,0
Powder free vinyl examination gloves large size AQL 1,0

1.000 pz/pcs



361451 Guanti in nitrile senza polvere misura piccola AQL 0,65
Powder free nitril examination gloves small size AQL 0,65

1.000 pz/pcs

361453 Guanti in nitrile senza polvere misura media AQL 0,65
Powder free nitril examination gloves medium size AQL 0,65

1.000 pz/pcs

361455 Guanti in nitrile senza polvere misura grande AQL 0,65
Powder free nitril examination gloves large size AQL 0,65

1.000 pz/pcs



14

ITA Articoli vari per laboratorio
EN Miscellaneous

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE *INDIVIDUAL PROTECTION DEVICES "I.P.D."*



511026 Occhiali di protezione da rischio biologico in confezione singola
Safety glasses individually wrapped

Conf. / Case

10 pz/pcs



511238 Mascherina facciale filtrante FFP2D con valvola di aspirazione
Facial mask filter FFP2D with suction valve

20 pz/pcs

511240 Mascherina facciale filtrante FFP3D con valvola di aspirazione
Facial mask filter FFP3D with suction valve

20 pz/pcs

STROFIROLL E LENZUOLINI
PAPER REELS AND PAPER SHEETS**Conf. / Case**

2 pz/pcs

1 pz/pc

1 pz/pc

361401 Rotoli asciugatutto in pura cellulosa 800 strappi "STROFIROLL"
*Pure cellulose paper reel 800 pulls***361414** Supporto porta bobine "STROFIROLL" a terra senza ruote
*Stand for paper reels at floor***361416** Supporto porta bobine "STROFIROLL" a muro
*Stand for paper reels at wall***361423** Lenzuolini h. 60 cm x 80 mt fine cellulosa 2 veli
Cellulose sheets 2 veils, 60 cm high x 80 mt

6 pz/pcs

CARTA DA FILTRO
FILTER PAPER SHEET**511003** Carta da filtro in fogli 50x50 cm
Filter paper sheet 50x50 cm


500 pz/pcs



14

ITA Articoli vari per laboratorio
EN Miscellaneous

SPECULUM VAGINALI E SPATOLA DI AYRE VAGINAL SPECULUM AND WOODEN AYRE SPATULA



- | | | |
|--------|--|------------|
| 310104 | Speculum vaginali misura piccola a regolazione graduale sterile in confezione singola
<i>Sterile vaginal speculum with gradual regulation small size individually wrapped</i> | 120 pz/pcs |
| 310105 | Speculum vaginali misura media a regolazione graduale sterile in confezione singola
<i>Sterile vaginal speculum with gradual regulation medium size individually wrapped</i> | 150 pz/pcs |
| 310106 | Speculum vaginali misura grande a regolazione graduale sterile in confezione singola
<i>Sterile vaginal speculum with gradual regulation large size individually wrapped</i> | 120 pz/pcs |

Conf. / Case



- | | | |
|--------|---|------------|
| 511012 | Spatole di AYRE in legno sterile in confezione singola
<i>Sterile wooden pap-test AYRE spatules individually wrapped</i> | 200 pz/pcs |
|--------|---|------------|

200 pz/pcs

**SPAZZOLINO "CYTO BRUSH"
"CYTO BRUSH"**

318093 Spazzolino "CYTO-BRUSH" sterile in confezione singola per prelievo citologico endocervicale
Sterile "CYTO-BRUSH" individually wrapped

Conf. / Case

1.000 pz/pcs

**SPAZZOLINO "CERVEX BRUSH®"
"CERVEX BRUSH®"**

380100311 Spazzolino "Cervex-Brush®" non sterile
"Cervex-Brush®" not sterile

600 pz/pcs

380100331 Spazzolino "Cervex-Brush®" sterile
Sterile "Cervex-Brush®"

600 pz/pcs

Il prelievo di cellule con il "Cervex-Brush®" fornisce un campione chiaro e preciso che conduce alla diagnosi precoce del cancro cervicale. L'affidabilità di strisci ottenuti dal Cervex-Brush riduce la necessità di ripetere il test del 30%. Il Cervex-Brush (pennello per esame della cervice) è fatto di polietilene e ha una lunghezza complessiva di 20 centimetri. La parte superiore utilizza un pennello morbido flessibile per ottenere campioni di cellule composto da 57 setole di plastica semi-circolari di varie lunghezze. La forma è tale che il bordo superiore del pennello segue i contorni della cervice. Le setole centrali più lunghe raggiungono in profondità il canale endocervicale. Le setole brevi toccano sia la zona ectocervicale che la zona di trasformazione allo stesso tempo. Il materiale cellulare aderisce al lato piatto delle setole e di conseguenza può essere spalmato in una perfetta "traccia" sul vetrino. La morbidezza del materiale garantisce che non si verifichino lesioni interne eliminando perdite di sangue e strisci insoddisfacenti come risultato.

The collection of cells with "Cervex-Brush®" provides a clear and standard sample to accurate early diagnosis of cervical cancer. The reliability of smears obtained by Cervex-Brush reduces the need to repeat the test by 30%. The Cervex-Brush is made in PE has a total length of 20 cm. The upper part uses a soft flexible brush to obtain cell samples composed by 57 semi-circular plastic bristles of various lengths. The shape is such that upper edge of the brush follows the contours of the cervix. The central bristles longest reach in depth of the endocervical canal. The shorter bristles touch both the ectocervical area that the processing area at the same time. The cellular material adheres to the flat side of the bristles so it can be smear in a perfect 'track' on the slide. The softness of the material ensures that there is no internal damages causing loss of blood and unsatisfactory smears as result



14

ITA Articoli vari per laboratorio
EN Miscellaneous

SPATOLA PER LABORATORIO E ABBASSALINGUA
LABORATORY SPATULA AND TONGUE DEPRESSOR

310834 Spatola per laboratorio in polistirolo antiurto lunghezza 210 mm
Laboratory spatula in high impact polystyrene lenght 210 mm

Conf. / Case

400 pz/pcs

511010 Abbassalingua in legno sterile in confezione singola
Sterile wooden tongue depressor individually wrapped

500 pz/pcs



.15

SYNTHESIS



BOTTIGLIE PER CAMPIONAMENTO ACQUE WATER SAMPLING BOTTLES

BOTTIGLIE IN PP BOCCA LARGA SENZA E CON NA TIOSOLFATO
WIDE MOUTH BOTTLES IN PP WITHOUT AND WITH NA THIOSULFATE

P. 212

BOTTIGLIE IN PETG BOCCA LARGA SENZA E CON NA TIOSOLFATO
WIDE MOUTH BOTTLES IN PETG WITHOUT AND WITH NA THIOSULFATE

P. 213

BOTTIGLIE IN PP AMBRA BOCCA LARGA SENZA E CON NA TIOSOLFATO
WIDE MOUTH BOTTLES IN PP AMBER WITHOUT AND WITH NA THIOSULFATE

P. 214

BOTTIGLIE IN PP CON BOCCA LARGA SENZA NA TIOSOLFATO
WIDE MOUTH PP BOTTLES WITHOUT NA THIOSULFATE

		Conf. / Case
399248	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile vol. 125 ml <i>Sterile PP graduated bottle vol. 125 ml for water sampling</i>	350 pz/pcs
392248	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile vol. 250 ml <i>Sterile PP graduated bottle vol. 250 ml for water sampling</i>	216 pz/pcs
392448	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile vol. 250 ml in confezione singola <i>Sterile PP graduated bottle vol. 250 ml for water sampling individually wrapped</i>	216 pz/pcs
395248	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile vol. 500 ml <i>Sterile PP graduated bottle vol. 500 ml for water sampling</i>	120 pz/pcs
395448	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile vol. 500 ml in confezione singola <i>Sterile PP graduated bottle vol. 500 ml for water sampling individually wrapped</i>	120 pz/pcs
391248	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile vol. 1000 ml <i>Sterile PP graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling</i>	72 pz/pcs
391448	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile vol. 1000 ml in confezione singola <i>Sterile PP graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling individually wrapped</i>	72 pz/pcs

BOTTIGLIE IN PP CON BOCCA LARGA CON NA TIOSOLFATO
WIDE MOUTH PP BOTTLES WITH NA THIOSULFATE

399148	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 125 ml <i>Sterile PP Na Thiosulfate graduated bottle vol. 125 ml for water sampling</i>	350 pz/pcs
392148	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 250 ml <i>Sterile PP Na Thiosulfate graduated bottle vol. 250 ml for water sampling</i>	216 pz/pcs
392348	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 250 ml in confezione singola <i>Sterile PP Na Thiosulfate graduated bottle vol. 250 ml for water sampling individually wrapped</i>	216 pz/pcs
395148	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 500 ml <i>Sterile PP Na Thiosulfate graduated bottle vol. 500 ml for water sampling</i>	120 pz/pcs
395348	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 500 ml in confezione singola <i>Sterile PP Na Thiosulfate graduated bottle vol. 500 ml for water sampling individually wrapped</i>	120 pz/pcs
391148	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 1000 ml <i>Sterile PP Na Thiosulfate graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling</i>	72 pz/pcs
391348	Bottiglia in PP per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato in confezione singola vol. 1000 ml <i>Sterile PP Na Thiosulfate graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling individually wrapped</i>	72 pz/pcs



15

ITA Bottiglie per campionamento acque
EN Water sampling bottles

BOTTIGLIE IN PETG CON BOCCA LARGA SENZA NA TIOSOLFATO
WIDE MOUTH PETG BOTTLES WITHOUT NA THIOSULFATE



		Conf. / Case
392258	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile vol. 250 ml <i>Sterile PETG graduated bottles vol. 250 ml for water sampling</i>	216 pz/pcs
392458	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile vol. 250 ml in confezione singola <i>Sterile PETG graduated bottle vol. 250 ml for water sampling individually wrapped</i>	216 pz/pcs
395258	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile vol. 500 ml <i>Sterile PETG graduated bottles vol. 500 ml for water sampling</i>	120 pz/pcs
395458	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile vol. 500 ml in confezione singola <i>Sterile PETG graduated bottle vol. 500 ml for water sampling individually wrapped</i>	120 pz/pcs
391258	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile vol. 1000 ml <i>Sterile PETG graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling</i>	72 pz/pcs
391458	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile vol. 1000 ml in confezione singola <i>Sterile PETG graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling individually wrapped</i>	72 pz/pcs

BOTTIGLIE IN PETG CON BOCCA LARGA CON NA TIOSOLFATO
WIDE MOUTH PETG BOTTLES WITH NA THIOSULFATE

392158	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 250 ml <i>Sterile PETG Na Thiosulfate graduated bottle vol. 250 ml for water sampling</i>	216 pz/pcs
392358	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 250 ml in confezione singola <i>Sterile PETG Na Thiosulfate graduated bottle vol. 250 ml for water sampling individually wrapped</i>	216 pz/pcs
395158	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 500 ml <i>Sterile PETG Na Thiosulfate graduated bottle vol. 500 ml for water sampling</i>	120 pz/pcs
395358	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 500 ml in confezione singola <i>Sterile PETG Na Thiosulfate graduated bottle vol. 500 ml for water sampling individually wrapped</i>	120 pz/pcs
391158	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 1000 ml <i>Sterile PETG Na Thiosulfate graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling</i>	72 pz/pcs
391358	Bottiglia in PETG per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 1000 ml in confezione singola <i>Sterile PETG Na Thiosulfate graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling individually wrapped</i>	72 pz/pcs

ITA Bottiglie per campionamento acque
EN Water sampling bottles

BOTTIGLIE AMBRATE IN PP CON BOCCA LARGA SENZA NA TIOSOLEATO
WIDE MOUTH AMBER PP BOTTLES WITHOUT NA THIOSULEATE



		Conf. / Case
392748	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduate sterile vol. 250 ml <i>Sterile graduated PP amber bottle vol. 250 ml for water sampling</i>	216 pz/pcs
392948	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduata sterile vol. 250 ml in confezione singola <i>Sterile PP amber graduated bottle vol. 250 ml for water sampling individually wrapped</i>	216 pz/pcs
395748	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduate sterile vol. 500 ml <i>Sterile graduated PP amber bottle vol. 500 ml for water sampling</i>	120 pz/pcs
395948	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduata sterile vol. 500 ml in confezione singola <i>Sterile PP amber graduated bottle vol. 500 ml for water sampling individually wrapped</i>	120 pz/pcs
391748	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduate sterile vol. 1000 ml <i>Sterile graduated PP amber bottle vol. 1000 ml for water sampling</i>	72 pz/pcs
391948	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduata sterile vol. 1000 ml in confezione singola <i>Sterile PP amber graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling individually wrapped</i>	72 pz/pcs

BOTTIGLIE AMBRATE IN PP CON BOCCA LARGA CON NA TIO SOLEATO
WIDE MOUTH AMBER PP BOTTLES WITH NA THIOSULEATE



392648	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduate sterile con Na Tiosolfato vol. 250 ml <i>Sterile PP amber Na Thiosulfate graduated bottle vol. 250 ml for water sampling</i>	216 pz/pcs
392848	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 250 ml in confezione singola <i>Sterile PP amber Na Thiosulfate graduated bottle vol. 250 ml for water sampling individually wrapped</i>	216 pz/pcs
395648	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduate sterile con Na Tiosolfato vol. 500 ml <i>Sterile PP amber Na Thiosulfate graduated bottle vol. 500 ml for water sampling</i>	120 pz/pcs
395848	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 500 ml in confezione singola <i>Sterile PP amber Na Thiosulfate graduated bottle vol. 500 ml for water sampling individually wrapped</i>	120 pz/pcs
391648	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduate sterile con Na Tiosolfato vol. 1000 ml <i>Sterile PP amber Na Thiosulfate graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling</i>	72 pz/pcs
391848	Bottiglia in PP ambra per campionamento acque graduata sterile con Na Tiosolfato vol. 1000 ml in confezione singola <i>Sterile PP amber Na Thiosulfate graduated bottle vol. 1000 ml for water sampling individually wrapped</i>	72 pz/pcs



QUALITÀ CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001 "Sistema di gestione per la qualità" UNI CEI EN ISO 13485 "Dispositivi Medici – Sistemi di Gestione per la qualità".

NORME ARMONIZZATE

Applichiamo le norme armonizzate relative alle direttive e Regolamenti europei:

REGOLAMENTI (UE) 2017/745 - 746

DIRETTIVE 98/79/CE e 93/42/CE

UNI EN 556-1

Sterilizzazione dei Dispositivi Medici.

UNI CEI EN ISO 14971

Dispositivi Medici – Applicazione della gestione dei rischi ai Dispositivi Medici.

UNI EN ISO 6717

Dispositivi Medici – Diagnostici in Vitro – Contenitori monouso per la raccolta

dei campioni di origine umana, diversi dal sangue.

EN 14820

Contenitori monouso per il prelievo di campioni di sangue venoso umano.

UNI CEI EN ISO 18113-1

Dispositivi Diagnostici in vitro.

Informazioni fornite dal fabbricante (etichettatura).

Parte 1: Termini, definizione e requisiti generali.

UNI CEI EN ISO 15223-1

Dispositivi Medici – Simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite dal fabbricante.

Parte 1: Requisiti essenziali.

SYNTESYS adotta metodi di sterilizzazione ai propri prodotti a Raggi Beta validati in conformità alle norme ISO 11137 – 1: 2020 e alla ISO 11137 – 2:2023 garantendo un livello di sterilità pari a (SAL) 10^{-6} .



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

UNI EN ISO 9001 "Quality management System" UNI CEI EN ISO 13485 "Medical Devices – Quality management System".

HARMONIZED STANDARDS

We apply the harmonized standards in relation to european Directive and Regulation:

REGULATIONS (EU) 2017/745 – 746
DIRECTIVES 98/79/EEC and 93/42/EEC
UNI EN 556-1

Sterilization of Medical Devices.

UNI CEI EN ISO 14971

Risk management in Medical Devices.

UNI EN ISO 6717

In Vitro Diagnostic Medical Devices – Single – use containers for the

collection of specimens from humans other than blood.

EN 14820

Single – use containers for human venous blood specimens.

UNI CEI EN ISO 18113-1

In Vitro Diagnostic Medical Devices.

Information supplied by the manufacturer (labelling).

Part 1: Terms, definitions and general requirements.

UNI CEI EN ISO 15223-1

Medical Devices.

Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer.

Part 1: General requirements.

SYNTESYS adopts validated Beta-Ray sterilisations methods for its products in compliance with ISO 11137 – 1:2020 and ISO 11137 – 2:2023 guaranteeing a sterility level (SAL) 10⁻⁶.



NOZIONI TECNICHE TECHNICAL MANUAL

ABBREVIAZIONI E RESISTENZA ALLE TEMPERATURE DELLE MATERIE PLASTICHE

ABBREVIATION AND TEMPERATURE RESISTANCES OF PLASTICS

ABBREVIAZIONI DIN - ABBREVIATIONS	DENOMINAZIONE CHIMICA CHEMICAL DESIGNATION	CAMPO TEMPERATURE °C °C TEMPERATURES RANGE
ABS	ACRILOBUTADIENE-STIRENE - ACRYLOBUTADIENE-STYRENE	-40 +85
HDPE	POLIETILENE ALTA DENSITÀ - HIGH-DENSITY POLYETHYLENE	-50 +80
LDPE	POLIETILENE BASSA DENSITÀ - LOW-DENSITY POLYETHYLENE	-50 +75
PMP (TPX)	POLIMETILPENTENE - POLYMETHYLPENTENE	-0 +120
PMMA	POLIMETILMETRACRILATO - POLYMETHYLMETHACRYLATE	-40 +85
POM	POLIOSSIMETILENE - POLYOXYMETHYLENE	-40 +90
PP	POLIPROPILENE - POLYPROPYLENE	-10 +120
PS	POLISTIROLO CRISTALLO - POLYSTYRENE	-40 +85
PVC	CLORURO DI POLIVINILE - POLYVINYLCHLORIDE	-40 +85
SI	GOMMA SILICONE - SILICONE RUBBER	-40 +85

STERILIZZAZIONE DEI PRODOTTI IN PLASTICA PER LABORATORIO

ABBREVIATION AND TEMPERATURE RESISTANCES OF PLASTICS

MATERIA PRIMA PLASTICS	AUTOCLAVABILE AUTOCLAVABLE	CON GAS WITH GAS	SECCA DRY	CHIMICA CHEMICALLY	RADIAZIONE IONIZZANTI BY IONIZING RADIATION
	A 121 °C AT 121 °C	OSS.ETILENE ETHYLENE OXIDE	A 160 °C AT 160°C	IN FORMALINA IN FORMALIN	
ABS	NO	YES	NO	YES	YES
HDPE	NO	YES	NO	YES	YES
LDPE	NO	YES	NO	YES	YES
PMP (TPX)	YES	YES	NO	YES	NO
PP	YES	YES	NO	YES	YES
PS	NO	YES	NO	YES	YES
PVC	NO	YES	NO	YES	NO
SI	YES	YES	YES	YES	NO

Tutte le informazioni riportate in questo catalogo sono di esclusiva proprietà di Syntesys S.r.l. Ne è severamente proibita la riproduzione totale o parziale.

All the information contained in this catalogue is the exclusive property of Syntesys S.r.l. Total or partial copying are strictly forbidden.

Syntesys S.r.l. si riserva di apportare variazioni ai prodotti presenti nel catalogo in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Tutti i dati qui riportati sono indicativi e non vincolanti.

Syntesys S.r.l. reserves the right to change the products shown in the catalogue at any moment, without prior notice. All the data given herein are purely indicative and not binding

MATERIE PLASTICHE IMPORTANTI PER IL LAVORO IN LABORATORIO

IMPORTANT PLASTIC MATERIALS FOR LABORATORY ACTIVITIES

ABS: ACRILONITRILE-BUTADIENE - STIRENE

ABS: ACRYLONITRILE-BUTADIENE - STYRENE

LA RESISTENZA CHIMICA E LA STABILITÀ ALLA TEMPERATURA SONO DECISAMENTE MIGLIORI RISPETTO AL PS.

LE CARATTERISTICHE DIVERSE DEI VARI TIPI DI ABS SONO DETERMINATE DA PROCEDIMENTI PRODUTTIVI DIFFERENTI.

THE CHEMICAL RESISTANCE AND THE TEMPERATURE STABILITY ARE MUCH BETTER THAN PS.

THE DIFFERENT CHARACTERISTICS OF THE VARIOUS TYPES OF ABS ARE DETERMINED BY DIFFERENT PROCEDURES FOR PRODUCTION.

ECTFE: POLICLOROTRIFLUOROETILENE

ECTFE: POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE

ETFE: ETILENE - TETRAFLUOROETILENE

ETFE: ETHYLENE - TETRAFLUOROETHYLENE

ECCELLENTE RESISTENZA CHIMICA.

STABILITÀ DELLA TEMPERATURA PIÙ RIDOTTA RISPETTO AL PTFE.

EXCELLENT CHEMICAL RESISTANCE. LOWER TEMPERATURE STABILITY THAN PTFE.

FEP: TETRAFLUOROETILENE - ESAFLUOROPROPYLENE

FEP: TETRAFLUOROETHYLENE - HEXAFLUOROPROPYLENE

PFA: TEFLON (PERFLUORO-ALCOSSIALCANO)

PFA: TEFLON (PERFLUOROALKOXY)

LA SUPERFICIE DI QUESTO MATERIALE TRANSLUCIDO NON È ADESIVA. LE CARATTERISTICHE MECCANICHE E CHIMICHE SONO PARAGONABILI A QUELLE DEL PTFE. UTILIZZABILE DA -100 °C A +200 °C.

THE SURFACE OF THIS TRANSLUCENT MATERIAL IS NOT ADHESIVE. THE MECHANICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS ARE SIMILAR TO PTFE ONES.

USABLE FROM -100 °C TO +200 °C.

PA: POLIAMMIDE

PA: POLYAMIDE

DUREZZA E RESISTENZA ELEVATE. BUONA RESISTENZA AI SOLVENTI ORGANICI. ACIDI E PRODOTTI CHIMICI OSSIDANTI AGGREDISCONO IL PA.

HIGH HARDNESS AND RESISTANCE. GOOD RESISTANCE TO ORGANIC SOLVENTS. ACIDS AND OXIDIZING CHEMICAL AGENTS ETCH PA.

PC: POLICARBONATO

PC: POLY - CARBONATE

TRASPARENTE E STABILE DA -130 °C A +130 °C. I POLICARBONATI PERDONO LE PROPRIE CARATTERISTICHE DI STABILITÀ QUANDO VENGONO STERILIZZATI A VAPORE O TRATTATI CON DETERSIVI ALCALINI.

TRANSPARENT AND STABLE FROM -130 °C TO +130 °C. POLYCARBONATES LOSE THEIR

CHARACTERISTICS OF STABILITY WHEN THEY ARE STERILIZED BY STEAM OR TREATED

WITH ALKALINE DETERGENTS.

PE-HD: POLIETILENE AD ALTA INTENSITÀ

PE-HD: HIGH INTENSITY POLYETHYLENE

POSSIEDE CARATTERISTICHE DI STABILITÀ E RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI MIGLIORI RISPETTO AL PE-LD. UTILIZZABILE FINO A +80 °C.

IT HAS BETTER STABILITY AND RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS THAN PE-LD. USABLE UP TO +80 °C.

PE-LD: POLIETILENE A BASSA INTENSITÀ

PE-LD: LOW INTENSITY POLYETHYLENE

IL PE-LD È MOLTO FLESSIBILE ED HA UNA BUONA RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI.

MATERIE PLASTICHE IMPORTANTI PER IL LAVORO IN LABORATORIO

IMPORTANT PLASTIC MATERIALS FOR LABORATORY ACTIVITIES

RISPETTO AL PE-HD, HA UNA RESISTENZA INFERIORE AI SOLVENTI ORGANICI ED È UTILIZZABILE SOLAMENTE FINO A +75 °C.

PE-LD IS VERY FLEXIBLE AND HAS GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. IT HAS LOWER RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS THAN PE-HD. USABLE ONLY UP TO +75 °C.

POM: POLIOSSIMETILENE

POM: POLYOXIMETHYLENE

ELEVATA STABILITÀ SOTTO SOLLECITAZIONI MECCANICHE. OTTIMA RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI.

BUONA SCORREVOLEZZA E RESISTENZA ALL'ABRASIONE.

IN MOLTI CASI PUÒ SOSTITUIRE IL METALLO. UTILIZZABILE FINO A 130 °C.

HIGH STABILITY UNDER MECHANICAL STRESS. EXCELLENT RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS.

GOOD FLOWABILITY AND ABRASIVE RESISTANCE.

IT CAN OFTEN SUBSTITUTE METAL. USABLE UP TO 130 °C.

PP: POLIPROPILENE

PP: POLY-PROPYLENE

PIÙ VOLTE STERILIZZABILE A VAPORE A 121 °C. LA SUA BUONA STABILITÀ CHIMICA E MECCANICA È SIMILE A QUELLA DEL PE, TUTTAVIA QUESTO MATERIALE VIENE AGGREDITO PIÙ FACILMENTE DA PRODOTTI CHIMICI FORTEMENTE OSSIDANTI.

IT CAN BE STERILIZED BY STEAM AT 121 °C A FEW TIMES. IT HAS A GOOD CHEMICAL AND MECHANICAL STABILITY SIMILAR TO PE, BUT THIS MATERIAL IS ETCHED BY HIGHLY OXIDIZING CHEMICAL AGENTS MORE EASILY.

PS: POLISTIROLO

PS: POLYSTYROL

STRUTTURA AMORFA, TRASPARENTE SIMILVETRO, DURO, FRAGILE E DI FORMA STABILE.

RESISTENZA BUONA ALLE SOLUZIONI ACQUOSE, SCARSA AI SOLVENTI.

IL PS TENDE A FORMARE CREPE E HA UNA RIDOTTA RESISTENZA ALLE TEMPERATURE.

AMORPHOUS STRUCTURE, TRANSPARENT IMITATION GLASS, HARD, FRAGILE WITH STABLE SHAPE.

GOOD RESISTANCE TO WATER SOLUTIONS, POOR RESISTANCE TO SOLVENTS. PS MAY CAUSE CRACKS AND HAS A POOR RESISTANCE TO TEMPERATURES.

PTFE: POLITETRAFLUOROETILENE

PTFE: POLYTETRAFLUORINETHYLENE

STRUTTURA PARZIALMENTE CRISTALLINA. RESISTENTE A PRESSOCHÉ TUTTI I PRODOTTI CHIMICI. TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -200 °C A +300 °C.

LA SUPERFICIE NON È ADESIVA. LE CARATTERISTICHE DI SCORREVOLEZZA E RESISTENZA ELETTRICA SONO MIGLIORI RISPETTO A QUELLE DI FEP E PFA.

PARTIALLY CRYSTALLINE STRUCTURE. RESISTANT TO MOST CHEMICAL AGENTS.

USABLE FROM -200 °C TO +300 °C. THE SURFACE IS NOT ADHESIVE.

BETTER CHARACTERISTICS OF FLOWABILITY AND ELECTRICAL RESISTANCE THAN FEP AND PFA.

PVC: POLIVINILCLORURO

PVC: POLYVINYLCHLORURE

BUONA RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI, IN PARTICOLARE AGLI OLII.

GOOD RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS, IN PARTICULAR TO OILS.

SAN: STIRENE-ACRILONITRILE

SAN: STYRENE-ACRYLONITRILE

TRASPARENTE SIMILVETRO. LIMITATA TENDENZA ALLA FORMAZIONE DI CREPE. RESISTENZA CHIMICA LEGGERMENTE MAGGIORE A QUELLA DEL PS.

TRANSPARENT IMITATION GLASS. IT MIGHT CAUSE CRACKS.

DISPOSITIVI MEDICI SIMBOLI DA UTILIZZARE NELLE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DAL FABBRICANTE UNI CEI EN ISO 152231 PARTE 1: REQUISITI GENERALI.

MEDICAL DEVICES SYMBOLS TO BE USED WITH INFORMATION TO BE SUPPLIED BY THE MANUFACTURER UNI CEI EN ISO 152231 PART 1: GENERAL REQUIREMENTS.



LEGENDA SIMBOLI SYMBOL LEGEND



MARCHIO CE: TALVOLTA SEGUITO DAL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'ORGANISMO NOTIFICATO
CE MARK: SOMETIMES FOLLOWED BY THE IDENTIFICATION NUMBER OF THE NOTIFIED BODY



NON UTILIZZARE SE LA CONFEZIONE È DANNEGGIATA
E CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED AND CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE



CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO O CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO ELETTRONICHE
CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE OR CONSULT ELECTRONIC INSTRUCTIONS FOR USE



ATTENZIONE
CAUTION



LIMITE DI TEMPERATURA
TEMPERATURE LIMIT



FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA
FRAGILE, HANDLE WITH CARE



DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE



NON STERILE
NON STERILE



FABBRICANTE
MANUFACTURER



CODICE PRODOTTO
CATALOGUE NUMBER



SENZA LATTICE
LATEX-FREE



NUMERO LOTTO
BATCH CODE



DATA DI PRODUZIONE
DATE OF MANUFACTURE



DATA DI SCADENZA
USE-BY DATE



TENERE LONTANO DALLA LUCE DEL SOLE
KEEP AWAY FROM SUNLIGHT



NUMERO DI SERIE
SERIAL NUMBER



MONOUSO (NON RIUTILIZZABILE)
DO NOT RE-USE



TENERE AL RIPARO DALL'ACQUA E DA FONTI DI UMIDITÀ
KEEP DRY



STERILIZZATO MEDIANTE OSSIDO DI ETILENE
STERILIZED USING ETHYLENE OXIDE



DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO
IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE



STERILIZZATO TRAMITE IRRAGGIAMENTO
STERILIZED USING IRRADIATION



IDENTIFICATORE UNIVOCO DEL DISPOSITIVO
UNIQUE DEVICE IDENTIFIER



DISTRIBUTORE
DISTRIBUTOR



SISTEMA A BARRIERA STERILE SINGOLA CON CONFEZIONAMENTO PROTETTIVO ESTERNO
SINGLE STERILE BARRIER SYSTEM WITH EXTERNAL PROTECTIVE PACKAGING

Indice alfabetico.

Alphabetical
index

A	ABBASSALINGUA IN LEGNO / WOODEN TONGUE DEPRESSOR	209
	ACCUMULATORI DI FREDDO / ICE PACKS	161
	ADATTATORE LUER STERILE / STERILE LUER ADAPTER	19
	ADATTATORE PER PROVETTE MICRO TEST / MICRO TEST TUBE EXTENDER	30
	AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA / BUTTERFLY NEEDLES WITH SAFETY DEVICE	23
	AGHI A FARFALLA SENZA SICUREZZA / BUTTERFLY NEEDLES WITHOUT SAFETY DEVICE	22
	AGHI MULTIPLI CON CAMERA DI VISUALIZZAZIONE / MULTINEEDLES WITH VIEWING CELL	19
	AGHI MULTIPLI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO / MULTINEEDLES FOR VACUUM TUBES	19
	ANSE PER INOCULAZIONE / INOCULATION LOOPS	127
	ARTICOLI PER FARMACIE / PHARMACY PRODUCTS	178-179-180-181
	ASPIRATORI DI MUCOSITA' / MUCUS ASPIRATORS	132-133
	ASTE A "L" / OPEN "L" SHAPED SPREADER	127
	AUTOANALIZZATORE PER SISTEMA VES / AUTOANALYZER FOR E.S.R.	33
B	BACCHETTE PER DISTACCO COAGULO / ROD TO DETACH CLOT	199
	BACINELLE RENIFORMI / KIDNEY BASINS	184-185
	BOTTIGLIE A SPRUZZETTA / WASH BOTTLES	198
	BOTTIGLIE AMBRATE IN POLIPR. BOCCA LARGA CON NA TIOSOLFATO / WIDE MOUTH AMBER POLYPR. BOTTLES WITH NA THIOSULFATE	214
	BOTTIGLIE AMBRATE IN POLIPR. BOCCA LARGA SENZA NA TIOSOLFATO / WIDE MOUTH AMBER POLYPR. BOTTLES WITHOUT NA THIOSULFATE	214
	BOTTIGLIE IN PETG BOCCA LARGA CON NA TIOSOLFATO / WIDE MOUTH PETG BOTTLES WITH NA THIOSULFATE	213
	BOTTIGLIE IN PETG BOCCA LARGA SENZA NA TIOSOLFATO / WIDE MOUTH PETG BOTTLES WITHOUT NA THIOSULFATE	213
	BOTTIGLIE IN POLIPR. BOCCA LARGA CON NA TIOSOLFATO / WIDE MOUTH POLYPR. BOTTLES WITH NA THIOSULFATE	212
	BOTTIGLIE IN POLIPR. BOCCA LARGA SENZA NA TIOSOLFATO / WIDE MOUTH POLYPR. BOTTLES WITHOUT NA THIOSULFATE	212
C	CAMICIA PER FIASCHE DI COLTURA / BLOOD CULTURE HOLDER	20
	CAMICIE CON DISPOSITIVO DI PRELIEVO / STRAW URINE COLLECTION DEVICE	25
	CARRELLO PER IL TRASPORTO DI BORSE / TROLLEY FOR BAGS	162
	CARTA DA FILTRO / FILTER PAPER SHEET	206
	CARTINE INDICATRICI PER PH / UNIVERSAL PH STRIPS	202
	CARTONI PER RIFIUTI OSPEDALIERI / CONTAINERS FOR HOSPITAL WASTE	196
	CATINO IN CARTA / DISPOSABLE ROUND BOWL	184
	CELL-VU E TESTSIMPLETS / CELL-VU E TESTSIMPLETS	140-141
	CEROTTI IMPERMEABILI ED IN ROCCHETTO / DRESSED PLASTERS AND ROLL PLASTER	203
	CERVEX BRUSH / CERVEX BRUSH	208
	CONTENITORE TERMICO PER PROVETTE / REFRIGERATED CONTAINER	161
	CONTENITORI CON TAPPO A SIGILLO / URINE CONTAINERS WITH TAMPER EVIDENT RING	67
	CONTENITORI CON TAPPO A VITE E SOTTOTAPPO / SCREW CAP CONTAINERS AND PRESSURE UNDERCAP	150-151
	CONTENITORI CONTAGLOBULI / CORPUSCLES COUNTER	84
	CONTENITORI E BORSE ISOTERMICHE PER TRASPORTO CAMPIONI / SAMPLES TRANSPORT CONTAINERS AND ISOTHERMAL BAG	154-155-156-157-158
	CONTENITORI FECI 30 ML / FAECES CONTAINERS 30 ML	69-70
	CONTENITORI FECI 60 ML / FAECES CONTAINERS 60 ML	71
	CONTENITORI PER SMALTIMENTO AGHI E TAGLIENTI / SAFETY CONTAINERS FOR NEEDLES AND SHARP OBJECTS	194-195
	CONTENITORI PER URINA 30 ML / 30 ML URINE CONTAINERS	64-65
	CONTENITORI RACCOLTA URINA 24H / 24H URINE COLLECTION CONTAINER	173-174-175-176-177
	CONTENITORI UNIVERSALI 60 ML / 60 ML UNIVERSAL CONTAINERS	66
	CONTENITORI URINA 120 ML "ID-TAINER" / "ID-TAINER" URINE CONTAINERS 120 ML	61
	CONTENITORI URINA 120 ML / 120 ML URINE CONTAINERS	60-61
	CONTENITORI URINA 150 ML / 150 ML URINE CONTAINERS	62
	CONTENITORI URINA 200 ML / 200 ML URINE CONTAINERS	63
	COPERCHIO PER PADELLA / COVER FOR BED PAN	172
	CUVETTE E MICROPROVETTE PER COBAS MIRA / CUVETTES AND MICROTUBES FOR COBAS MIRA	80
	CUVETTE PER CIBA EXPRESS E KONELAB / CIBA EXPRESS AND KONELAB CUVETTES	82
	CUVETTE PER COAGULAZIONE / CUVETTES FOR COAGULATION	77
	CUVETTE PER HITACHI / HITACHI CUVETTE	83
	CUVETTE PER SPETTROFOTOMETRO / CUVETTES FOR SPECTROPHOTOMETERS	76
	CYTO BRUSH / CYTO BRUSH	208

D	DATA LOGGER / DATA LOGGER	161
	DEBASAPE MEDICAL SACCHETTI INVIOLABILI PER TRASPORTO CAMPIONI / DEBASAPE MEDICAL INVIOABLE BAGS FOR SAFE TRANSPORT	191
	DIFF SAFE DISPOSITIVO PER LO STRISCIO EMATOLOGICO / DIFF SAFE	142
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE / INDIVIDUAL PROTECTION DEVICES	205
	DRUG SCREEN TEST CUP	114-188
	DRUG TEST KIT SU URINE / URINE DRUG TEST KIT	189
E	EASY TAINER MAX - EASY TAINER MAX PLUS BOTTIGLIA RACCOLTA URINA 24H CON DISPOSITIVO SOTTOVUOTO / EASY TAINER MAX 24H URINE BOTTLES WITH VACUUM SAMPLING DEVICE	28-177
	EASY TRANSFER BOTTIGLIA CON MANICO APERTO 24H CON DISPOSITIVO SOTTOVUOTO / EASY TRANSFER 24H URINE BOTTLES WITH VACUUM SAMPLING DEVICE	27-176
	EMO BAG BORSE ISOTERMICHE PER EMOCOMPONENTI / EMO BAG ISOTHERMAL BAG FOR BLOOD COMPONENTS	165
	EMO BOX BORSE RIGIDE PER EMOCOMPONENTI / EMO BOX RIGID BAGS FOR BLOOD COMPONENTS	164
	EMO-SYS / EMO-SYS	162
	ETICHETTE ANTIMANOMISSIONE PER CAMPIONI BIOLOGICI / TAMPER EVIDENT SAFE LABELS	191
	ETICHETTE E BACCHETTE / LABELS AND RODS	199
G	GUANTI / GLOVES	204
H	HAEM TEST KIT SU SANGUE / HAEM TEST KIT FOR COLLECTION BLOOD	190
I	HOLDER MONOUSO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA / DISPOSABLE HOLDER WITH INTEGRATED SAFETY SYSTEM	20
K	HOLDER MONOUSO CON LUER ADAPTER PREASSEMBLATO / UNIVERSAL DISPOSABLE HOLDER WITH LUER ADAPTER	20
L	HOLDER MONOUSO PER PRELIEVO SOTTOVUOTO / DISPOSABLE HOLDER FOR VACUUM SYSTEM	20
	IMBUTO PER CONTENITORI 24H / UNIVERSAL FUNNEL FOR URINE COLLECTION CONTAINERS 24H	174
	PROVETTE KIMASED 9/12,2 X 118 MM / KIMASED TUBES 9/12,2 X 118 MM	33
	KIT PER LA RACCOLTA URINA SOTTOVUOTO IN CONF. SING. (60 ML + PROVETTA URINA) / KIT FOR VACUUM URINE SAMPLING IND. WRAP. (60ML URINE + TEST TUBE)	29
	KYTOFIX FISSATIVO PER VETRINI / KYTOFIX FIXATIVE FOR CYTOLOGY	142
	LACCI EMOSTATICI PIATTI LATEX FREE / HAEMOSTATIC FLAT TOURNIQUET	21
	LACCI EMOSTATICI PEDIATRICI / PEDIATRIC HAEMOSTATIC TOURNIQUET	21
	LACCI EMOSTATICI TUBOLARI IN LATTICE / HAEMOSTATIC LATEX TOURNIQUETS	21
	LACCI EMOSTATICI TUBOLARI SENZA LATTICE / HAEMOSTATIC LATEX FREE TOURNIQUETS	21
	LACCI EMOSTATICI PIATTI SENZA LATTICE / FLAT HAEMOSTATIC LATEX FREE TOURNIQUETS	21
	LENZUOLINI PER LETTINO / PAPER SHEETS	206
M	MICROPIPETTE A VOLUME FISSO E VARIABILE / FIXED AND ADJUSTABLE VOLUME MICROPIPETTES	97
	MICROPROVETTE CON E SENZA TAPPO TIPO EPPENDORF / EPPENDORF TYPE MICROTUBES WITH AND WITHOUT CAP	78-79
	MICROPROVETTE PER CAMPIONI / MICROTUBES FOR SAMPLES	81
P	PADELLE E URINALI MONOUSO IN CARTA / DISPOSABLE BED PANS AND URINALS	182
	PADELLE PER AMMALATI / BED PANS	172
	PARAFILM IN ROTOLO E TAGLIERINA PER PARAFILM / PARAFILM ROLLS AND CUTTER	200
	PIASTRE DI PETRI / PETRI DISHES	124-125-126
	PIASTRE PER GRUPPI SANGUIGNI E SUPPORTO / BLOOD GROUP PLATE AND HOLDER	128
	PIASTRE PER MICROMETODI / MICROTITER PLATES	128
	PINZETTE / FORCEPS	202
	PIPETTATORE / PIPETTOR	99
	PIPETTE PASTEUR / PASTEUR PIPETTES	98
	PIPETTE PASTEUR IN VETRO E PIPIETTORI / GLASS PASTEUR PIPETTES AND PIPETTORS	100-101
	PIPETTE PASTEUR STERILI / STERILE PASTEUR PIPETTES	98
	PIPETTE PER VES IN VETRO / GLASS E.S.R. PIPETTES	57
	PIPETTE PER SIEROLOGIA / DISPOSABLE PLASTIC PIPETTES	99
	POLICE KIT SU URINE E SANGUE / URINE AND BLOOD POLICE KIT	190
	PORTAPROVETTE / TEST TUBES RACKS	166-167
	PORTAVETRINI POSTALI / SLIDES MAILERS	143-144-145
	PROVETTA 12X75 DA 6 ML CON TAPPO A SCATTO / 12X75 6ML TEST TUBE WITH TWO POSITION CLOSURE	41
	PROVETTA 17X100 DA 14 ML CON TAPPO A SCATTO / 17X100 14ML TEST TUBE WITH TWO POSITION CLOSURE	41
	PROVETTA IN POLIPROPILENE 16X58 5ML CON TAPPO A VITE, SUPERFICIE DI SCRITTURA E BASE D'APPOGGIO / 16X58 5ML POLYPROPYLENE TEST TUBE WITH SCREW CAP, FROSTED LABEL AND SKIRTED BASE	36
	PROVETTA IN POLIPROPILENE 16X98 10ML CON TAPPO A VITE, BASE D'APPOGGIO E SUPERFICIE DI SCRITTURA / 16X98 10ML POLYPROPYLENE TEST TUBE WITH SCREW CAP, FROSTED LABEL AND SKIRTED BASE	36
	PROVETTE 16X100 DA 10 ML IN POLISTIROLO STERILE CON TAPPO A VITE / 16X100 POLYSTYRENE 10 ML STERILE TEST TUBE WITH SCREW CAP	40
	PROVETTE 16X120 DA 16 ML IN POLISTIROLO STERILE CON TAPPO A VITE / 16X120 POLYSTYRENE 16 ML STERILE TEST TUBE WITH SCREW CAP	40
	PROVETTE 16X150 DA 19 ML IN POLISTIROLO STERILE CON TAPPO A VITE / 16X150 POLYSTYRENE 19 ML STERILE TEST TUBE WITH SCREW CAP	40
	PROVETTE CON ANTICOAGULANTE / ANTICOAGULANT TEST TUBES	55-56

PROVETTE CON BORDO IN POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE TEST TUBES WITH RIM	42-43
PROVETTE CON BORDO IN POLISTIROLO / POLYSTYRENE TEST TUBES WITH RIM	44-45
PROVETTE DA 15 ML CON TAPPO A VITE AZZURRO PER CENTRIFUGA / 15 ML CENTRIFUGE TEST TUBES WITH LIGHT BLUE STOPPER	38
PROVETTE DA 15 ML CON TAPPO A VITE ROSSO PER CENTRIFUGA / 15 ML CENTRIFUGE TEST TUBES WITH RED STOPPER	37
PROVETTE DA 50 ML CON TAPPO A VITE AZZURRO PER CENTRIFUGA / 50 ML CENTRIFUGE TEST TUBES WITH LIGHT BLUE STOPPER	39
PROVETTE DA 50 ML CON TAPPO A VITE AZZURRO PER CENTRIFUGA CON BASE D'APPOGGIO / 50 ML CENTRIFUGE TEST TUBES WITH SKIRTED BASE AND LIGHT BLUE STOPPER	39
PROVETTE DA 50 ML CON TAPPO A VITE ROSSO PER CENTRIFUGA / 50 ML CENTRIFUGE TEST TUBES WITH RED STOPPER	37
PROVETTE DA 50 ML CON TAPPO A VITE ROSSO PER CENTRIFUGA CON BASE D'APPOGGIO / 50 ML CENTRIFUGE TEST TUBES WITH SKIRTED BASE AND RED STOPPER	37
PROVETTE MICRO TEST PER PRELIEVO CAPILLARE / STERILE MICRO TEST TUBES FOR CAPILLARY BLOOD COLLECTION	30
PROVETTE PEDIATRICHE CON ANTICOAGULANTE / PEDIATRIC BLOOD COLLECTION TUBES	56
PROVETTE "EMOTEST" PER ANALIZZATORI AUTOMATICI / "EMOTEST" TEST TUBES FOR AUTOMATIC ANALYZERS	55
PROVETTE PER ESTRAZIONE SIERO / SERUM SEPARATOR TUBES	54
PROVETTE IN POLISTIROLO PER URINA / POLYSTYRENE URINE TEST TUBES	68
PROVETTE SENZA BORDO IN POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE TEST TUBES WITHOUT RIM	46
PROVETTE SENZA BORDO IN POLISTIROLO / POLYSTYRENE TEST TUBES WITHOUT RIM	47
PROVETTE SOTTOVUOTO CON ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE / VACUUM TUBES WITH CLOT ACTIVATOR	17
PROVETTE SOTTOVUOTO CON GEL E ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE / VACUUM TUBES WITH GEL + CLOT ACTIVATOR	17
PROVETTE SOTTOVUOTO CON GEL E LITIO EPARINA / VACUUM TUBES WITH GEL + LITHIUM HEPARIN	18
PROVETTE SOTTOVUOTO CON GRANULI E ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE / VACUUM TUBES WITH GRANULES + CLOT ACTIVATOR	17
PROVETTE SOTTOVUOTO CON INIBITORI DELLE GLICOSI / GLYCOSIS INHIBITORS VACUUM TUBES	16
PROVETTE SOTTOVUOTO CON TROMBINA / VACUUM TUBES FOR A RAPID SERUM SEPARATION	18
PROVETTE SOTTOVUOTO PER COAGULAZIONE / VACUUM TUBES FOR COAGULATION	16
PROVETTE SOTTOVUOTO PER EMOCROMO / VACUUM TUBES FOR BLOOD COUNTS	16
PROVETTE SOTTOVUOTO PER URINA / VACUUM TUBES FOR URINE	24
PROVETTE STERILI CON TAPPO ED ETICHETTA GIALLA IN POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE STERILE TEST TUBES WITH YELLOW STOPPER AND YELLOW LABEL	53
PROVETTE STERILI CON TAPPO ED ETICHETTA GIALLA IN POLISTIROLO / POLYSTYRENE STERILE TEST TUBES WITH YELLOW STOPPER AND YELLOW LABEL	53
PROVETTE STERILI CON TAPPO ED ETICHETTA ROSSA IN POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE STERILE TEST TUBES WITH RED STOPPER AND RED LABEL	52
PROVETTE STERILI CON TAPPO ED ETICHETTA ROSSA IN POLISTIROLO / POLYSTYRENE STERILE TEST TUBES WITH RED STOPPER AND RED LABEL	52
PROVETTE STERILI IN CONF. SINGOLA CON ETICHETTA / IND. WRAPPED TEST TUBES WITH LABEL	53
PROVETTE "MICROTEST" PER PRELIEVO CAPILLARE / "MICROTEST" TEST TUBES FOR CAPILLARY BLOOD COLLECTION	30
PROVETTE TAPPATE ED ETICHETTATE NON STERILI 12X86 / 12X86 NON-STERILE TEST TUBES WITH STOPPER AND LABEL	51
PROVETTE TAPPATE ED ETICHETTATE NON STERILI 16X100 / 16X100 NON-STERILE TEST TUBES WITH STOPPER AND LABEL	50
PUNTALI IN RACK AUTOCLAVABILI / TIPS IN AUTOCLAVABLE RACK	92-93-94
PUNTALI PER MACROVOLUMI / DISPOSABLE MACRO TIPS	90-91
PUNTALI PER MICROPIPETTE / MICROPIPETTE TIPS	88-89
PUNTALI STERILI CON FILTRO IN RACK / STERILE TIPS WITH FILTER IN RACK	95-96
ROTORE PER COAGULAZIONE / COAGULATION PLATE	82
SACCHETTI AUTOCLAVABILI / AUTOCLAVABLES BAGS	163
SACCHETTI CON CHIUSURA METALLICA / SAMPLE TRANSPORT BAGS WITH METALLIC CLOSURE	163
SACCHETTI PER TRASPORTO CAMPIONI / SAMPLES TRANSPORT BAGS	163
SACCHETTI IGIENIZZANTI PER PADELLE E URINALI / BED PANS AND URINALS HYGIENIC	183
SCATOLE E VASSOI PORTAVETRINI / STORAGE MICROSCOPE SLIDES BOXES AND TRAYS	146-147
"SEDI-TEST" PIPETTE PER VES / "SEDI-TEST" E.S.R. PIPETTES	32-57
SEKUR DRUG TEST KIT SU URINE / URINE SEKUR DRUG TEST KIT	189
"SEKUR TAINER" CONTENITORI URINA CON DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO URINA / "SEKUR TAINER" URINE CONTAINERS WITH VACUUM SAMPLING DEVICE	26
SIRINGHE SENZA E CON AGO / SYRINGES WITHOUT AND WITH NEEDLES	201
SISTEMI MANUALI PER LA LETTURA DELLA VES / MANUAL SISTEMS FOR E.S.R. READING	32
SISTEMI PER VES / E.S.R. SYSTEMS	57
SLIDE PER URINA / DIP-SLIDE FOR URINE	129
SPATOLA PER LABORATORIO / LABORATORY SPATULA	209
SPATOLE DI AYRES IN LEGNO / WOODEN PAP-TEST AYRE	207
SPECULUM VAGINALI STERILI / STERILE VAGINAL SPECULUM	207
SPUGNE PER TRASPORTO CAMPIONI / FOAM RACKS	159
STABILIZZATORI DI TEMPERATURA / TEMPERATURE STABILIZERS	161
STROFIROLL ROTOLI IN CARTA / PAPER REELS	206

T

STRISCE PER ANALISI URINA / URINALYSIS STRIPS	109
SUPPORTI PER MICROPROVETTE / MICROTEST TUBES RACKS	167
SUPPORTO PER URINALE UOMO / MEN'S URINAL SUPPORT	171
SUPPORTO UNIVERSALE PER CONTENITORE RACCOLTA URINA 24H / SUPPORT FOR URINE COLLECTION CONTAINER 24H	171
SVEGLIETTE CONTAMINUTI E CRONOMETRI / TIMERS AND CHRONOMETERS	197
"T-QUET" LACCIO EMOSTATICO IN TESSUTO CON RILASCIO ISTANTANEO / "T-QUET" HEMOSTATIC TEXTILE TOURNIQUET WITH INSTANTANEOUS RELEASE	21
TAMPONCINI NON STERILI E STERILI / NOT STERILE AND STERILE SWABS	118-119
TAMPONI CON TERRENO / TEST TUBE SWABS WITH TRANSPORT MEDIUM	121
TAMPONI CON TERRENO LIQUIDO / LIQUID TRANSPORT MEDIUM SWABS	123
TAMPONI CON TERRENO LIQUIDO PER VIRUS / LIQUID TRANSPORT MEDIUM FOR VIRUS SWABS	122
TAMPONI SECCHI IN PROVETTA / PLAIN TEST TUBE SWABS	120
TAPPI ALETTATI PER PROVETTE / WINGED STOPPERS FOR TEST TUBES	49
TAPPI PER PROVETTE / TEST TUBES STOPPERS	48
TAPPI PER PROVETTE URINA CON E SENZA PRESA IGIENICA / CAP FOR TEST TUBES WITH AND WITHOUT SANITARY GRIP	68
TAPPO CON GANCIO PER URINALI UOMO / POLYETHYLENE CAP FOR MEN'S URINAL	170
TAZZINE PORTACAMPIONE / SAMPLE CUPS	74-75-76
TERRENI DI COLTURA PRONTI IN PIASTRA / MEDIA IN PLATES	130-131
TEST PER DROGHE A 7 E 8 PARAMETRI / MULTIDRUG TEST	188
TEST RAPIDI E LETTORE PER TOSSICOLOGIA / TOXICOLOGY RAPID TESTS AND SCANNER	114-115
TEST RAPIDI PER GASTROENTEROLOGIA / GASTROENTEROLOGY RAPID TESTS	112-113
TEST RAPIDI PER GINECOLOGIA, FERTILITA', MARCATORI TUMORALI E EPATITI / GYNECOLOGY, FERTILITY, TUMOR MARKERS AND HEPATITIS RAPID TESTS	108-109
TEST RAPIDI PER MALATTIE INFETTIVE E PEDIATRICHE / INFECTIOUS AND PEDIATRIC DISEASE RAPID TESTS	110-111
"THERMIC BAG"	162
URINALE DONNA / WOMEN'S URINAL	171
URINALI UOMO / MEN'S URINAL	170
"VACU RE-CAP" TAPPI DI RICHIUSURA PER PROVETTE SOTTOVUOTO / "VACU RE-CAP" STOPPERS FOR VACUUM TUBES RECLOSING	31
VASCHETTE DILUIZIONE PER MICROPIPETTE / DISPOSABLE RESERVOIR	96
VETRINI COPRIOGGETTO EPREDIA-MENZEL / EPREDIA-MENZEL MICROSCOPE COVER GLASSES	137
VETRINI COPRIOGGETTO PRESTIGE / PRESTIGE MICROSCOPE COVER GLASSES	139
VETRINI PER LA CONTA DELLE CELLULE "GLASSTIC" / "GLASSTIC" SLIDES FOR CELLS COUNT	105
VETRINI PER SEDIMENTI URINARI "FAST SLIDE" E "PENTA SQUARES" / "FAST SLIDE" AND "PENTA SQUARES" SLIDES	104-105
VETRINI PORTAOGGETTO EPREDIA-MENZEL / EPREDIA-MENZEL MICROSCOPE SLIDES	136
VETRINI PORTAOGGETTO / MICROSCOPE SLIDES	138

U
V



Indice per articolo.

Index
by article

<u>4394</u>	202	<u>300043</u>	161	<u>311220</u>	93	<u>317004</u>	39	<u>318038</u>	42	<u>318189</u>	178
<u>5527</u>	108	<u>300044</u>	161	<u>311375</u>	47	<u>317010</u>	75	<u>318042</u>	44	<u>318191</u>	89
<u>14250</u>	33	<u>300045</u>	161	<u>311515</u>	17	<u>317015</u>	83	<u>318046</u>	199	<u>318194</u>	90
<u>111104</u>	109	<u>300051</u>	162	<u>311601</u>	93	<u>317016</u>	76	<u>318047</u>	199	<u>318215</u>	53
<u>111109</u>	113	<u>300613</u>	201	<u>311700</u>	18	<u>317018</u>	38	<u>318050</u>	43	<u>318224</u>	124
<u>111110S</u>	108	<u>300865</u>	201	<u>311800</u>	18	<u>317020</u>	38	<u>318051</u>	49	<u>318226</u>	124
<u>111116</u>	108	<u>300866</u>	201	<u>312005</u>	16	<u>317022</u>	38	<u>318052</u>	49	<u>318231</u>	124
<u>111120</u>	110	<u>301190</u>	201	<u>312010</u>	16	<u>317023</u>	83	<u>318053</u>	49	<u>318244</u>	124
<u>111135N</u>	111	<u>301209</u>	154	<u>312020</u>	16	<u>317025</u>	82	<u>318054</u>	47	<u>318245</u>	125
<u>111136</u>	111	<u>301229</u>	201	<u>312550</u>	18	<u>317042</u>	40	<u>318055</u>	46	<u>318246</u>	124
<u>111137A</u>	110	<u>301231</u>	201	<u>312570</u>	18	<u>317044</u>	40	<u>318056</u>	47	<u>318252</u>	126
<u>111138</u>	110	<u>303179</u>	201	<u>312580</u>	18	<u>317050</u>	40	<u>318057</u>	46	<u>318254</u>	124
<u>111140</u>	113	<u>303219</u>	201	<u>313005</u>	16	<u>317052</u>	40	<u>318060</u>	42	<u>318256</u>	124
<u>111141</u>	113	<u>307727</u>	201	<u>313010</u>	16	<u>317058</u>	40	<u>318061</u>	44	<u>318260</u>	88
<u>111150</u>	110	<u>307731</u>	201	<u>313021</u>	145	<u>317060</u>	40	<u>318065</u>	74	<u>318263</u>	90
<u>111172</u>	110	<u>307736</u>	201	<u>313030</u>	16	<u>317070</u>	39	<u>318070</u>	48	<u>318265</u>	91
<u>111176</u>	111	<u>307739</u>	201	<u>313040</u>	16	<u>317072</u>	39	<u>318072</u>	48	<u>318266</u>	89
<u>111177</u>	108	<u>307740</u>	201	<u>313061</u>	145	<u>317073</u>	77	<u>318076</u>	48	<u>318269</u>	88
<u>111185</u>	108	<u>307742</u>	201	<u>313071</u>	146	<u>317074</u>	39	<u>318082</u>	48	<u>318273</u>	54
<u>111192</u>	112	<u>310010</u>	17	<u>313072</u>	146	<u>317077</u>	77	<u>318091</u>	118	<u>318279</u>	54
<u>111193</u>	112	<u>310020</u>	17	<u>313073</u>	146	<u>317079</u>	77	<u>318092</u>	118	<u>318281</u>	54
<u>111194</u>	112	<u>310060</u>	17	<u>313100</u>	47	<u>317085</u>	36	<u>318093</u>	208	<u>318286</u>	127
<u>111218</u>	115	<u>310104</u>	207	<u>313102</u>	42	<u>317095</u>	36	<u>318114</u>	71	<u>318288</u>	127
<u>111219</u>	115	<u>310105</u>	207	<u>313105</u>	44	<u>317100</u>	39	<u>318115</u>	71	<u>318289</u>	127
<u>111221</u>	115	<u>310106</u>	207	<u>313114</u>	69	<u>317102</u>	39	<u>318116</u>	84	<u>318290</u>	127
<u>111222</u>	108	<u>310174</u>	17	<u>313115</u>	69	<u>317104</u>	39	<u>318117</u>	71	<u>318291</u>	88
<u>111223</u>	115	<u>310176</u>	17	<u>313117</u>	69	<u>317118</u>	38	<u>318118</u>	84	<u>318294</u>	88
<u>111227</u>	115	<u>310178</u>	17	<u>313119</u>	70	<u>317120</u>	38	<u>318122</u>	71	<u>318303</u>	52
<u>111228</u>	115	<u>310204</u>	17	<u>313122</u>	69	<u>317122</u>	38	<u>318124</u>	71	<u>318304</u>	45
<u>111229</u>	115	<u>310214</u>	17	<u>313123</u>	70	<u>317223</u>	41	<u>318126</u>	76	<u>318307</u>	52
<u>111230</u>	109	<u>310234</u>	17	<u>313255</u>	163	<u>317224</u>	83	<u>318127</u>	71	<u>318310</u>	45
<u>111232</u>	115	<u>310240</u>	77	<u>313257</u>	163	<u>317227</u>	41	<u>318128</u>	76	<u>318316</u>	71
<u>111233</u>	115	<u>310431</u>	166	<u>313316</u>	70	<u>317243</u>	41	<u>318136</u>	125	<u>318320</u>	75
<u>111234</u>	115	<u>310435</u>	167	<u>313320</u>	70	<u>317249</u>	41	<u>318140</u>	125	<u>318321</u>	75
<u>142600</u>	32	<u>310501</u>	32-57	<u>313459</u>	163	<u>317522</u>	126	<u>318142</u>	125	<u>318327</u>	75
<u>142625</u>	33	<u>310503</u>	57	<u>313520</u>	16	<u>317555</u>	126	<u>318150</u>	74	<u>318329</u>	81
<u>161560</u>	54	<u>310505</u>	32-57	<u>313559</u>	163	<u>317560</u>	76	<u>318151</u>	74	<u>318330</u>	78
<u>161580</u>	54	<u>310517</u>	57	<u>313712</u>	163	<u>317565</u>	76	<u>318152</u>	74	<u>318345</u>	77
<u>161600</u>	55	<u>310525</u>	17	<u>313805</u>	16	<u>318004</u>	42	<u>318153</u>	74	<u>318346</u>	84
<u>208065</u>	100	<u>310535</u>	17	<u>313820</u>	16	<u>318005</u>	46	<u>318154</u>	74	<u>318348</u>	77
<u>208070</u>	100	<u>310700</u>	18	<u>313825</u>	16	<u>318008</u>	44	<u>318158</u>	74	<u>318350</u>	48
<u>212007</u>	111	<u>310800</u>	18	<u>314010</u>	16	<u>318009</u>	53	<u>318159</u>	68	<u>318351</u>	48
<u>212015</u>	104	<u>310834</u>	209	<u>314020</u>	16	<u>318012</u>	43	<u>318165</u>	68	<u>318353</u>	48
<u>212051</u>	104	<u>310960</u>	200	<u>314074</u>	16	<u>318015</u>	52	<u>318166</u>	78	<u>318356</u>	48
<u>244173</u>	57	<u>311002</u>	17	<u>314084</u>	16	<u>318016</u>	42	<u>318167</u>	78	<u>318359</u>	48
<u>244177</u>	57	<u>311005</u>	17	<u>314100</u>	32	<u>318017</u>	46	<u>318169</u>	68	<u>318360</u>	82
<u>290195</u>	100	<u>311010</u>	17	<u>314315</u>	16	<u>318020</u>	44	<u>318170</u>	88	<u>318363</u>	48
<u>291320</u>	101	<u>311020</u>	17	<u>314365</u>	16	<u>318022</u>	42	<u>318172</u>	88	<u>318372</u>	48
<u>291321</u>	101	<u>311030</u>	17	<u>314750</u>	24	<u>318023</u>	44	<u>318173</u>	89	<u>318373</u>	48
<u>291322</u>	101	<u>311100</u>	93	<u>314850</u>	24	<u>318026</u>	47	<u>318174</u>	88	<u>318380</u>	80
<u>300015</u>	161	<u>311110</u>	92	<u>314930</u>	24	<u>318028</u>	48	<u>318176</u>	88	<u>318408</u>	46
<u>300031</u>	161	<u>311130</u>	92	<u>316100</u>	47	<u>318030</u>	42	<u>318178</u>	89	<u>318413</u>	52
<u>300033</u>	161	<u>311140</u>	92	<u>316105</u>	47	<u>318031</u>	46	<u>318180</u>	89	<u>318417</u>	52
<u>300041</u>	161	<u>311164</u>	94	<u>317000</u>	39	<u>318035</u>	43	<u>318182</u>	89	<u>318418</u>	54
<u>300042</u>	161	<u>311165</u>	94	<u>317002</u>	39	<u>318037</u>	45	<u>318187</u>	89	<u>318423</u>	54

<u>318424</u>	150	<u>319285</u>	131	<u>331170</u>	61	<u>360030</u>	196	<u>374104</u>	137	<u>385011</u>	123
<u>318426</u>	150	<u>319288</u>	131	<u>331171</u>	61	<u>360240</u>	204	<u>374106</u>	137	<u>385031</u>	123
<u>318427</u>	151	<u>319290</u>	131	<u>331173</u>	62	<u>361251</u>	204	<u>374108</u>	137	<u>385041</u>	123
<u>318428</u>	150	<u>319327</u>	131	<u>331178</u>	62	<u>361253</u>	204	<u>374110</u>	137	<u>386001</u>	123
<u>318429</u>	151	<u>319333</u>	131	<u>331193</u>	63	<u>361255</u>	204	<u>374112</u>	137	<u>386011</u>	123
<u>318430</u>	151	<u>319336</u>	131	<u>331198</u>	63	<u>361361</u>	204	<u>374114</u>	137	<u>386031</u>	123
<u>318432</u>	98	<u>319363</u>	131	<u>331200</u>	63	<u>361362</u>	204	<u>374116</u>	137	<u>386041</u>	123
<u>318433</u>	98	<u>319366</u>	131	<u>331210</u>	29	<u>361363</u>	204	<u>374118</u>	137	<u>390470</u>	172
<u>318434</u>	98	<u>319372</u>	131	<u>331225</u>	26	<u>361365</u>	204	<u>374120</u>	137	<u>390470</u>	172
<u>318436</u>	98	<u>319399</u>	131	<u>331230</u>	26	<u>361366</u>	204	<u>380101</u>	120	<u>390472</u>	172
<u>318440</u>	98	<u>319405</u>	131	<u>331245</u>	26	<u>361367</u>	204	<u>380201</u>	120	<u>390475</u>	174
<u>318450</u>	48	<u>319950</u>	131	<u>331246</u>	26	<u>361401</u>	206	<u>380301</u>	120	<u>390481</u>	174
<u>318451</u>	48	<u>321375</u>	46	<u>331250</u>	26	<u>361414</u>	206	<u>381082</u>	167	<u>390482</u>	174
<u>318453</u>	48	<u>321600</u>	30	<u>331251</u>	26	<u>361416</u>	206	<u>381201</u>	121	<u>390485</u>	170
<u>318456</u>	48	<u>323000</u>	118	<u>331263</u>	60	<u>361423</u>	206	<u>381429</u>	64	<u>390488</u>	171
<u>318459</u>	48	<u>323007</u>	118	<u>331264</u>	60	<u>361451</u>	204	<u>381430</u>	64	<u>390489</u>	170
<u>318460</u>	65	<u>323014</u>	118	<u>331265</u>	61	<u>361453</u>	204	<u>381448</u>	64	<u>390491</u>	170
<u>318463</u>	48	<u>323021</u>	118	<u>331266</u>	61	<u>361455</u>	204	<u>381449</u>	64	<u>390493</u>	173
<u>318471</u>	65	<u>323080</u>	121	<u>331270</u>	25	<u>361501</u>	203	<u>381451</u>	64	<u>390496</u>	173
<u>318501</u>	80	<u>323205</u>	99	<u>331273</u>	25	<u>362136</u>	23	<u>381452</u>	64	<u>390595</u>	175
<u>318502</u>	56	<u>323210</u>	99	<u>331275</u>	25	<u>362236</u>	23	<u>381453</u>	65	<u>390599</u>	28-177
<u>318507</u>	82	<u>323225</u>	99	<u>331280</u>	62	<u>362336</u>	23	<u>381454</u>	65	<u>390699</u>	175
<u>318510</u>	56	<u>323230</u>	99	<u>331282</u>	179	<u>362702</u>	22	<u>381460</u>	65	<u>391010</u>	147
<u>318518</u>	54	<u>323245</u>	99	<u>331290</u>	179	<u>362704</u>	22	<u>381471</u>	65	<u>391148</u>	212
<u>318520</u>	55	<u>323250</u>	99	<u>332010</u>	199	<u>362710</u>	22	<u>381645</u>	78	<u>391158</u>	213
<u>318524</u>	55	<u>323265</u>	99	<u>332130</u>	163	<u>362715</u>	22	<u>382082</u>	167	<u>391248</u>	212
<u>318540</u>	55	<u>323270</u>	99	<u>332501</u>	96	<u>362718</u>	22	<u>382201</u>	121	<u>391258</u>	213
<u>318544</u>	55	<u>323285</u>	99	<u>332505</u>	96	<u>362722</u>	22	<u>382291</u>	121	<u>391348</u>	212
<u>318548</u>	55	<u>323985</u>	104	<u>333600</u>	140	<u>366005</u>	142	<u>382301</u>	121	<u>391358</u>	213
<u>318553</u>	55	<u>323990</u>	105	<u>334130</u>	163	<u>368872</u>	20	<u>382448</u>	66	<u>391448</u>	212
<u>318557</u>	55	<u>325722</u>	21	<u>334930</u>	179	<u>371100</u>	138	<u>382451</u>	66	<u>391458</u>	213
<u>318562</u>	55	<u>325727</u>	21	<u>335130</u>	163	<u>371102</u>	136	<u>382452</u>	66	<u>391470</u>	172
<u>318595</u>	55	<u>328224</u>	124	<u>337100</u>	37	<u>371103</u>	141	<u>382454</u>	66	<u>391475</u>	172
<u>318610</u>	55	<u>328226</u>	124	<u>337102</u>	37	<u>371105</u>	138	<u>382480</u>	67	<u>391480</u>	180
<u>318614</u>	55	<u>328244</u>	124	<u>337118</u>	37	<u>371110</u>	138	<u>382481</u>	67	<u>391485</u>	170
<u>318640</u>	56	<u>330113</u>	121	<u>337120</u>	37	<u>371112</u>	144	<u>382482</u>	67	<u>391580</u>	181
<u>318644</u>	56	<u>330507</u>	121	<u>337170</u>	37	<u>371115</u>	138	<u>382485</u>	67	<u>391599</u>	28-177
<u>318665</u>	68	<u>331001</u>	95	<u>337172</u>	37	<u>371121</u>	136	<u>382646</u>	79	<u>391648</u>	214
<u>318706</u>	81	<u>331002</u>	95	<u>350101</u>	128	<u>371122</u>	144	<u>382648</u>	79	<u>391699</u>	27-176
<u>318740</u>	56	<u>331003</u>	95	<u>350111</u>	128	<u>371180</u>	142	<u>382650</u>	79	<u>391748</u>	214
<u>318766</u>	78	<u>331004</u>	145	<u>351101</u>	128	<u>371202</u>	136	<u>383001</u>	123	<u>391848</u>	214
<u>318802</u>	31	<u>331005</u>	95	<u>351111</u>	128	<u>371221</u>	136	<u>383031</u>	123	<u>391948</u>	214
<u>318806</u>	31	<u>331006</u>	95	<u>351316</u>	20	<u>372100</u>	139	<u>384001</u>	122	<u>392010</u>	147
<u>318870</u>	48	<u>331007</u>	95	<u>351320</u>	20	<u>372102</u>	139	<u>384003</u>	122	<u>392148</u>	212
<u>318871</u>	48	<u>331009</u>	96	<u>355101</u>	128	<u>372104</u>	139	<u>384010</u>	57	<u>392158</u>	213
<u>318872</u>	48	<u>331010</u>	96	<u>355111</u>	128	<u>372106</u>	139	<u>384011</u>	122	<u>392248</u>	212
<u>318873</u>	48	<u>331011</u>	96	<u>356101</u>	128	<u>372108</u>	139	<u>384013</u>	122	<u>392258</u>	213
<u>318876</u>	48	<u>331013</u>	96	<u>356111</u>	128	<u>372110</u>	139	<u>384021</u>	122	<u>392348</u>	212
<u>318882</u>	48	<u>331130</u>	163	<u>357550</u>	99	<u>372112</u>	139	<u>384023</u>	122	<u>392358</u>	213
<u>318984</u>	91	<u>331155</u>	60	<u>357591</u>	99	<u>372114</u>	139	<u>384338</u>	98	<u>392448</u>	212
<u>318993</u>	68	<u>331160</u>	60	<u>357600</u>	99	<u>372116</u>	139	<u>384378</u>	98	<u>392458</u>	213
<u>319002</u>	109	<u>331163</u>	60	<u>359100</u>	128	<u>372118</u>	139	<u>384629</u>	66	<u>392648</u>	214
<u>319126</u>	76	<u>331165</u>	61	<u>359103</u>	128	<u>372120</u>	139	<u>384630</u>	66	<u>392748</u>	214
<u>319250</u>	129	<u>331166</u>	61	<u>360010</u>	196	<u>374100</u>	137	<u>384720</u>	65	<u>392848</u>	214
<u>319255</u>	129	<u>331168</u>	61	<u>360020</u>	196	<u>374102</u>	137	<u>385001</u>	123	<u>392948</u>	214

<u>394010</u>	147	<u>511225</u>	21	<u>3813005</u>	30	<u>3169230-21G</u>	20	<u>511028/RO</u>	163
<u>394470</u>	182	<u>511238</u>	205	<u>3813010</u>	30	<u>3169230-22G</u>	20	<u>511028/V</u>	163
<u>394473</u>	184	<u>511240</u>	205	<u>3813805</u>	30	<u>318006T</u>	50	<u>511064.</u>	202
<u>394475</u>	182	<u>511320</u>	157	<u>3814010</u>	30	<u>318007B</u>	52	<u>98-00-000</u>	132
<u>394477</u>	184	<u>512027</u>	202	<u>3814074</u>	30	<u>318010T</u>	50	<u>98-00-008</u>	133
<u>394485</u>	182	<u>512210</u>	191	<u>3849440</u>	30	<u>318011B</u>	52	<u>BCSSF2119</u>	23
<u>395148</u>	212	<u>512214</u>	191	<u>7711141</u>	183	<u>318011G</u>	53	<u>BCSSF2219</u>	23
<u>395158</u>	213	<u>512231</u>	162	<u>7733993</u>	183	<u>318014T</u>	50	<u>BCSSF2319</u>	23
<u>395248</u>	212	<u>521109</u>	193	<u>7744110</u>	183	<u>318015G</u>	53	<u>BS1,5LT</u>	194
<u>395258</u>	213	<u>521110</u>	197	<u>8001209</u>	97	<u>318016T</u>	51	<u>BS3LT</u>	194
<u>395348</u>	212	<u>531004</u>	200	<u>8002209</u>	97	<u>318020T</u>	51	<u>BS6LT</u>	194
<u>395358</u>	213	<u>720200</u>	157	<u>8003209</u>	97	<u>318027B</u>	53	<u>CS2LT</u>	194
<u>395448</u>	212	<u>720201</u>	154	<u>8004209</u>	97	<u>318051A</u>	49	<u>CS3LT</u>	194
<u>395458</u>	213	<u>720202</u>	155	<u>8007209</u>	97	<u>318051G</u>	49	<u>CS4LT</u>	194
<u>395648</u>	214	<u>720203</u>	155	<u>8008209</u>	97	<u>318051R</u>	48	<u>CS5LTB</u>	194
<u>395748</u>	214	<u>720205</u>	158	<u>8009209</u>	97	<u>318052A</u>	49	<u>CS5LTH</u>	194
<u>395848</u>	214	<u>720206</u>	155	<u>8010209</u>	97	<u>318052B</u>	49	<u>CS6LTH</u>	194
<u>395948</u>	214	<u>720211</u>	156	<u>8011209</u>	97	<u>318052BL</u>	49	<u>DISPO 0,5</u>	195
<u>399148</u>	212	<u>720265</u>	165	<u>8012209</u>	97	<u>318052G</u>	49	<u>DISPO 0,7</u>	195
<u>399248</u>	212	<u>720266</u>	165	<u>8013209</u>	97	<u>318052R</u>	49	<u>DISPO 1</u>	195
<u>399485</u>	171	<u>720267</u>	165	<u>8014209</u>	97	<u>318052RA</u>	49	<u>DISPO 1,5</u>	195
<u>399599</u>	171	<u>720268</u>	165	<u>8015209</u>	97	<u>318052V</u>	49	<u>DISPO 2</u>	195
<u>410118</u>	52	<u>720275</u>	164	<u>8016209</u>	97	<u>318053A</u>	49	<u>DISPO 3</u>	195
<u>412066</u>	100	<u>720276</u>	164	<u>8100209</u>	97	<u>318053B</u>	49	<u>DISPO 4</u>	195
<u>412067</u>	100	<u>720277</u>	164	<u>8101209</u>	97	<u>318053BL</u>	49	<u>K296</u>	167
<u>417028</u>	38	<u>720278</u>	164	<u>8102209</u>	97	<u>318053G</u>	49	<u>K569</u>	157
<u>417030</u>	38	<u>720299</u>	162	<u>8103209</u>	97	<u>318053R</u>	49	<u>K923</u>	143
<u>417032</u>	38	<u>780140</u>	119	<u>8104209</u>	97	<u>318053RA</u>	49	<u>K924</u>	143
<u>450181</u>	20	<u>800101</u>	159	<u>8105209</u>	97	<u>318053V</u>	49	<u>K925</u>	143
<u>472001</u>	156	<u>800110</u>	158	<u>8105219</u>	97	<u>318121E</u>	178	<u>PBS06LT</u>	194
<u>472003</u>	156	<u>910082</u>	114-188	<u>8106209</u>	97	<u>318144S</u>	125	<u>PBS08LT</u>	194
<u>472007</u>	159	<u>930800</u>	189	<u>8106219</u>	97	<u>318303G</u>	53	<u>PBS1,5LT</u>	194
<u>472008</u>	159	<u>930820</u>	190	<u>8107209</u>	97	<u>318306T</u>	51	<u>PBS12LT</u>	194
<u>472009</u>	159	<u>3135100</u>	16	<u>8108209</u>	97	<u>318307G</u>	53	<u>PBS2LT</u>	194
<u>472010</u>	159	<u>3135300</u>	16	<u>31928077</u>	131	<u>318380A</u>	80	<u>PBS5LT</u>	194
<u>472040</u>	154	<u>3135400</u>	16	<u>38540125</u>	56	<u>318380B</u>	80	<u>PBS6LT</u>	194
<u>472078</u>	156	<u>3147700</u>	24	<u>38610125</u>	56	<u>318380G</u>	80	<u>PBS7LT</u>	194
<u>472140</u>	154	<u>3148600</u>	24	<u>70100503</u>	160	<u>318417G</u>	53	<u>POKET 0,4LT</u>	195
<u>511003</u>	206	<u>3149600</u>	24	<u>70100513</u>	160	<u>318802-01</u>	31	<u>PSV21ET</u>	22
<u>511004</u>	200	<u>3169018</u>	20	<u>318520125</u>	56	<u>318802-02</u>	31	<u>PSV22ET</u>	22
<u>511008</u>	197	<u>3169220</u>	20	<u>380100311</u>	208	<u>318806-01</u>	31	<u>PSV23ET</u>	22
<u>511010</u>	209	<u>3526502</u>	19	<u>380100331</u>	208	<u>318806-02</u>	31	<u>PSVSF21G</u>	23
<u>511012</u>	207	<u>3526504</u>	19	<u>111110S</u>	108	<u>328244S</u>	124	<u>PSVSF22G</u>	23
<u>511025</u>	21	<u>3526506</u>	19	<u>111135N</u>	111	<u>330197C</u>	121	<u>PSVSF23G</u>	23
<u>511026</u>	205	<u>3526512</u>	19	<u>111137A</u>	110	<u>331162R</u>	60	<u>RSSIII</u>	114
<u>511027</u>	202	<u>3526514</u>	19	<u>157ESKRD2</u>	191	<u>331183E</u>	178	<u>S300257</u>	185
<u>511057</u>	166	<u>3526516</u>	19	<u>157KRDV</u>	189	<u>341CB-1</u>	158		
<u>511064</u>	202	<u>3526537</u>	19	<u>157KRDDVD2</u>	191	<u>341HB-1</u>	157		
<u>511105</u>	105	<u>3526553</u>	19	<u>157KRDDVD6</u>	191	<u>361505A</u>	203		
<u>511210</u>	21	<u>3526555</u>	19	<u>157MDTK</u>	115-188	<u>389010/R</u>	166		
<u>511212</u>	21	<u>3810020</u>	30	<u>157MDTK+A</u>	115-188	<u>511028/A</u>	163		
<u>511213</u>	198	<u>3810176</u>	30	<u>157POLKIT+VOID</u>	190	<u>511028/AZ</u>	163		
<u>511214</u>	198	<u>3811020</u>	30	<u>158MDTK+A</u>	115	<u>511028/G</u>	163		
<u>511215</u>	198	<u>3812020</u>	30	<u>314200L</u>	32	<u>511028/N</u>	163		
<u>511216</u>	198	<u>3812550</u>	30	<u>3169230-20G</u>	20	<u>511028/R</u>	163		



SYNTESYS

Syntesys srl • Via G. Galilei 10/3 • 35037 Teolo (PD) • Italy
Tel 049 9903866 • Fax 049 9903867

MAIL: info@syntesys.it • WEB: www.syntesys.it